

Seniorenbett RELAX – kombinieren Sie Ihr Wunsch-Seniorenbett

Durch die Nutzung des höhenverstellbaren Betteinsatzes „Lippe“ wird aus Ihrem Seniorenbett „Relax“ ein voll funktionsfähiges Pflegebett.
Der Betteinsatz „Lippe“ ist jederzeit – auch nachträglich – einbaubar.



Einzelbett „Relax“



Doppellbett „Relax“ mit höhenverstellbarem Betteinsatz „Lippe“



Einzelbett „Relax“ mit Lattenrost, Rücken- und Beinlehne manuell verstellbar



Zwei Einzelbetten als Doppelbett zusammengestellt. „Besucherritze“ durch Holzabdeckung verkleidet. (Holzabdeckung als Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar)



Einzelbett „Relax“ mit Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne elektromotorisch verstellbar



Einzelbett „Relax“ mit höhenverstellbarem Betteinsatz „Lippe“ und bodentiefen Bettseiten (gegen Mehrpreis lieferbar). Rücken- und Beinlehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar

**Komfortabel und seniorengerecht:
Die Einstiegshöhe von 45 cm!**

> Farben | Dekore



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in „Buche“ Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in „Ahorn“ Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in „Havanna“ Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in „Bella Noce“ Dekor

> Details



Auflagewinkel für Lattenrost in 4 Stufen (à 2 cm) höhenverstellbar. Niedrigster Auflagepunkt 26 cm. (Serienausführung– ohne Mehrpreis)

> Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)
Bei Nutzung des höhenverstellbaren Betteinsatzes „Lippe“



Bodentiefe Bettseiten



Aufstehhilfe



Seitengitter aufsteckbar



Aufrichter mit Triangelgriff



Seniorenbett „Relax“



Seniorenbett „Relax“

> Ausführung

Stollen der Kopf- und Fußteile sowie Griffliste im Fußteil aus Buche massiv. Füllungen und Bettseiten in Dekor-Optik (4 verschiedene Dekore nach Wahl).

Einstiegshöhe 45 cm (gemessen von Oberkante Bettseite/Fußboden). Durch höhenverstellbare Auflageleisten für Lattenrost läßt sich die Einstiegshöhe individuell einstellen.

> Produkt-Ausführungen

Seniorenbett „Relax“ Buche Dekor
 Seniorenbett „Relax“ Buche Dekor
 Seniorenbett „Relax“ Ahorn Dekor
 Seniorenbett „Relax“ Ahorn Dekor
 Seniorenbett „Relax“ Havanna Dekor
 Seniorenbett „Relax“ Havanna Dekor
 Seniorenbett „Relax“ Bella Noce Dekor
 Seniorenbett „Relax“ Bella Noce Dekor

> Liegeflächen-Maße

90 x 200 cm
 100 x 200 cm
 90 x 200 cm
 100 x 200 cm
 90 x 200 cm
 100 x 200 cm
 90 x 200 cm
 100 x 200 cm

> Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)

> Liegeflächen-Maße

Holzabdeckung (Buche Dekor) zur Verkleidung der „Besucherritze“ bei Nutzung von 2 Betten als Doppelbett

Bodentiefe Bettseiten (Bitte Dekor angeben)

Lattenrost, Rücken- und Beinlehne manuell verstellbar
 Lattenrost, Rücken- und Beinlehne manuell verstellbar

90 x 200 cm
 100 x 200 cm

Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne elektromotorisch verstellbar
 Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne elektromotorisch verstellbar

90 x 200 cm
 100 x 200 cm

Höhenverstellbarer Betteinsatz „Lippe“, Rücken- und Beinlehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar

90 x 200 cm

Höhenverstellbarer Betteinsatz „Lippe“, Rücken- und Beinlehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar

100 x 200 cm

> Zubehör für Betteinsatz „Lippe“

(Technische Änderungen vorbehalten)

Aufstehhilfe
 Seitengitter aufsteckbar
 Aufrichter mit Triangelgriff

