Datenblatt · Burmeier

Datenblatt Pflegebett Westfalia III

Burmeier stellt das Pflegebett Westfalia III nicht mehr her. Diese Unterlage folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original, damit Sie Ihr Bett weiter sicher bedienen können.

HERSTELLER	MODELL	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	Westfalia III	08/2013

Sie haben ein Burmeier-Pflegebett?

- Passende Matratzen und Zubehör für Burmeier-Pflegebetten
- Fragen zu Ersatzteilen und Zubehör: 040 / 60 94 52 45
- Aktuelle Pflegebetten, Anleitungen und Maßskizzen von Burmeier

careshop-24.de/Burmeier

Code scannen

Pflegebett **Westfalia III**



Westfalia III mit Holzumbau „Standard“

CE

Pflegebett Westfalia III

> Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, mit elektromotorisch verstellbarer Rücken- und Oberschenkellehne, Liegehöhenverstellung durch Elektromotor von 40 - 80 cm einstellbar, Holzumbau mit integrierten Seitengittern, Buche natur. Fahrgestell mit Einzelradfeststellung, Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

Gefertigt nach:
> Norm DIN EN 1970:2000 + A1:2005
> Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001
(reduziert auf die Belange der Hauspflege)
> Norm IEC 60601-2-52:2009

> Bestell-Nummer		> Maße	> Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)
51.2431.11 S	Pflegebett Westfalia III	Länge 212 cm Breite 101 cm	ohne Abbildung: • Holzumbau in Kirsche oder anderen Dekoren auf Anfrage • Kopf- und Fußteile 10 cm höher, Seitengitter mit 3 Holmen
19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)		

> Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)

(Technische Änderungen vorbehalten)



Serviertablett



Wandabweisrolle inkl. Halterung (auch nachträglich montierbar)



Aufsteckbarer Seitengitterholm



Leselampen



Bettverlängerung inkl. Seitengitterholme (auch nachträglich montierbar)



Schaumlederbezug für Seitengitter

Burmeier GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Pivitsheider Straße 270 | 32791 Lage/Lippe
Tel. +49 (0) 5232 9841-0 | Fax +49 (0) 5232 9841-41 | info@burmeier.de | www.burmeier.de

Westfalia III – Das klassische Pflegebett



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

175 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Das Westfalia III ist auch in Liegeflächen-Sondergrößen lieferbar:
90 x 180 cm, 90 x 190 cm,
100 x 200 cm, 100 x 220 cm





Wandabweisrolle als Zubehör optional lieferbar



hochwertige und robuste Tente-Qualitätsrolle

Wartungsarmes und langlebiges Linak-Antriebssystem



Unterschenkellehne manuell einstellbar



Unterschiedliche Holzumbauten lieferbar
„Standard“ ohne Rundstollen
„Comodo“ mit seitlichen Rundstollen
„Primero“ mit Griffleiste

Ihre Vorteile:

• **Qualität und Langlebigkeit**
Das Pflegebett Westfalia III ist äußerst stabil konstruiert, so dass sie die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllen.
Die hohe Qualität sichert Ihnen langlebige, robuste und wartungsarme Pflegebetten, die die Folgekosten entscheidend minimieren.

Bewohner finden optimale Pflegebedingungen vor. Die pflegenden Personen werden im täglichen Einsatz wesentlich entlastet.

• **Wirtschaftlichkeit**
Das Preis-/Leistungsverhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier Qualitätsphilosophie.