Preise und Katalog · Burmeier

Katalogseiten Betteinsatz Lippe 120/140 mit Zubehör und unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	08/2026

Betteinsatz Lippe 120/140 bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflege-Betteinsatz-Lippe-120-140-von-Burmeier

Code scannen




Betteinsatz Lippe 120/140

Vorteile:

- **sehr viel Platz und Komfort durch Liegeflächenbreiten von 120 und 140 cm**
- **durch hohe sichere Arbeitslast von 250 kg eine praktische Alternative zu einem Schwerlastbett**
- **je nach verwendeter Matratze und Zubehör geeignet für Bewohner mit einem Körpergewicht von über 200 kg**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Standfüße
- mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen



Kugelgelagerte Höhenverstellung



Elektronisches Schaltnetzteil
- Switch Mode, direkt hinter Netzstecker integriert




Aufnahmebuchse des Steckers
- zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)



Niedrige Einstiegshöhe
- 29 cm – erleichtert den Ein- und Ausstieg

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Lippe-120/140-Konfigurationsbogen.

Montagevideo

Lippe 120
Hilfsmittel-Nr.
19.40.03.6001
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.03.6001

Lippe 140
Hilfsmittel-Nr.
19.40.03.6002
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.03.6002


Zubehör und Matratzen | Betteinsatz Lippe 120 / 140



1 2 Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm).




3 Aufrichter mit Triangelgriff.



4 Aufstehhilfe.



5 Aufstehhilfe extra breit.



6 7 Liegeflächenverlängerung (auch nachträglich montierbar).



8 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).





9 10 Leselampen.



11 Unterbettlicht.



12 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



13 14 15 Polsterteil Liegeflächenverlängerung.

Technische Daten	Lippe 120/140
Nettogewicht	129/138 kg
Außenmaße	115 x 195 cm 135 x 195 cm
Höhenverstellbereich	29–74 cm
sichere Arbeitslast	251 kg
max. Bewohnergewicht	210 kg
24-Volt-System	✓
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm 140 x 200 cm
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv
Notabsenkung mechanisch	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Lippe 120 x 200 cm	2.349,00	3.299,00
Lippe 140 x 200 cm	2.648,00	3.619,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Adapter für Standfüße 7 cm	1 Stück	75,00 für 4 Stück –	19,00
2 Adapter für Standfüße 14,3 cm	1 Stück		29,00
3 Aufrichter mit Triangelgriff (Farbe: Topas)	O	99,00	149,00
4 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
5 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
6 für Lippe 120: Liegeflächenverlängerung 20 cm für Metallliegefläche	O	199,00	279,00
7 für Lippe 140: Liegeflächenverlängerung 20 cm für Metallliegefläche	O	199,00	279,00
8 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	119,00	119,00
9 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
10 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
11 Unterbettlicht	O	159,00	219,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
12 Matratze Cloud-fit	120 cm x 200 cm x 16 cm 140 cm x 200 cm x 16 cm	1.019,00 1.199,00	1.189,00 1.469,00
13 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 16 cm	159,00	189,00
14 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 19 cm	–	199,00
15 Polsterteil für Bettverlängerung	140 cm x 20 cm x 16 cm	169,00	199,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Lippe-120/140-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.