Maßskizze · Burmeier

Maßskizze Betteinsatz Lippe 140

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	05/2016


Betteinsatz Lippe 120/140 bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflege-Betteinsatz-Lippe-120-140-von-Burmeier

Code scannen

Maßskizze - Lippe 140



Liegefläche 140 x 200

Maße und Gewichte

Lippe 120 / 140

LF	**Maße / Gewichte brutto VPE**		**Gewichte netto einzelne Baugruppen**			
cm	**cm** / kg	**cm** / kg	kg	kg	kg	kg
	komplett auf Lagerhilfe	LF mit Motor, Aufrichter	Untergestell mit Hubmotor	LF mit Motor	½ LF Kopfteil mit Motor	½ LF Fußteil mit Motor
120 x 200	**103 x 146 x 31** 55,6	122 x 198 x 30,5 81,2	51,8	74,6	36,4	38,2
140 x 200	**103 x 146 x 31** 55,6	**142 x 198 x 30,5** 91,4	51,8	86,6	40,4	42,4

