Maßskizze · Burmeier

Maßskizze Betteinsatz Lippe IV

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	05/2024

Betteinsatz Lippe IV bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Hoehenverstellbarer-Lattenrost-Lippe-IV

Code scannen


STIEGELMEYERGROUP




Lippe IV

Maßskizze

Bettmaße [mm]





Modell	80cm	90cm	100cm
Max. Breite B1	785	885	985
Breite Matratzenrahmen B2	750	850	950
Breite Untergestell B3	690 - 1100		

Modell	190cm	200cm
Bettlänge L	1850	1950
Länge Untergestell L1	1195	
Abstand Untergestell zu Kopfende L2	369	469
Abstand Untergestell zu Fußende L3	286	286
Breite für Unterfahrbarkeit L4	930	
Unterfahrbarkeit H	100 (optional +70)	
Bettverlängerung	Kopf- und Fußseitig je 100	
Verstellbereich der Liegeflächenhöhe	290 - 740	
Verstellung in Fußtieflage	-	

We reserve the right to make technical changes. Slight colour deviations of the originals are due to printing technology. Status 05/2024.

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
D-32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com


BURMEIER

STIEGELMEYERGROUP



Lippe IV

Maßskizze



Liegeflächenaufteilung [mm]		Maße im Matratzenrahmen [mm]		Winkel [°]	
A	765	E	818	I	0 - 72
B	105	F	254	J	0 - 31
C	368	G	336	K	128 - 180
D	488	H	542	L	0 - 21
				M	16

We reserve the right to make technical changes. Slight colour deviations of the originals are due to printing technology. Status 05/2024.

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
D-32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com

BURMEIER