Solutions for people who care









BURMEIER








Händlerkatalog

Betten und Zubehör für die häusliche Pflege

PFLEGEBETTEN UND -MÖBEL FÜR
BURMEIER
EUROPAS
FÜHRENDER HERSTELLER
DIE HÄUSLICHE PFLEGE

STIEGELMEYERGROUP







CareShop-24
WIR KÜMMERN UNS

Mit den Preisen von careshop-24

UVP des Herstellers und unser Preis nebeneinander · Stand 05.11.2026

Beratung 040 / 60 945 245 · www.careshop-24.de

Ihr Ansprechpartner: careshop-24

Beratung, Bestellung und Lieferung aus einer Hand

CareShop-24
WIR KÜMMERN UNS

040 / 60 945 245

Persönliche Beratung, gern auch zu Ausstattung und Maßen

info@careshop-24.de · www.careshop-24.de

Careshop-24 · Winterhuder Weg 108a · 22085 Hamburg
Zweigstelle · Zaunkönigstraße 57 · 26135 Oldenburg

So lesen Sie die Preistabellen

In den Tabellen steht rechts die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von Burmeier, Stand 08/2026. Gleich daneben, in der Spalte „careshop-24“, finden Sie unseren Preis inkl. MwSt. (Stand 05.11.2026). Aufpreise für Seitensicherung, Kopfteil, Dekor oder Zubehör gelten, wenn Sie sie zusammen mit dem Bett bestellen. Ein Strich bedeutet: Dieses Teil führen wir nicht im Shop, fragen Sie uns gern danach. Den aktuellen Preis Ihrer Zusammenstellung sehen Sie jederzeit im Konfigurator auf der Produktseite.

Alle Burmeier-Betten im Shop

QR-Code scannen: Burmeier-Pflegebetten, Zubehör und Möbel bei careshop-24, mit Konfigurator und persönlicher Beratung.

Inhalt

Gut zu wissen

5 Das Unternehmen Burmeier

6 Unsere Unterstützung bei Ihren Prozessen

8 Sicherheitsstandards für Pflegebetten

9 Das 24-Volt-Antriebssystem

10 Easy Switch für unser Bett Regia

12 Technische Daten

19 Dali-Serie

39 Lippe-Serie, Relax

59 Regia

79 Westfalia

87 Schwerlastbetten

99 Nacht- und Beistelltische

107 Matratzen, Transportstuhl und Möbel

120 Hilfsmittelnummern

121 Die Stiegelmeyer-Gruppe

Pflegebetten und Betteinsätze

22 Dali — Das meistverkaufte Pflegebett in Deutschland



26 Dali 100 — Das Bett mit der Komfortbreite



30 Dali wash — Das maschinenwaschbare Pflegebett



34 Dali low-entry — Das praktische Niedrigbett



42 Lippe V — Der flexible Betteinsatz



46 Lippe V waschbar — Der Betteinsatz für die maschinelle Aufbereitung



50 Lippe 120/140 — Der bariatrische Betteinsatz



54 Relax — Das kombinierbare Seniorenbett



62 Regia — Das vielseitige Pflegebett für Anspruchsvolle



70 Regia partner — Das flexible Seniorenbett für Paare



76 Regia gardo — Das Bett mit dem besonderen Schutz



82 Westfalia V — Das wohnliche Pflegebett



90 Gigant — Das Schwerlastbett für höchste Anforderungen



94 Allura II — Das Schwerlastbett mit der niedrigsten Einstiegshöhe



Nachttische

102 Nachttische & Server — Praktische Begleiter für jedes Bett



Matratzen, Transportstuhl und Möbel

110 Matratzen — Wohlbefinden durch Liegekomfort



112 Ravello — Ravello – der Pflegestuhl für mehr Mobilität



116 Passende Möbel — Wohnmöbel für jeden Bedarf





Burmeier – mit Sicherheit zuhause leben

Die häusliche Pflege Angehöriger wird schon in naher Zukunft das gesellschaftliche Leben in Europa prägen wie kaum ein anderes Thema. Moderne Pflegebetten tragen erheblich dazu bei, das Zusammenleben der Generationen erfolgreich zu gestalten. Burmeier ist seit Jahrzehnten der führende Spezialist für häusliche Pflegebetten und -möbel in Deutschland.

Profitieren Sie von diesen Stärken:

- **hochmodernes digitales Logistikzentrum ermöglicht bundesweite Lieferzeiten von nur 24 bis 48 Stunden**
- **125 Jahre Erfahrung mit medizinischen Betten als Teil der Stiegelmeyer-Gruppe**
- **familiengeführtes Unternehmen mit großer Innovationskraft**
- **Förderung einer zeitgemäßen Pflege durch moderne Konzepte wie Niedrigbetten und geteilte Seitensicherungen**
- **wohnliche Betten mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten für Privatkunden**
- **höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards durch ausgiebige Produkttests weit über den normativen Anforderungen**

Burmeier legt großen Wert auf Nachhaltigkeit

Ethisch einwandfreies Handeln, der Schutz der Umwelt und der Abbau von Diskriminierungen sind heute Anforderungen an jedes Unternehmen. Als Teil der Stiegelmeyer-Gruppe gestaltet Burmeier diese Entwicklung seit vielen Jahren aktiv mit. Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit und Fairness untereinander und gegenüber Kunden sind unsere Leitlinien. Darüber hinaus verfolgen wir beim Thema Nachhaltigkeit viele ambitionierte Ziele.

Ihr verlässlicher Partner:
In bewegten Zeiten braucht man starke Partner. Burmeier bleibt auch in Zukunft Ihr verlässlicher Spezialist für Pflegebetten, Nachttische, Matratzen und Zubehör. Unsere Produkte sind lieferfähig und schnell bei Ihnen. Durch unser vorausschauendes Handeln garantieren wir Ihnen eine faire, transparente Preisgestaltung mit großer Planungssicherheit.

Umweltschutz und Energieeffizienz:
Mit Solaranlagen auf den Dächern speist die Stiegelmeyer-Gruppe Energie in das Stromnetz ein und hilft dabei, den CO_2-Ausstoß zu reduzieren. Unser Unternehmen betreibt ein zertifiziertes Energiemanagementsystem gemäß DIN EN ISO 50001. Zu niedrigen CO2-Emissionen trägt zudem eine hochmoderne LKW-Flotte mit sorgsam optimierter Routenplanung bei.

Digitalisierung:
In unserem Arbeitsalltag hilft die Digitalisierung dabei, Ressourcen zu schonen. Papier wird in unseren Büros selten. Statt lange Wege zu Meetings zurückzulegen, finden viele Besprechungen als Videokonferenzen statt. In unserem internationalen Unternehmen mit Standorten von Finnland bis Südafrika hilft das, viele Emissionen einzusparen.

Über 30 Jahre Pflege zuhause – über 30 Jahre Pflegeversicherung in Deutschland

Seit 1995 ermöglicht die gesetzliche Pflegeversicherung Menschen in Deutschland, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben – unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf. In diesen drei Jahrzehnten hat sich das Konzept der häuslichen Pflege von einer hauptsächlich familiären Aufgabe hin zu einem professionell unterstützten Netzwerk entwickelt. Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen profitieren heute von einem breiten Spektrum an ambulanten Diensten, innovativen Hilfsmitteln und einer verbesserten finanziellen Absicherung.

Genauso lange Ihr starker Partner an Ihrer Seite: Burmeier Pflegebetten. Seit über 30 Jahren engagieren wir uns dafür, die häusliche Versorgung komfortabel, sicher und bedarfsgerecht zu gestalten. Unsere Bettsysteme sind Ausdruck langjähriger Erfahrung und technischer Innovation: elektrisch höhenverstellbar, mit stufenloser Neigungsverstellung und vielfältigem Zubehör, passen sie sich den individuellen Anforderungen von Pflegekraft, Angehörigen und Pflegebedürftigem optimal an.

Die Pflegeversicherung hat das Leitbild „ambulant vor stationär“ gestärkt und damit den Bedarf an zuverlässigen, ergonomischen Produkten enorm vorangetrieben. Burmeier hat diesen Wandel von Anfang an aktiv begleitet – mit passgenauen Lösungen, die den Alltag erleichtern und die Selbstständigkeit fördern. Wir blicken stolz zurück auf 30 Jahre konstante Weiterentwicklung und möchten gemeinsam mit Ihnen den nächsten Meilenstein setzen: für noch mehr Lebensqualität in Ihrem Zuhause.

Burmeier Pflegebetten – Kompetenz in Pflege- und Komfortlösungen seit 30 Jahre


Vom Dali bis zum Regia – vom Standard bis zum Premiumbett

Pflege auf einem neuen Niveau – wenn Standard nicht mehr reicht
Für viele Pflegebedürftige beginnt die Versorgung zuhause mit einem klassischen Rezeptbett – funktional, sicher und bewährt. Mit dem Modell Dali bietet Burmeier eine zuverlässige Lösung für die Grundausstattung, die sich seit Jahrzehnten im Alltag tausendfach bewährt.
Doch immer mehr Menschen wünschen sich heute mehr als reine Funktion: Pflege soll wohnlich, komfortabel und individuell sein. Wer zuhause pflegt – oder gepflegt wird – stellt zunehmend höhere Ansprüche an Design, Ausstattung und Technik. Für diese wachsende Zielgruppe hält Burmeier ein durchdachtes Portfolio bereit, das weit über das Rezeptgeschäft hinausgeht.

Mehr Auswahl für mehr Lebensqualität
Ob moderne Schwerlastbetten, die auch bei höherem Körpergewicht Sicherheit und Stabilität bieten, hochwertige Matratzenlösungen für ergonomischen Liegekomfort, passende Nachttische mit cleverem Stauraum oder vielseitiges Zubehör zur Unterstützung von Mobilität und Selbstständigkeit – Burmeier denkt Pflege umfassend und ganzheitlich.
Besonders spannend für Händler: Das Regia, dass sich in puncto Design, Ausstattung und Funktionalität individuell konfigurieren lässt und das auch als Doppelbett! Verschiedene Holzdekore, geteilte Seitensicherungen, flexible Höhenverstellungen und zusätzliche Komfortfunktionen eröffnen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – sowohl für die klassische Pflege zuhause als auch für spezielle Anforderungen, etwa bei eingeschränkter Mobilität oder der Nutzung eines Rollstuhls.

Das Regia, ein Bett, das mitdenkt – und mitwächst
Gerade im Hinblick auf das Älterwerden ist es wichtig, ein Bettsystem zu wählen, das sich flexibel anpassen lässt: Tiefe Einstiegshöhen, einfache Bedienbarkeit, wohnliches Design und die Möglichkeit, später zusätzliche Funktionen zu ergänzen – all das wird immer gefragter.
Wer hier als Händler passende Lösungen anbieten kann, positioniert sich nicht nur als Anbieter funktionaler Pflegeprodukte, sondern als Partner für Lebensqualität.

Burmeier steht für Pflege mit Weitblick – für heute, morgen und darüber hinaus.



Unsere Schwerpunkte und Innovationen



Sicherheitsstandards

Alle Betten sind serienmäßig auf größtmögliche Sicherheit ausgelegt

Dazu zählen:

- Primärsicherung, elektronische Überlastabschaltung und Thermosicherung gegen Überhitzung
- Schutzkleinspannung zum Betrieb von Motoren
- hausinterne Qualitätsstandards, die über Normanforderungen hinausgehen
- Zugentlastung mit Knickschutz am Bettrahmen und am Motorengehäuse
- mindestens IPX4-Spritzwasserschutz
- optional IPX6-Spritzwasserschutz für maschinelle Aufbereitung

Folgende Normen und Richtlinien werden angewandt

- Medical Device Regulation MDR – Medizinprodukteverordnung (2017/745)
- DIN EN 62353: Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
- DIN EN 12182: Technische Hilfen für behinderte Menschen
- DIN 32977: Behindertengerechtes Gestalten
- DIN EN 60601-1: Medizinische elektrische Geräte – Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- DIN EN 60601-1-2: Medizinische elektrische Geräte – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit
- DIN EN 60601-1-6: Medizinische elektrische Geräte – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit
- DIN EN 60601-2-52: Medizinische elektrische Geräte – Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Betten
- DIN EN ISO 14971: Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte




Der Spannungswandler SwitchMode stellt direkt an der Steckdose eine Schutzkleinspannung von 24 Volt her.



Frank Bonsel, Filialleiter Sanitätshaus

„Sicherheit und die Einhaltung von regulatorischen Normen sind wichtige Aspekte bei der Beschaffung von Pflegebetten. Burmeier ist dabei der vertraute Partner an unserer Seite.“

Starke Vorteile



- Schutzkleinspannung ab Trafo an der Steckdose
- keine 230-Volt-Komponenten am Bett
- keine Ableitstrommessung nach Aufbau und über die zu erwartende Nutzungsdauer des Bettes hinaus
- für jedes Bett steht ein Prüfzertifikat zum Download zur Verfügung

24-Volt-Antriebssystem

Das 24-Volt-Antriebssystem von Burmeier bietet einen optimalen Sicherheitsstandard für die häusliche Pflege. Alle spannungsführenden 230-Volt-Komponenten sind außerhalb des Bettes untergebracht. Direkt hinter dem Netzstecker befindet sich ein Gehäuse mit dem elektronischen Spannungswandler **SwitchMode**. Dadurch genießen die Bewohner ein Höchstmaß an Sicherheit.

Sie sparen Arbeitsaufwand, Ihr Kunde Strom!
Solange der Handschalter nicht betätigt wird, ist das Bett stromlos. Der Energieverbrauch sinkt dadurch um bis zu 93 %. Noch mehr Kosten und Aufwand spart das **Entfallen der Ableitstrommessungen**, zertifiziert durch den **TÜV Rheinland**. Grundsätzlich ist bei Pflegebetten im gewerblichen Einsatz die geforderte Ableitstrommessung alle 2 Jahre durchzuführen. Mit dem 24-Volt-System verlängert sich dieses Intervall so stark, dass über die erwartbare Nutzungsdauer des Pflegebettes hinaus keine weitere Messung notwendig wird. Über die Länge der jeweiligen Nutzungsdauer informiert die Gebrauchsanweisung.

Selbst bei der ersten Inbetriebnahme ist keine Ableitstrommessung erforderlich, denn sie wurde bereits im Werk durchgeführt. Bei der Inbetriebnahme des Bettes muss somit **keine elektrisch unterwiesene Person** beteiligt sein – das spart dem Betreiber weitere Kosten.


Easy Switch für unser Bett Regia

Das patentierte System für anpassbare Pflegebetten mit normgerechter Sicherheit

Wählen Sie das Regia mit der teleskopierbaren geteilten Seitensicherung oder ohne Seitensicherung und kommen Sie in den Genuss unseres flexiblen Systems Easy Switch. Das Prinzip von Easy Switch ist so einfach wie überzeugend: Die Elemente der Seitensicherung, die Bettenhäupter sowie die Seitenblenden lassen sich **ohne Werkzeug** anbringen und abnehmen. Dazu dienen einfach bedienbare Verschlüsse, die sicher einrasten und vom Bewohner nicht versehentlich betätigt werden können. Häupter aus der Nobla-Serie und Blenden sind auf Wunsch mit **attraktiven Stoff- oder Kunstlederpolsterungen lieferbar.**

Modular aufgebaut und werkzeuglos montierbar
Durch das Easy-Switch-System lässt sich das Regia im Lauf der Nutzung sehr einfach mit Seitensicherungen oder einer neuen Optik nachrüsten und **an Ihre Bedürfnisse anpassen.** Dadurch wird es zu einem Bett, das sich mit Ihnen entwickelt und Sie in jeder Lebensphase unterstützt. Die abnehmbaren Seitensicherungen ermöglichen zudem einen schnellen Umbau, immer angepasst an die jeweilige Pflegesituation. Zusätzlich erleichtern sie den Aufbau des Bettes erheblich.

Kopfteile nach Wunsch sekundenschnell austauschen
- wohnliche Designvarianten, mit oder ohne Griffleisten
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder wählbar
- Bettenhäupter und Seitenblenden frei nach Ihren Wünschen kombinierbar



Fußteile austauschen oder abnehmen
- ohne Haupt besserer Zugang zum Bewohner, z. B. für die Fußpflege
- hohe Fußteile für Gefühl von Geborgenheit oder niedrige Fußteile für freie Sicht wählbar
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder zur Wahl

Geteilte Seitensicherungen bei Bedarf montieren oder demontieren
- 2 Elemente mit 90 und 110 cm Länge lassen sich frei kombinieren oder einzeln verwenden
- 110 cm kopfseitig bieten normgerechten Seitensicherungsschutz
- 90 cm kopfseitig geben ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung und lassen viel Platz für den Ein- und Ausstieg

! Seitensicherungen frei kombinierbar: 110/90 oder 90/110



Daniel Rust, Medizinprodukteberater

„Ein Bett, das von Beginn an flexibel nutz- und erweiterbar ist: für mich genau das richtige Verkaufsargument.“

Mit Easy Switch mehr Flexibilität und Sicherheit


Betten mit Easy Switch erfüllen wechselnde Schutzbedürfnisse der Bewohner und lassen sich optisch an jeden Geschmack anpassen. Die flexible Seitensicherung ermöglicht einen normkonformen Schutz, ohne die Mobilität des Pflegebedürftigen einzuschränken.




▲ Alle Easy-Switch-Elemente werden in den Bettrahmen gesteckt und mit leicht bedienbaren Verschlüssen befestigt.



▲ Drücken Sie den Verschluss einfach nach oben.



▲ Der Verschluss rastet sicher ein – das Element ist befestigt.



▲ Um die Befestigung wieder zu lösen, ziehen Sie die orange Sicherung nach vorn und drücken Sie den Verschluss nach unten.

Technische Daten

Modellbezeichnung		Dali	Dali 100	Dali wash	Dali low-entry	Lippe V	Lippe V waschbar	Lippe 120/140
Verstellungen								
Höhe	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberschenkellehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	selektiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	zentral	–	–	–	–	–	–	–
kabelloser Handschalter		✓	–	✓	–	–	–	–
kabelgebundener Handschalter		O	✓	–	✓	✓	✓	✓
24-Volt-Antriebssystem		✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbereich								
von – bis	cm	40–80	40–80	40–80	23–63	29–74	29–74	29–74
Liegefläche 4-geteilt								
Standard	cm	90 x 200	100 x 200	90 x 200	90 x 200	90 l 100 190 l 200	90 x 190 90 x 200	120 | 140 x 200
LF-Sonderbreiten		–	–	–	–	80	–	–
Metall-Lamellen		O	–	✓	–	–	✓	✓
Stahlgitterboden		–	–	–	✓	–	–	–
Federholzleisten		✓	✓	–	✓	✓	–	–
Komfortliegefläche		–	–	–	–	–	–	–
einteilig		–	–	–	–	–	–	–
teilbar		✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
LF-Schwenkung einstellbar		✓	✓	✓	✓	–	–	–
Rückenlehnenrückzug		–	–	–	–	–	–	–
Lifterunterfahrbarkeit		✓	✓	✓	✓	–	–	–
Rollenfeststellung								
zentral		–	–	–	–	–	–	–
achsweise		–	–	–	–	–	–	–
einzeln		✓	✓	✓	✓	–	–	–
Rollendurchmesser	mm	100	100	100	75	–	–	–
Außenabmessungen und Gewicht								
Länge		218	218	218	225	185/195	185/195	195
Breite		102	112	102	102	85/95	85	115|135
Nettogewicht	kg	97	102	106	106	80	80	132|140
Sichere Arbeitslast								
	kg	185	185	185	175	200	200	251
Holzumbau								
Standard		–	–	–	–	–	–	–
modellbezogenes Kopfteil geschlossen		✓	✓	✓	✓	–	–	–
modellbezogenes Fußteil geschlossen		✓	✓	✓	✓	–	–	–
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste		–	–	–	–	–	–	–
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste		–	–	–	–	–	–	–
Brila mit Griffleiste am Kopf- und Fußteil		–	–	–	–	–	–	–
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		–	–	–	–	–	–	–
Primus kopfseitig geschlossen/ fußseitig mit Griffleiste		–	–	–	–	–	–	–
Primus-Low kopfseitig geschlossen / fußseitig mit Griffleiste		–	–	–	–	–	–	–
Nobla		–	–	–	–	–	–	–
Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig[3)]		–	–	–	–	–	–	–
Dekor								
Buche Natur[2)]		✓	✓	✓	✓	–	–	–
Königsahorn[2)]		–	–	–	–	–	–	–
Kirsche Havanna[2)]		–	–	–	–	–	–	–
Lindberg Eiche		–	–	–	–	–	–	–

Modellbezeichnung		Regia	Regia partner	Regia gardo	Westfalia V	Gigant	Allura II 100 | 120
Verstellungen							
Höhe	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberschenkellehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	selektiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	zentral	–	–	–	–	–	–
kabelloser Handschalter		–	–	–	–	–	–
kabelgebundener Handschalter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24-Volt-Antriebssystem		✓	–	✓	✓	–	✓
Höhenverstellbereich							
von – bis	cm	26–80	26–80	26–80	28–80	40–80	30–80
Liegefläche 4-geteilt							
Standard	cm	90 x 200	2 x 90 x 200	90 x 200	90 x 180 l 190 | 200	120 x 200	100 | 120 x 200
LF-Sonderbreiten		100	–	–	100	–	–
Metall-Lamellen		✓	✓	✓	✓	–	–
Stahlgitterboden		–	–	–	–	✓	✓
Federholzleisten		–	–	–	–	–	–
Komfortliegefläche		O	O	–	–	–	–
einteilig		✓	✓	✓	–	✓	–
teilbar		–	–	–	✓	–	✓
LF-Schwenkung einstellbar		✓	✓	✓	–	✓	✓
auswandernde Rückenlehne		✓	✓	✓	–	–	–
Lifterunterfahrbarkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollenfeststellung							
zentral		✓	✓	✓	–	–	–
achsweise		–	–	–	–	–	–
einzeln		–	–	–	✓	✓	✓
Rollendurchmesser	mm	50	50	50	100	100	100
Außenabmessungen und Gewicht							
Länge		210	210	235	210	222	222
Breite		101	196	113	102	135	111|131
Nettogewicht	kg	135	270	165	folgt in 2027	159	118|128
Sichere Arbeitslast							
	kg	225	2 x 225	225	185	350	270
Holzumbau							
Standard		–	–	–	✓	–	–
modellbezogenes Kopfteil geschlossen		–	–	–	–	✓	–
modellbezogenes Fußteil geschlossen		–	–	–	–	✓	–
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste		–	–	–	–	–	✓
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste		–	–	–	–	–	✓
Brila mit Griffleiste am Kopf- und Fußteil		–	–	–	O	–	–
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		O	–	–	–	–	–
Primus kopfseitig geschlossen/ fußseitig mit Griffleiste		O[1)]	–	–	–	–	–
Primus-Low kopfseitig geschlossen / fußseitig mit Griffleiste		O	–	–	–	–	–
Nobla		O	O	✓	–	–	–
Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig[4)]		O	–	–	–	–	–
Dekor							
Buche Natur[2)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Königsahorn[2)]		O	–	–	–	–	–
Kirsche Havanna[2)]		O	O	–	–	–	–
Lindberg Eiche		O	–	–	O	–	–

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht lieferbar [1)]fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low
[2)]erhältlich für Seniorenbett Relax [3)]auch gepolstert erhältlich

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht lieferbar [1)]fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low
[2)]erhältlich für Seniorenbett Relax [3)]auch gepolstert erhältlich [4)]Liegeflächenbreite

Technische Daten

Modellbezeichnung	Dali	Dali 100	Dali wash	Dali low-entry	Lippe V	Lippe V waschbar	Lippe 120/140
Zubehör							
adaptierbare Seitensicherung	O	O	–	–	O	–	–
Akku	–	–	–	–	–	–	–
Aufrichter mit Triangelgriff	✓	✓	✓	✓	O	O	O
Erhöhung 7 cm	O	O	O	O	–	–	–
Aufstehhilfe	O	O	–	O	O	O	O
Aufstehhilfe extrabreit	O	O	–	O	O	O	O
Aufstehhilfe schwenkbar	O	O	–	O	O	O	O
Bettverlängerung 20 cm	O	O	–	–	10/20 cm	–	O
Bettzeugablage	–	–	–	–	–	–	–
durchgehende Seitensicherung	✓	✓	✓	✓	–	–	–
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	–	–	–	–	O	O	O
festgepolsterte Seitenblenden	–	–	–	–	–	–	–
Füllpolster	O	O	O	O	–	–	–
Geberhalter für Handschalter	O	O	–	O	O	O	–
Handschalter-Verlängerungskabel	–	–	–	–	O	O	O
kombinierbare Seitensicherung	–	–	–	–	–	–	–
Lager- und Transporthilfe	✓	✓	✓	✓	O	✓	–
Leselampe	O	O	O	O	O	O	O
Lippe-Seitenschutz	–	–	–	–	O	O	–
Rastomat für Unterschenkellehne	O[4)]	O[4)]	✓	O	✓	✓	✓
Schaumlederbezug	O	O	O	O	–	–	–
Serviertablett (90 cm Breite)	O	–	O	O	–	–	–
Softcover	O	–	O	–	–	–	–
teleskopierbare Seitensicherung	–	–	–	–	–	–	–
Tragetasche für DSG-Holme	O	O	O	O	–	–	–
Unterbettlicht	–	–	–	–	–	–	O
Verbreiterungsschiene 5 cm	–	–	–	–	O	–	–
Wandabstandshalter	–	–	–	–	–	–	–
Wandabweisrollen	O	O	O	O	–	–	–
Holzhaube	O	–	–	O	–	–	–

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht lieferbar [4)]in Verbindung mit Metallstreben-Liegefläche serienmäßig

Modellbezeichnung	Regia	Regia partner	Regia gardo	Westfalia V	Gigant	Allura II 100 | 120
Zubehör						
adaptierbare Seitensicherung	–	–	–	–	–	–
Akku	O	O	O	O	–	–
Aufrichter mit Triangelgriff	O	O	–	✓	✓	✓
Erhöhung 7 cm	O	–	–	O	–	O
Aufstehhilfe	O	O	–	O	–	O
Aufstehhilfe extrabreit	O	O	–	O	–	–
Aufstehhilfe schwenkbar	O	O	–	O	–	–
Bettverlängerung 20 cm	O (TSG 18 cm) O (DSG 20 cm)	O (nur beidseitig)	–	O	O	O
Bettzeugablage	O	–	–	–	–	–
durchgehende Seitensicherung	O	–	✓	✓	✓	✓
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	–	–	–	–	–	–
festgepolsterte Seitenblenden	O	O	–	–	–	–
Füllpolster	O (nur DSG)	O (nur DSG)	–	O	O (nur DSG)	O
Geberhalter für Handschalter	O	O	–	O	–	–
Handschalter-Verlängerungskabel	O	O	O	–	–	O
kombinierbare Seitensicherung	–	–	–	–	O	–
Lager- und Transporthilfe	–	–	–	✓	–	✓
Leselampe	O	O	–	O	O	O
Lippe-Seitensicherung	–	–	–	–	–	–
Rastomat für Unterschenkellehne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schaumlederbezug	O	O (nur TSG)	–	O	O	O
Serviertablett (90 cm Breite)	O (nur DSG)	–	–	O	–	–
Softcover	–	–	–	–	–	–
teleskopierbare Seitensicherung	O	O	–	–		–
Tragetasche für DSG-Holme	O	O	–	O	O	O
Unterbettlicht	O	O	O	O	–	O
Verbreiterungsschiene 5 cm	–	–	–	–	–	–
Wandabstandshalter	O	O	O	O	–	–
Wandabweisrollen	O	–	O	–	–	O
Holzhaube	–	–	–	–	–	O

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht lieferbar [4)]in Verbindung mit Metallstreben-Liegefläche serienmäßig

Dali-Serie



Geeignet für / Indikation
- Standard-Bett mit einer guten Mischung von Schutz und Komfort
- geeignet für nahezu alle Pflegefälle
- leichte Bedienung durch Angehörige

Besonderheiten
- mit kabellosem oder kabelgebundenem Handschalter
- Seitensicherung mit Easy-Click-System
- wahlweise maschinenwaschbare Variante
- Entfall der Ableitstrommessung durch 24-Volt-System

Mit Hilfsmittel-Nummern · Rücken-schonendes Arbeiten · Easy Click · Niedrigbett zur Sturzprophylaxe · Maschinelle Waschbarkeit · Bett-verlängerung · Fußtieflage · Werdenfelser Weg · Mehr Platz und Komfort 100 cm

Lippe-Serie/Relax



Geeignet für / Indikation
- ideal für Menschen, die ihr vertrautes Bett behalten möchten
- geeignet für leichte bis mittelschwere Pflegefälle, die Sitzfunktion und Fahrbarkeit nicht benötigen

Besonderheiten
- schnelle Montage durch nur 1 Person
- kleines Untergestell für mühelosen Einbau in nahezu jeden Bettrahmen
- Höhenverstellung von 29 - 74 cm
- maschinenwaschbare Variante

Mit Hilfsmittel-Nummern · Rücken-schonendes Arbeiten · Hohe sichere Arbeitslast · Maschinelle Waschbarkeit · Großer Höhen-verstell-bereich · Mehr Platz und Komfort 120 cm

Regia



Geeignet für / Indikation
- optimale Lösung für alle pflegerischen Anforderungen
- ideale Mobilisierung durch geteilte Seitensicherungen und großen Höhen-verstellbereich
- Regia gardo optimaler Schutz bei Krankheitsbildern mit Spastiken und Kontraktionen

Besonderheiten
- Niedrigbetten zur Sturzprophylaxe
- Komfort und Eleganz für Privatkunden
- Regia auch als Partnerbett erhältlich
- wohnliche Dekore, Stoffe und Kunstleder zur Auswahl

Rücken-schonendes Arbeiten · Easy Switch* · Niedrigbett zur Sturzprophylaxe · Hohe sichere Arbeitslast 200 kg · Bett-verlängerung · Großer Höhen-verstell-bereich · Fußtieflage · Werdenfelser Weg · Mehr Platz und Komfort 100 cm

* nur für Regia

Westfalia V



Geeignet für / Indikation
- die ideale Wahl für einen langlebigen, robusten Einsatz im Pflegealltag
- besonders geeignet für noch mobile Bewohner, die außerhalb des Bettes sitzen können

Besonderheiten
- Pflegebett mit stabilem Scherengestell
- wohnliche Häupterformen
- selektiv sperrbarer Handschalter
- sparsames 24-Volt-System

Mit Hilfsmittel-Nummern · Rücken-schonendes Arbeiten · Bett-verlängerung · Großer Höhen-verstell-bereich · Mehr Platz und Komfort 100 cm

Schwerlastbetten



Geeignet für / Indikation
- besonders geeignet für schwergewichtige und adipöse Bewohner
- alle pflegerischen Anforderungen werden erfüllt

Besonderheiten
- hohe sichere Arbeitslast bis zu 350 kg
- Liegeflächenbreiten bis zu 120 cm
- mehr Lebensqualität für schwer-gewichtige Bewohner

Mit Hilfsmittel-Nummern · Rücken-schonendes Arbeiten · Easy Click* · Hohe sichere Arbeitslast 200 kg · Bett-verlängerung · Fußtieflage · Mehr Platz und Komfort 100 cm · Mehr Platz und Komfort 120 cm

* nur für Allura

Nacht- und Beistelltische





Geeignet für / Indikation
- empfehlenswert für Bewohner, die das Bett zum Essen nicht verlassen können
- optimal zum Einsatz mit Niedrigbetten (Modell Varus)

Besonderheiten
- Stauraum für persönliche Dinge und Pflege-Utensilien
- ideal für Mahlzeiten und Getränke im Bett
- komfortable Buchstützen
- Flexibilität durch gute Fahrbarkeit

Mit Hilfsmittel-Nummern

Matratzen, Transportstuhl, Möbel




Geeignet für / Indikation
- Matratzen sind geeignet für alle Burmeier-Betten
- Unterstützung der Antidekubitus-Prophylaxe ist möglich, es gibt jedoch keinen zertifizierten Wirkungsgrad

Besonderheiten
- individuelle Einrichtungen für Pflegezimmer
- leicht zugänglicher Stauraum
- sicherer und bequemer Transfer im Transportstuhl Ravello

Dali-Serie

Dali



Schneller Aufbau und zuverlässiger Betrieb

- ✓ sichere Arbeitslast 185 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 145–155 kg
- ✓ Höhenverstellung 40–80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- ✓ kabelloser oder kabelgebundener Handschalter
- ✓ optionale Einrichtung einer Umfeldsteuerung, z. B. über Sprachbefehle oder Augenbewegungen
- ✓ auch in 100 cm breiter Liegefläche erhältlich

Dali wash



Das Bett für eine optimale Hygiene

- ✓ sichere Arbeitslast 185 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 145–155 kg
- ✓ Höhenverstellung 40–80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ maschinelle Waschbarkeit für optimale Hygiene
- ✓ werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- ✓ kabelloser Handschalter

Dali low-entry



Das Niedrigbett

- ✓ sichere Arbeitslast 175 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 135–145 kg
- ✓ Höhenverstellung 23–63 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- ✓ kabelgebundener Handschalter




Pflegebett Dali

Vorteile:

- **Komfort, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit**
- **sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **einfacher und müheloser Auf- und Abbau durch das Easy-Click-System**
- **maximale Flexibilität – kabelloser Bluetooth- sowie kabelgebundener Handschalter wählbar**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung und bequeme Sitzposition
- erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten




Seitensicherungen mit Easy-Click-System
- sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Seitensicherungen



Auslieferung und Lagerung auf Lager-/ Transporthilfe
- platzsparende Lagerung und sicherer Transport



Handschalter
- kabelloser oder kabelgebundener Hand-schalter zur Auswahl



Umfeldsteuerung mit dem Dali BLE

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

Produktseite

Montagevideo


Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3041

Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1080

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali



1 2 Die adaptierbare Seitensicherung für das Dali bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



3 Aufstehhilfe.
4 Aufstehhilfe extra breit.
5 Aufstehhilfe schwenkbar.



6 7 Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



8 9 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



10 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



11 Geberhalter für Handschalter.



12 13 Wohnliche Holzhauben für die Häupter.



14 Die Leselampe zum Einstecken.
15 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



16 Mithilfe des optionalen Rastomaten lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



17 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



18 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



19 Elegante Softcover für Häupter und Seitensicherungen – in sechs verschiedenen Farben verfügbar.



20 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.




22 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.





23 Pflegebettmatratze Sky-fit.



24 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



25 Pflegebettmatratze Basic-fit.



26 27 Polsterteil Bettverlängerung.

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-Konfigurationsbogen.

Technische Daten	Dali
Nettogewicht	97 kg
Außenmaße	102 x 218 cm
Höhenverstellbereich	40–80 cm
sichere Arbeitslast	185 kg
max. Bewohnergewicht	145–155 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Seitensicherung DSG mit Easy Click	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Aufrichter mit Triangelgriff	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dali - mit Holzliegefläche und Bluetooth-Handschalter	899,00	1.859,00
Dali - mit Metallliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	–	1.929,00
Dali - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	899,00	1.849,00
Dali - mit Holzhauben, Holzliegefläche und Bluetooth-Handschalter	1.149,00	2.449,00
Dali - mit Holzhauben, Metallliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	–	2.529,00
Dali - mit Holzhauben, Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	1.149,00	2.439,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 adaptierbare Seitensicherung links	links	199,00	299,00
2 adaptierbare Seitensicherung rechts	rechts	199,00	299,00
3 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
4 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
5 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° (Farbe: Topas)	O	149,00	163,00
6 Bettverlängerung 20 cm für Holzliegefläche inkl. 4 Holme	O	299,00	449,00
7 Bettverlängerung 20 cm für Metallliegefläche inkl. 4 Holme	O	–	449,00
8 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
9 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	–	249,00
10 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
11 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
12 Holzhaube zur Verkleidung der Fahrgestelle	1 Stück	149,00	159,00
13 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle	2 Stück (Set)	249,00	318,00
14 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
15 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
16 Rastomat (bei Dali mit Metallliegefläche bereits enthalten)	O	39,00	44,00
17 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	149,00	219,00
18 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	179,00	249,00
19 Softcover	Vanilla, Bordeaux, Petrol, Dunkelblau, Braun und Lavendel	319,00	347,00
20 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	–	39,00
21 Trendelenburghandschalter (Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen)	O	–	165,00
22 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
23 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	349,00	429,00
24 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	269,00	349,00
25 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	–	289,00
26 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 12 cm	149,00	179,00
27 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.



Pflegebett Dali


mit 100 cm breiter Liegefläche



Vorteile:

- **Komfort, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit**
- **sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **einfacher und müheloser Auf- und Abbau durch das Easy-Click-System**
- **maximale Flexibilität – kabelloser Bluetooth- sowie kabelgebundener Handschalter wählbar**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung und bequeme Sitzposition
- erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten



Seitensicherungen mit Easy-Click-System
- sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Seitensicherungen



Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe
- platzsparende Lagerung und sicherer Transport

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

Produktseite


Montagevideo

Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3050
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1089

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali 100 mit 100 cm breiter Liegefläche



1 2 Die adaptierbare Seitensicherung für das Dali v. 100 bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



3 Aufstehhilfe.
4 Aufstehhilfe extra breit.
5 Aufstehhilfe schwenkbar.



6 Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



7 8 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



9 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



10 Geberhalter für Handschalter.



13 Die Leselampe zum Einstecken.
14 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



15 Mithilfe des optionalen Rastomaten lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



16 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



17 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



19 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



20 Pflegebettmatratze Sky-fit.



21 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



22 Pflegebettmatratze Basic-fit.



23 24 Polsterteil Bettverlängerung.

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-Konfigurationsbogen.

Technische Daten	Dali 100
Nettogewicht	97 kg
Außenmaße	112 x 218 cm
Höhenverstellbereich	40–80 cm
sichere Arbeitslast	185 kg
max. Bewohnergewicht	145–155 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	100 x 200 cm
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Seitensicherung DSG mit Easy Click	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Aufrichter mit Triangelgriff	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dali Variante 100 - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	1.079,00	2.439,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 adaptierbare Seitensicherung links	links	199,00	299,00
2 adaptierbare Seitensicherung rechts	rechts	199,00	299,00
3 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
4 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
5 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° (Farbe: Topas)	O	149,00	163,00
6 Bettverlängerung 20 cm für Holzliegefläche inkl. 4 Holme	O	–	449,00
7 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
8 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010 "	O	–	249,00
9 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
10 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
11 Holzhaube zur Verkleidung der Fahrgestelle, 1 Stück	O	–	239,00
12 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle, 2 Stück	O	329,00	478,00
13 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
14 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
15 Rastomat	O	39,00	44,00
16 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	149,00	219,00
17 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	–	39,00
18 Trendelenburghandschalter (Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen)	O	–	165,00
19 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00
Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
20 Matratze Sky-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	379,00	459,00
21 Matratze Comfort-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	–	379,00
22 Matratze Basic-fit	100 cm x 200 cm x 12 cm	–	349,00
23 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	149,00	179,00
24 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.




Pflegebett Dali wash

Vorteile:

- **konstruiert für die Reinigung in Waschanlagen**
- **aufbereitbar ohne Demontage des Antriebs-systems dank des hohen Schutzgrades IPX6**
- **Schutz vor Korrosion durch kathodische Tauchlackierung (KTL) und Bohrungen zum Abfließen von Restflüssigkeit**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



KTL-Beschichtung
- schützt das Bett innen und außen vor Korrosion



Bohrungen in den Metallprofilen
- lassen Restflüssigkeit abfließen



Kunststoff-Stopfen mit Bohrungen
- ermöglichen den Austritt von Restfeuchtigkeit



Versiegelte Oberflächen
- eignen sich ideal für eine sichere, gründliche Reinigung



4-geteilte Liegefläche
- besitzt hygienische Metallstreben

Produktbesonderheiten:

Maschinelle Waschbarkeit

Weitere Infos:


- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Dali-v.-wash-Konfigurations-bogen.

Montagevideo

Maschinelle Waschbarkeit

Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3041
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1080

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali wash



1 2 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



3 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



4 Die Leselampe zum Einstecken.
5 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



6 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



7 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



8 Elegante Softcover für Häupter und Seitensicherungen – in sechs verschiedenen Farben verfügbar.





9 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



10 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



11 Pflegebettmatratze Sky-fit.



12 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



13 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-wash-Konfigurationsbogen.

Technische Daten	Dali wash
Nettogewicht	97 kg
Außenmaße	102 x 218 cm
Höhenverstellbereich	40–80 cm
sichere Arbeitslast	185 kg
max. Bewohnergewicht	145–155 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Seitensicherung	DSG mit Easy Click
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓
Aufrichter mit Triangelgriff	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dali wash - mit Metall-Lamellen-Liegefläche und Seitensicherung aus Holz und Bluetooth-Handschalter	1.149,00	2.269,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
2 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	–	249,00
3 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
4 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
5 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
6 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	149,00	219,00
7 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	179,00	249,00
8 Softcover	Vanilla, Bordeaux, Petrol, Dunkelblau, Braun und Lavendel	319,00	347,00
9 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	–	39,00
10 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
11 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	349,00	429,00
12 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	269,00	349,00
13 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	–	289,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.




Niedrigbett Dali low-entry



Vorteile:

- **unterstützt die Sturzprophylaxe ohne freiheits-entziehende Maßnahmen**
- **durch Höhenverstellbereich von 23 bis 63 cm in der tiefsten Position dicht über dem Fußboden**
- **reduziert das Verletzungsrisiko ist im Fall eines Sturzes**
- **erleichtert die Entscheidung, auf Seitensicherungen zu verzichten**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung
- kann helfen, nächtlichen Reflux zu reduzieren



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode)
- direkt hinter Netzstecker integriert



Aufnahmebuchse des Steckers
- zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)
- Sicherungsklammer zwischen dem Stecker des Schaltnetzteils und der Buchse am Bettrahmen sorgt für eine sichere Strom- und Signalübertragung
- an allen Pflegebetten mit 24-Volt-Antrieb



Lager-/Transporthilfe
- zur platzsparenden Auslieferung und Lagerung

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:


- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Dali-low-entry-Konfigurationsbogen.

Montagevideo


Interview mit RA Hackstein im FORUM

Dali v. low-entry
Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.5001
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.5003

Zubehör und Matratzen | Dali low-entry



1 Aufstehhilfe.
2 Aufstehhilfe extra breit.
3 Aufstehhilfe schwenkbar.



4 5 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



6 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



7 Geberhalter für Handschalter.



8 9 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle.





10 Die Leselampe zum Einstecken.
11 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



13 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



14 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.




15 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



16 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



17 Pflegebettmatratze Sky-fit.



18 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



19 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Technische Daten	Dali low-entry
Nettogewicht	97 kg
Außenmaße	102 x 225 cm
Höhenverstellbereich	23–63 cm
sichere Arbeitslast	175 kg
max. Bewohnergewicht	135–145 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Seitensicherung	DSG mit Easy Click
Art des Handschalters	selektiv
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	75 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Aufrichter mit Triangelgriff	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dali low-entry - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	1.199,00	2.309,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
2 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
3 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° (Farbe: Topas)	O	149,00	163,00
4 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
5 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	–	249,00
6 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
7 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
8 Holzhaube zur Verkleidung der Fahrgestelle	1 Stück	–	159,00
9 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle	2 Stück (Set)	249,00	318,00
10 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
11 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
12 Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	O	39,00	44,00
13 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	149,00	219,00
14 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	179,00	249,00
15 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	–	39,00
16 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00
Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
17 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	349,00	429,00
18 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	269,00	349,00
19 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	–	289,00


Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-low-entry-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Lippe-Serie/Relax


Lippe V



Der höhenverstellbare Betteinsatz

- ✓ sichere Arbeitslast 200 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 160 kg
- ✓ Höhenverstellung 29–74 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Liegeflächenmaße von 80, 90 und 100 cm Breite sowie 190 und 200 cm Länge
- ✓ raumsparendes Untergestell von nur 69 x 120 cm
- ✓ fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben

Lippe V waschbar



Der Betteinsatz für eine optimale Hygiene

- ✓ sichere Arbeitslast 200 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 160 kg
- ✓ Höhenverstellung 29–74 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ maschinelle Waschbarkeit für optimale Hygiene
- ✓ Liegeflächenmaße 90 x 190 cm und 90 x 200 cm
- ✓ selektiv sperrbarer Handschalter
- ✓ fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben

Lippe 120/140



Viel Platz und Komfort in jeder Lebenslage

- ✓ sichere Arbeitslast 251 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 210 kg
- ✓ Höhenverstellung 29–74 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ selektiv sperrbarer Handschalter
- ✓ fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben

Relax



Der kombinierbare wohnliche Bettumbau

- ✓ Liegeflächenbreiten von 90, 100, 120 und 140 cm
- ✓ Längen von 200 und 220 cm
- ✓ Rahmen der Häupter in eleganter Holzoptik
- ✓ Füllungen und Bettseiten in Buche Natur, Königsahorn oder Kirsche Havanna
- ✓ optionale Holzabdeckung überbrückt den Mittelspalt bei Doppelbett




Betteinsatz Lippe V



Vorteile:

- **kann in einen vorhandenen Bettrahmen eingebaut werden**
- **bietet alle Vorteile eines elektrisch verstellbaren Pflegebettes**
- **großer Höhenverstellbereich – unterstützt das mühelose Aufstehen ebenso wie ein rückenschonen-des ergonomisches Arbeiten für den pflegenden Angehörigen**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Matratzenbügelgriffe
- zur Verlängerung und Verbreiterung um je 5 cm versetzbar, demontierbar



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode)
- direkt hinter Netzstecker integriert



Selektiv sperrbarer Handschalter



Standfüße
- mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen



Aufnahmebuchse des Steckers
- zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite

Montagevideo


Hilfsmittel-Nr. folgt, ist beantragt

Pflege-Hilfsmittel-Nr. folgt, ist beantragt

Zubehör und Matratzen | Betteinsatz Lippe V




1 2 Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm / + 14,3 cm).



3 4 Adaptierbare Seitensicherung[1)].



5 Aufrichter mit Triangelgriff.



6 Aufstehhilfe[1)].
7 Aufstehhilfe extra breit[1)].
8 Aufstehhilfe schwenkbar[1)].



9 Liegeflächenverlängerung.



10 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



11 12 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



14 Die Leselampe zum Einstecken.
15 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



16 Lippe-Seitenschutz (auch nachträglich montierbar)[1)].



18 Verbreiterungsschiene 5 cm.



19 Pflegebettmatratze Sky-fit.



20 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



21 Pflegebettmatratze Basic-fit.



22 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



23 - 27 Polsterteil für Bettverlängerung.

[1)] **Bei der Verwendung der adaptierbaren Seitensicherung, der Aufstehhilfe bzw. des Lippe-Seitenschutzes ist es aus Platzgründen notwendig, den Lippe V 10 cm schmaler als den Bettumbau zu bestellen.**

Technische Daten	Lippe V
Nettogewicht	80 kg
Außenmaße	85 x 185 cm, 85 x 195 cm, 95 x 185 cm, 95 x 195 cm, 75 x 185 cm, 75 x 195 cm
Höhenverstellbereich	29–74 cm
sichere Arbeitslast	200 kg
max. Bewohnergewicht	160 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Liegeflächenmaß	Breiten: 80/90/100 cm, Längen: 190/200 cm
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv
Notabsenkung mechanisch	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓

Ausstattungsvarianten	Mat-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Lippe V - 90x190 cm	321578	2.039,00
Lippe V - 90x200 cm	321579	2.039,00
Lippe V - 100x190 cm	321580	2.039,00
Lippe V - 100x200 cm	321581	2.039,00
Lippe V - 80x190 cm	321576	2.369,00
Lippe V - 80x200 cm	321577	2.369,00

Sonderausstattung und Zubehör		Mat-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Adapter für Standfüße 7 cm	1 Stück	180431	19,00
2 Adapter für Standfüße 14,3 cm	1 Stück	261229	29,00
3 adaptierbare Seitensicherung	links	320557	299,00
4 adaptierbare Seitensicherung	rechts	320558	299,00
5 Aufrichter mit Triangelgriff (Farbe: Topas)	O	317298	149,00
6 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	302702	147,00
7 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	312990	159,00
8 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° (Farbe: Topas)	O	310260	163,00
9 Liegeflächenverlängerung kopfseitig oder fußseitig montierbar	10 cm	302000EIP_009	129,00
9 Liegeflächenverlängerung fußseitig montierbar inkl. Matratzenbügelgriff	10 cm	302000EIP_010	159,00
9 Liegeflächenverlängerung kopfseitig und fußseitig montierbar inkl. Matratzenbügelgriff	20 cm (2 x 10 cm)	302000EIP_011	288,00
10 Geberhalter für Handschalter	O	199137	169,00
11 Handschalter-Verlängerungskabel 0,5 m	O	178985	109,00
12 Handschalter-Verlängerungskabel 2,4 m	O	178986	129,00
13 Lager- und Transporthilfe	O	307425	129,00
14 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	338,00
15 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	338,00
16 Lippe-Seitenschutz	O	320561	319,00
17 Schaumlederbezug für Lippe-Seitenschutz	O	316313	199,00
18 Verbreiterungsschiene 5 cm	O	183505	147,00

Matratzen und Polsterteile		Mat-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
19 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283924 283925	429,00 459,00
20 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283922 283923	349,00 379,00
21 Matratze Basic-fit	80 cm x 180 cm x 12 cm 80 cm x 190 cm x 12 cm 80 cm x 200 cm x 12 cm 90 cm x 190 cm x 12 cm 90 cm x 200 cm x 12 cm 100 cm x 200 cm x 12 cm	261478 261479 261481 261483 261477 261486	289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 349,00
22 Matratze Cloud-fit	100 cm x 200 cm x 16 cm	300900	1.079,00
23 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 12 cm	209239	179,00
24 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 14 cm	209240	179,00
25 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250269	179,00
26 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	250270	179,00
27 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	250271	189,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026



Betteinsatz Lippe V waschbar

IPX6-Spritzwasser-schutz und maschinenwaschbare KTL-Beschichtung

Selektiv sperrbarer Handschalter

Stabile Metall-Lamellen-Liegefläche



Rastomat zur Verstellung der Unterschenkellehne

Kleines Untergestell von nur 69 x 120 cm für mühelosen Einbau


Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode

Standfüße mit Bodenausgleichs-schrauben und Befestigungslaschen

Vorteile:

- **konstruiert für die Reinigung in Waschanlagen**
- **aufbereitbar ohne Demontage des Antriebs-systems dank des hohen Schutzgrades IPX6**
- **Schutz vor Korrosion durch kathodische Tauchlackierung (KTL) und Bohrungen zum Abfließen von Restflüssigkeit**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Matratzenbügelgriffe
- zur Verlängerung und Verbreiterung um je 5 cm versetzbar, demontierbar



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode)
- direkt hinter Netzstecker integriert



Selektiv sperrbarer Handschalter



Standfüße
- mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen



Aufnahmebuchse des Steckers
- zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode



Lager- und Transporthilfe
- mit lenkbaren Laufrollen

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite
- Montagevideo
- Maschinelle Waschbarkeit

Hilfsmittel-Nr. folgt, ist beantragt

Pflege-Hilfsmittel-Nr. folgt, ist beantragt

Zubehör und Matratzen | Betteinsatz Lippe V waschbar



1 Aufrichter mit Triangelgriff.



2 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.




3 4 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



6 7 Leselampen.



8 Pflegebettmatratze Sky-fit.



9 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



10 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Technische Daten	Lippe V waschbar
Nettogewicht	80 kg
Außenmaße	85 x 185 cm 85 x 195 cm
Höhenverstellbereich	29–74 cm
sichere Arbeitslast	200 kg
max. Bewohnergewicht	160 kg
24-Volt-System	✓
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Liegeflächenmaß	90 x 190 cm 90 x 200 cm
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv
Notabsenkung mechanisch	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓

Ausstattungsvarianten	Mat-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Lippe V waschbar 90 x 190 cm	321322	2.319,00
Lippe V waschbar 90 x 200 cm	321342	2.319,00

Sonderausstattung und Zubehör		Mat-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Aufrichter mit Triangelgriff (Farbe: Topas)	O	317298	149,00
2 Geberhalter für Handschalter	O	199137	169,00
3 Handschalter-Verlängerungskabel 0,5 m	O	178985	109,00
4 Handschalter-Verlängerungskabel 2,4 m	O	178986	129,00
5 Lager- und Transporthilfe	O	307425	129,00
6 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	338,00
7 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	338,00

Matratzen und Polsterteile		Mat-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
8 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
9 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
10 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm 90 cm x 190 cm x 12 cm	261477 261483	289,00 289,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026




Betteinsatz Lippe 120/140

Vorteile:

- **sehr viel Platz und Komfort durch Liegeflächenbreiten von 120 und 140 cm**
- **durch hohe sichere Arbeitslast von 250 kg eine praktische Alternative zu einem Schwerlastbett**
- **je nach verwendeter Matratze und Zubehör geeignet für Bewohner mit einem Körpergewicht von über 200 kg**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Standfüße
- mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen



Kugelgelagerte Höhenverstellung



Elektronisches Schaltnetzteil
- Switch Mode, direkt hinter Netzstecker integriert




Aufnahmebuchse des Steckers
- zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)



Niedrige Einstiegshöhe
- 29 cm – erleichtert den Ein- und Ausstieg

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Lippe-120/140-Konfigurationsbogen.

Montagevideo

Lippe 120
Hilfsmittel-Nr.
19.40.03.6001
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.03.6001

Lippe 140
Hilfsmittel-Nr.
19.40.03.6002
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.03.6002


Zubehör und Matratzen | Betteinsatz Lippe 120 / 140



1 2 Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm).




3 Aufrichter mit Triangelgriff.



4 Aufstehhilfe.



5 Aufstehhilfe extra breit.



6 7 Liegeflächenverlängerung (auch nachträglich montierbar).



8 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).





9 10 Leselampen.



11 Unterbettlicht.



12 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



13 14 15 Polsterteil Liegeflächenverlängerung.

Technische Daten	Lippe 120/140
Nettogewicht	129/138 kg
Außenmaße	115 x 195 cm 135 x 195 cm
Höhenverstellbereich	29–74 cm
sichere Arbeitslast	251 kg
max. Bewohnergewicht	210 kg
24-Volt-System	✓
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm 140 x 200 cm
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv
Notabsenkung mechanisch	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Lippe 120 x 200 cm	2.349,00	3.299,00
Lippe 140 x 200 cm	2.648,00	3.619,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Adapter für Standfüße 7 cm	1 Stück	75,00 für 4 Stück –	19,00
2 Adapter für Standfüße 14,3 cm	1 Stück		29,00
3 Aufrichter mit Triangelgriff (Farbe: Topas)	O	99,00	149,00
4 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
5 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
6 für Lippe 120: Liegeflächenverlängerung 20 cm für Metallliegefläche	O	199,00	279,00
7 für Lippe 140: Liegeflächenverlängerung 20 cm für Metallliegefläche	O	199,00	279,00
8 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	119,00	119,00
9 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
10 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
11 Unterbettlicht	O	159,00	219,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
12 Matratze Cloud-fit	120 cm x 200 cm x 16 cm 140 cm x 200 cm x 16 cm	1.019,00 1.199,00	1.189,00 1.469,00
13 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 16 cm	159,00	189,00
14 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 19 cm	–	199,00
15 Polsterteil für Bettverlängerung	140 cm x 20 cm x 16 cm	169,00	199,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Lippe-120/140-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Bettumbau Relax





Der wohnliche Bettumbau Relax lässt sich ideal mit einem Lippe-Betteinsatz oder einem Lattenrost nach Wunsch kombinieren.

Details



Holzrahmen Buche Natur
• Füllungen und Bettseiten im Dekor Buche Natur



Holzrahmen Königsahorn
• Füllungen und Bettseiten im Dekor Königsahorn



Holzrahmen Dekor Kirsche Havanna
• Füllungen und Bettseiten im Dekor Kirsche Havanna

Vorteile:

- **wohnlicher Bettumbau aus Holz, der sich mit den Modellen der Lippe-Serie zu einem eleganten Bett kombinieren lässt**
- **elektrisch verstellbarer Lattenrost erhältlich**
- **geeignet auch für Menschen, die ein Ehebett mit technischer Unterstützung suchen**
- **zwei Bettumbauten zu einem Doppelbett kombinierbar**

Weitere Infos:

- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Relax-Konfigurationsbogen.

Zubehör | Bettumbau Relax



1 Dekor Buche Natur.



2 Dekor Königsahorn.



3 Dekor Kirsche Havanna.



4 Bodentiefe Bettseiten.



6 7 Lattenrost elektrisch.

Technische Daten	Relax
Außenmaße	100 x 209 cm 100 x 229 cm 110 x 209 cm 110 x 229 cm 130 x 209 cm 130 x 229 cm 150 x 209 cm 150 x 229 cm

Standardausstattung	
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 90 x 220 cm 100 x 200 cm 100 x 220 cm 120 x 200 cm 120 x 220 cm 140 x 200 cm 140 x 220 cm

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Relax - 90 x 200 cm	699,00	859,00
Relax - 90 x 220 cm	748,00	909,00
Relax - 100 x 200 cm	699,00	859,00
Relax - 100 x 220 cm	748,00	909,00
Relax - 120 x 200 cm	818,00	1.029,00
Relax - 120 x 220 cm	858,00	1.079,00
Relax - 140 x 200 cm	848,00	1.079,00
Relax - 140 x 220 cm	898,00	1.139,00

Dekore		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Dekor Buche Natur - R 24010		inklusive	kein Aufpreis
2 Dekor Königsahorn - R 27001		inklusive	kein Aufpreis
3 Dekor Kirsche Havanna - R 42006		inklusive	kein Aufpreis

Sonderausstattungen und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
4 Bodentiefe Bettseiten	O	299,00	349,00
5 Holz-Abdeckung für Mittelspalt Buche Natur (nur für das alte Modell Relax)	O	–	219,00
6 Lattenrost elektrisch 100 x 200 cm	O	419,00	609,00
7 Lattenrost elektrisch 90 x 200cm	O	419,00	609,00
8 Verbindungselement für Doppelbett (für Relax Neu)	O	–	17,85

Über diesen Link geht es zum digitalen Relax-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Regia



Ein Bett für hohe individuelle Ansprüche

- ✓ sichere Arbeitslast 225 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 195 kg
- ✓ Höhenverstellung 26–80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ Rückenlehnenrückzug nach DBfK-Empfehlung
- ✓ geteilte teleskopierbare Seitensicherung mit Easy Switch oder durchgehende Seitensicherung
- ✓ attraktive Holzdekore sowie Stoff- oder Lederpolsterungen zur Auswahl



Das Bett für eine erfüllte Partnerschaft

- ✓ großer Höhenverstellbereich von 26–80 cm
- ✓ 2 Liegeflächen à 90 x 200 cm
- ✓ sichere Arbeitslast 225 kg pro Liegefläche
- ✓ Rücken- und Beinlehnen individuell verstellbar
- ✓ Höhenverstellung und Fußtieflage des Bettkorpus immer synchron, sodass keine Klemmgefahr für die Bewohner besteht
- ✓ Umbauten und Seitensicherung flexibel anpassbar mit dem Easy-Switch-System



Das Bett mit dem besonderen Schutz

- ✓ für Menschen, die von Krankheiten wie Chorea Huntington betroffen sind
- ✓ Höhenverstellung 26–80 cm
- ✓ rundum und lückenlos gepolstert



Niedrigbett Regia


Easy Switch

Seitensicherung vertikal in 2 Stufen teleskopierbar

Rückenlehnen-rückzug nach DBfK-Empfehlung

Unterschenkellehne elektrisch stufenlos verstellbar (Autokonturfunktion)

Wohnliche Holzumbauten zur Auswahl



Seitensicherungen, Häupter und Blenden mit Easy-Switch-System werkzeuglos montierbar


Elegant verkleidete Rollen mit zentraler Feststellung

Optionale Komfortliegefläche

Vorteile:


- **elegantes Pflegebett für anspruchsvolle Privatkunden**
- **Niedrigbett mit großem Höhenverstellbereich**
- **das flexible Easy-Switch-System mit optional geteilten Seitensicherungen schützt Bewohner vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:





Das wohnliche Niedrigbett Regia passt sich allen Komfort- und Schutzbedürfnissen an.



Auf Wunsch auch mit Umfeldsteuerung.

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Regia-Konfigurations-bogen.

Produkt-video

Montage-video

Seitenelemente | Pflegebett Regia



1 Seitensicherung beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG).



2 3 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden.



4 5 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.



8 Holz-Seitenblenden.



9 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.



10 Seitensicherungen beidseitig durchgehend (DSG) mit Easy-Click-System.

Technische Daten	Regia
Nettogewicht	135 kg
Außenmaße	103 x 210 cm 113 x 210 cm
Höhenverstellbereich	26–80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
max. Bewohnergewicht	195 kg
24-Volt-System	✓
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 100 x 200 cm
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓

Grundmodell		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Regia - 90x200cm	Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell. Höhenverstellung 26_80cm mit zentraler Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung.	1.773,00	3.159,00
Regia - 100x200cm	Der Mehrpreis beinhaltet die Liegefläche in 100 cm Breite.	379,00	709,00
Seitenelemente		**careshop-24**	**Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.**
1 Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG)	2 x TSG 110 cm, 2 x TSG 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	589,00	909,00
2 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	389,00	674,00
3 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	389,00	674,00
4 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Stoff- / Kunstleder-Seiten-blenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	589,00	729,00
5 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff - / Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Stoff- / Kunstleder-Seiten-blenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	589,00	729,00
6 Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Holz-Seitenblenden	1x TSG 110cm, 1x TSG 90cm und 1x Holz-Seitenblende 110cm, 1x Holz-Seitenblende 90 cm – variabel	389,00	674,00
7 Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Stoff-/ Kunstleder-Seitenblenden	1x TSG 110cm, 1x TSG 90cm und 1x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblende 110cm, 1x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblende 90 cm - variabel	589,00	729,00
8 Holz-Seitenblenden	2 x Holz-Seitenblenden 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	99,00	368,00
9 Stoff -/Kunstleder Seitenblenden	2 x Stoff -/ Kunstleder-Seitenblenden 110 cm, 2 x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/ fußseitig variabel"	449,00	549,00
10 Seitensicherungen beidseitig durchgehend (DSG)	4 x Seitensicherungsholmen 200 cm, 2 x Seitenblenden 200 cm	als Regia DSG ab 2.249,00	389,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Kopf- und Fußteile, Dekore | Pflegebett Regia



1 Nobla.



2 Nobla mala.



3 Nobla gepolstert.



4 Nobla mala gepolstert.



5 Primus.



6 Primus low.



7 Prinzino.



8 Sonderdekor Kirsche Havanna.



9 Sonderdekor Lindberg Eiche.




10 Standarddekor Buche Natur.



11 Sonderdekor Königsahorn.



12 Bezugsstoff Hellgrün Tiba.



13 Bezugsstoff Grau Tiba gesteppt

14 Kunstleder Weiß.

Kopf- und Fußteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Nobla (nicht mit DSG kombinierbar)	1x Kopfteil Nobla 1x Fußteil Nobla Nur in den Dekoren Buche Natur und Kirsche Havanna.	–	369,00
2 Nobla mala (nicht mit DSG kombinierbar)	1x Kopfteil Nobla 1x Fußteil Nobla mala Nur in den Dekoren Buche Natur und Kirsche Havanna.	299,00	369,00
3 Nobla gepolstert (nicht mit DSG kombinierbar)	1 x Kopfteil gepolstert 1 x Fußteil gepolstert festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	339,00	479,00
4 Nobla mala gepolstert (nicht mit DSG kombinierbar)	1 x Kopfteil gepolstert 1 x niedriges Fußteil gepolstert festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	309,00	449,00
5 Primus	1 x Kopfteil geschlossen mit Massivholzleiste 1 x Fußteil mit offener Griff- und Massivholzleiste	198,00	409,00
6 Primus Low (nicht mit DSG kombinierbar)	1 x Kopfteil geschlossen mit Massivholzleiste 1 x Fußteil mit niedriger offener Griff- und Massivholzleiste	198,00	409,00
7 Prinzino (nicht im Dekor Edelkirsche)	1 x Kopfteil mit offener Griffleiste aus Massivholz 1 x Fußteil mit offener Griffleiste aus Massivholz	349,00	479,00

Holdekore		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
8 Sonderdekor	Dekor Kirsche Havanna – R 42006	79,00	139,00
9 Sonderdekor	Dekor Lindberg Eiche – R 20021	79,00	139,00
10 Standarddekor	Dekor Buche Natur – R 24010	inklusive	kein Aufpreis
11 Sonderdekor	Dekor Königsahorn – R 27001	79,00	139,00

Bezugstoffe		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
12 Bezugstoff	Hellgrün Tiba 6210	inklusive	kein Aufpreis
13 Bezugstoff	Grau Tiba 8111	inklusive	kein Aufpreis

Kunstleder			
14 Kunstleder	Weiß Gauchito JA1050-090	inklusive	kein Aufpreis

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Regia



1 Externer Akku.



2 Aufrichter mit Triangelgriff.



3 Aufstehhilfe.
4 Aufstehhilfe extra breit.
5 6 Aufstehhilfe schwenkbar.



8 9 Bettverlängerung.



10 Bettzeugablage.



11 12 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau.



13 Füllpolster für durchgehende Seitensicherungen.



14 Geberhalter für Handschalter.
25 Trendelenburg-Handschalter
*Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen.



15 Handschalter-Verlängerungskabel (1,40 m).



16 17 Komfortliegefläche.




18 Die Leselampe zum Einstecken.
19 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



20 Schaumlederbezug DSG.



21 22 Schaumlederbezug TSG.



23 Serviertablett.



24 Tragetasche für Holme.



26 Unterbettlicht.



27 28 Wandabstandshalter.



29 Wandabweisrolle.



30 Matratze Sky-fit.



31 Matratze Comfort-fit.



32 Matratze Basic-fit.



33 - 37 Polsterteil Bettverlängerung.

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Konfigurationsbogen.

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
1 Akku	O	199,00	289,00
2 Aufrichter mit Triangelgriff	O (Farbe: Signalgrau)	99,00	149,00
3 Aufstehhilfe	O (Farbe: Signalgrau)	119,00	147,00
4 Aufstehhilfe - breite Ausführung	O (Farbe: Signalgrau)	139,00	159,00
5 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° für DSG	O (Farbe: Signalgrau)	–	174,00
6 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° für TSG/Blenden	O (Farbe: Signalgrau)	149,00	163,00
7 Aufstehhilfe für DSG, wird über die geschraubte Seitenblende montiert	O (Farbe: Signalgrau)	–	279,00
8 Bettverlängerung 18 cm für teleskopierbare Seitensicherung (TSG)	90er Breite 100er Breite	359,00	509,00
9 Bettverlängerung 20 cm für durchgehende Seitensicherung (DSG) inkl. 4 Holme	90er Breite 100er Breite	359,00	609,00
10 Bettzeugablage (fußseitig)	O	159,00	209,00
11 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch für DSG	O	–	179,00
12 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch für DSG inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	–	249,00
13 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	Maße (B x H x L): 57 x 12,5 x 5 cm Farbe Beige	–	199,00
14 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
15 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	119,00	119,00
16 Komfortliegefläche lose beigelegt (50 Elemente)	O	249,00	379,00
17 Komfortliegefläche lose beigelegt für Bettverlängerung (5 Elemente)	O	–	49,00
18 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
19 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
20 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	169,00	219,00
21 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 110 cm	O	–	209,00
22 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 90 cm	O	–	209,00
23 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	189,00	249,00
24 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	–	39,00
25 Trendelenburg-Handschalter (Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen	O	–	159,00
26 Unterbettlicht	O	69,00	109,00
27 Wandabstandshalter 1 Stück - kopfseitig	O	59,00	59,00
28 Wandabstandshalter 1 Stück - längsseitig	O	59,00	59,00
28 Wandabweisrollen 2 Stück	O	–	119,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
30 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	349,00 379,00	429,00 459,00
31 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	269,00 –	349,00 379,00
32 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm 100 cm x 200 cm x 12 cm	– –	289,00 349,00
33 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 12 cm	149,00	179,00
34 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00
35 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	149,00	179,00
36 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00
37 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	–	189,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.



Doppelbett Regia partner

Rücken- und Beinlehnen der Liegeflächen individuell verstellbar

Easy Switch

Höhenverstellung und Schwenkung in die Fußtieflage immer synchron – keine Klemmgefahr



Optionale Komfort-liegefläche aus freischwingenden Elementen lässt sich auf die Metall-Lamellen stecken

Seitensicherungen, Häupter und Blenden mit Easy-Switch-System werkzeuglos montierbar


Auf elegant ver-kleideten Rollen lassen sich beide Betthälften an einen anderen Ort fahren

Betthälften können mühelos getrennt und wieder zusam-mengefügt werden

Vorteile:


- **die Betthälften lassen sich mühelos trennen und wieder zusammenfügen**
- **ideal für Phasen, in denen ein Partner Pflege benötigt oder eine Trennung der Schlafräume notwendig ist**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:





Elegante Polsterung oder wohnliches Holzdekor, Seitenblenden oder Seitensicherungen – beim Doppelbett Regia Variante partner haben Paare die Wahl.



Betthälften
• Trennung der Betthälften erleichtert die Pflege am Bett ebenso wie die Reinigung des Raumes



Handschalter
• je einer pro Liegefläche

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Regia-Variante-partner-Konfigurationsbogen.

Produktvideo

Montagevideo

Seitenelemente | Doppelbett Regia partner



1 Seitensicherung beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG).



2 3 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden.



4 5 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.



8 Holz-Seitenblenden.



9 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.

Technische Daten	Regia partner
Nettogewicht	270 kg
Außenmaße	196 x 210 cm
Höhenverstellbereich	26–80 cm
sichere Arbeitslast	2 x 225 kg
max. Bewohnergewicht	195 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	Regia partner
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	180 x 200 cm
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓

Grundmodell		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Regia partner Liegefläche 2 x 90 x 200 cm	• Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell • Höhenverstellung 26–80cm • mit zentrale Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung	4.810,00	6.779,00

Seitenelemente		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
1 Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG)	2 x TSG 110 cm, 2 x TSG 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	597,00	909,00
2 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	399,00	674,00
3 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	399,00	674,00
4 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	454,00	729,00
5 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	454,00	729,00
6 Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Holz-Seitenblenden	1x TSG 110cm, 1x TSG 90cm und 1x Holz-Seitenblende 110cm, 1x Holz-Seitenblende 90cm - variabel	399,00	674,00
7 Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden	1x TSG 110 cm, 1x TSG 90 cm und 1x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblende 110 cm, 1x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblende 90 cm - variabel	454,00	729,00
8 Holz-Seitenblenden	2 x Holz-Seitenblenden 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	249,00	368,00
9 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	2 x Stoff -/ Kunstleder-Seitenblenden 110 cm, 2 x Stoff -/ Kunstleder-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/ fußseitig variabel"	479,00	549,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-partner-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Zubehör | Doppelbett Regia partner



1 Nobla.



2 Nobla mala.



3 Nobla gepolstert.



4 Nobla mala gepolstert.




5 Standarddekor Buche Natur.



6 Sonderdekor Kirsche Havanna.



7 Bezugstoff Hellgrün Tiba.



8 Bezugsstoff Grau Tiba gesteppt.

9 Kunstleder Weiß.



11 Aufrichter mit Triangelgriff.



12 Aufstehhilfe.
13 Aufstehhilfe extra breit.
14 Aufstehhilfe schwenkbar.



15 Bettverlängerung.
30 31 Polsterteil Bettverlängerung.



18 19 Komfortliegefläche.





20 Die Leselampe zum Einstecken.
21 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



22 23 Schaumlederbezug TSG.



24 Unterbettlicht.



25 26 Wandabstandshalter.



27 Matratze Sky-fit.



28 Matratze Comfort-fit.



29 Matratze Basic-fit.

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-partner-Konfigurations-bogen.

Kopf- und Fußteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Nobla (nicht mit DSG kombinierbar)	2 x Kopfteil Nobla 2 x Fußteil Nobla Nur in den Dekoren Buche Natur und Kirsche Havanna.	518,99	729,00
2 Nobla mala (nicht mit DSG kombinierbar)	2 x Kopfteil Nobla 2 x Fußteil Nobla mala Nur in den Dekoren Buche Natur und Kirsche Havanna.	518,99	729,00
3 Nobla gepolstert (nicht mit DSG kombinierbar)	2 x Kopfteil gepolstert 2 x Fußteil gepolstert festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	668,99	949,00
4 Nobla mala gepolstert (nicht mit DSG kombinierbar)	2 x Kopfteil gepolstert 2 x niedriges Fußteil gepolstert festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	629,00	889,00

Holdekore		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
5 Standarddekor	Dekor Buche Natur – R 24010	inklusive	kein Aufpreis
6 Sonderdekor	Dekor Kirsche Havanna - R 42006	199,00	279,00

Bezugstoffe		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
7 Bezugstoff	Hellgrün Tiba 6210	inklusive	kein Aufpreis
8 Bezugstoff	Grau Tiba 8111	inklusive	kein Aufpreis

Kunstleder		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
9 Kunstleder	Weiß JA1050-090	inklusive	kein Aufpreis

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
10 2x Akku	O	398,00	578,00
11 Aufrichter mit Triangelgriff	O (Farbe Signalgrau)	99,00	149,00
12 Aufstehhilfe	O (Farbe Signalgrau)	119,00	147,00
13 Aufstehhilfe - breite Ausführung	O (Farbe Signalgrau)	139,00	159,00
14 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° für TSG/Blenden	O (Farbe Signalgrau)	149,00	163,00
15 2x Bettverlängerung 18 cm für teleskopierbare Seitensicherung (TSG)	O	698,99	1.029,00
16 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
17 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	119,00	119,00
18 2x Komfortliegefläche lose beigelegt (100 Elemente)	O	498,00	749,00
19 2x Komfortliegefläche lose beigelegt für Bettverlängerung (10 Elemente)	O	–	99,00
20 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
21 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	–	338,00
22 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 110 cm	O	–	209,00
23 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 90 cm	O	–	209,00
24 2x Unterbettlicht	O	138,00	218,00
25 Wandabstandshalter 1 Stück - kopfseitig	O	59,00	59,00
26 Wandabstandshalter 1 Stück - längsseitig	O	–	59,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
27 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	349,00	429,00
28 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	269,00	349,00
29 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	–	289,00
30 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 12 cm	149,00	179,00
31 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00


✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026 [1]Preis ist bei der Bestellung gepolsterter Häupter und Seitenblenden enthalten.

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.




Regia gardo



Vorteile:

- **Niedrigbett zur Vermeidung von Sturzverletzungen**
- **Höhenverstellung von 26–80 cm ermöglicht rückenschonendes Arbeiten am Bett**
- **serienmäßige durchgehende Seitensicherung für zusätzlichen Schutz und die Schaffung seitlicher Polsterflächen**
- **Sitzposition und Fußtieflage der Liegefläche einstellbar**
- **Lieferung immer mit passender Matratze**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Technische Daten	Regia gardo
Nettogewicht	165 kg
Außenmaße	113 x 235 cm
Höhenverstellbereich	26–80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
max. Bewohnergewicht	215 kg
24-Volt-System	✓
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Kopf- und Fußteil	Nobla
Polsterung	✓
4-geteilte Metall-Liegefläche mit Rückenlehnenrückzug	✓
Matratze 90 x 209 x 14 cm	✓
Durchgehende Seitensicherung (DSG) mit Easy Click beidseitig	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓

Grundmodell		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Regia gardo 90 x 200 cm	Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell. Durchgehende Polsterung mit Seitensicherungen und passender Matratze. Höhenverstellung 26 – 80 cm mit zentraler Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung.	auf Anfrage	13.541,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Akku (zur Notabsenkung)	O	199,00	289,00
Bettzeugablage (fußseitig)	O	159,00	209,00
Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	–	119,00
Komfortliegefläche lose beigelegt (50 Elemente)	O	269,00	379,00
Trendelenburg-Handschalter [1]	O	–	159,00
Unterbettlicht	O	99,00	109,00
Wandabstandshalter 1 Stück - kopfseitig	O	–	59,00
Wandabstandshalter 1 Stück - längsseitig	O	–	59,00
Wandabweisrollen 2 Stück	O	–	119,00



Die Polster liegen dicht an den Betthäuptern an – so entstehen keine unhygienischen Zwischenräume.



Segufix-Verschlüsse halten die Enden der seitlichen Polster lückenlos am Bettrahmen.



Die Polsterteile lassen sich für eine gründliche Reinigung einfach abnehmen.



Der lückenlose Rundumschutz schützt die Bewohner vor Stoßverletzungen.



Die optionale Wandabweisrolle verhindert Kollisionsschäden beim Fahren und der Höhenverstellung.

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

Produktseite

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026 [1] Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen.

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Westfalia V

Westfalia V



Das Pflegebett für mehr Wohnlichkeit

- ✓ sichere Arbeitslast 185 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 145 kg
- ✓ Höhenverstellung 28–80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ selektiv sperrbarer Handschalter
- ✓ wohnliche Häupterformen wählbar
- ✓ verschiedene Liegeflächenmaße zur Auswahl



Pflegebett Westfalia V



Vorteile:

- **kombiniert hohen Komfort, ausgereifte Sicherheit und wohnliches Aussehen**
- **Höhenverstellung mithilfe eines stabilen, eleganten Scherengestells**
- **für die Kopf- und Fußteile stehen zwei Formen zur Auswahl**

Details



Rollen
• einzeln bremsbar



Höhenverstellbereich
• 28 - 80 cm



Aufrichter mit Triangelgriff



Häupter zur Auswahl
• Anso
• Brila

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite

Hilfsmittel-Nr. folgt, ist beantragt

Pflege-Hilfsmittel-Nr. folgt, ist beantragt

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Westfalia V



1 Akku.



2 Aufstehhilfe.
3 Aufstehhilfe extra breit.
4 Aufstehhilfe schwenkbar.



5 6 Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



7 Dekor Lindberg Eiche.



8 Erhöhung für Seitensicherung in Signalgrau.



9 Füllpolster.



10 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



11 Holzumbau Brila.





12 Die Leselampe zum Einstecken.
13 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



16 Schaumlederbezug.



19 Serviertablett.




20 Unterbettlicht.



21 22 Wandabstandshalter.



23 Pflegebettmatratze Sky-fit.



24 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



25 Pflegebettmatratze Basic-fit.



26 - 30 Polsterteil für Bettverlängerung.

Technische Daten	Westfalia V
Nettogewicht	folgt in 2027
Außenmaße	102 x 210 cm 112 x 210 cm
Höhenverstellbereich	28–80 cm, Unterfahrbarkeit ca. 15 cm
sichere Arbeitslast	185 kg
max. Bewohnergewicht	145 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Signal Grau RAL 7004
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Metallliegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Seitensicherung	DSG mit Easy-Click
Holzumbau	Anso
Art des Handschalters	selektiv sperrbar
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Rastomat elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓
Aufrichter mit Triangelgriff (Farbe: Signalgrau)	✓
Aufgebaut auf Lagerhilfe	✓

Ausstattungsvarianten	Mat-Nr.	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Westfalia V 90 x 200 cm mit Metallliegefläche	323751	2.897,00
Westfalia V 100 x 200 cm mit Metallliegefläche	321516LFB_002	3.606,00

Sonderausstattung und Zubehör		Mat-Nr.	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
1 Akku	O	folgt in 2027	folgt in 2027
2 Aufstehhilfe (Farbe: Signalgrau)	O	302701	147,00
3 Aufstehhilfe – breite Ausführung (Farbe: Signalgrau)	O	312988	159,00
4 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° (Farbe: Signalgrau)	O	310260	163,00
5 Bettverlängerung 20 cm für 100 cm Breite inkl. 4 Holme	O	folgt	449,00
6 Bettverlängerung 20 cm für 90 cm Breite inkl. 4 Holme	O	folgt	449,00
7 Dekor Lindberg Eiche R4223-R20021	O	ZHOD007	139,00
8 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch (nur für 200 cm Länge)	O	320544	179,00
9 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	317857	199,00
10 Geberhalter für Handschalter	O	199137	169,00
11 Holzumbau Brila (mit Griffleiste)	O	HKO_005	folgt in 2027
12 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	338,00
13 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	338,00
14 Liegeflächenlänge 180 cm	O	folgt in 2027	folgt in 2027
15 Liegeflächenlänge 190 cm	O	folgt in 2027	folgt in 2027
16 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	316307	219,00
17 Seitensicherung 3/4 schwenkbar	O	SES_015	folgt in 2027
18 Seitensicherung B-Protect umlaufend	O	SES_041	folgt in 2027
19 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	267000	249,00
20 Unterbettlicht	O	folgt in 2027	folgt in 2027
21 Wandabstandshalter kopfseitig	O	314342	59,00
22 Wandabstandshalter längsseitig	O	folgt in 2027	folgt in 2027

Matratzen und Polsterteile		Mat-Nr.	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
23 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283924 283925	429,00 459,00
24 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283922 283923	349,00 379,00
25 Matratze Basic-fit	90 cm x 180 cm x 12 cm 90 cm x 190 cm x 12 cm 90 cm x 200 cm x 12 cm 100 cm x 200 cm x 12 cm	261482 261483 261477 261486	289,00 289,00 289,00 289,00
26 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 12 cm	209239	179,00
27 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 14 cm	209240	179,00
28 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250269	179,00
29 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250270	179,00
30 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	250271	189,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

Schwerlastbetten



Gigant

Das Schwerlast-Pflegebett

- ✓ sichere Arbeitslast 350 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 280 kg
- ✓ Höhenverstellung 40–80 cm
- ✓ Fußtieflage
- ✓ geteilte kombinierbare Seitensicherung optional
- ✓ elegante Holzverkleidung der Häupter



Allura II

Die innovativen Pflegebetten

- ✓ sichere Arbeitslast 270 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 230 kg
- ✓ Höhenverstellung 30 – 80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ selektiv sperrbarer Handschalter
- ✓ Liegeflächenbreiten 100 und 120 cm
- ✓ werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click



Schwerlastbett Gigant

350 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Äußerst robuste Liegefläche mit Stahleinlagen, Liegeflächen-breite: 120 cm

Optionale kombinier-bare Seitensicherung, mit durchgehender Seitensicherung kombinierbar



Holzhauben im modernen Design, Kunststoffverklei-dung und Seitenblenden sorgen für ein wohnliches Ambiente


Notabsenkung der Rückenlehne aus jeder Position

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

Vorteile:

- **mit einem möglichen Bewohnergewicht von bis zu 280 kg auch für stark adipöse Menschen geeignet**
- **viel Platz und Unterstützung für einen selbstbestimmten Alltag**
- **Entlastung der Pflegenden**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Aufnahme für die Mittelstütze (links) und die Sperrbox (rechts)



Notabsenkung der Rückenlehne



Äußerst stabile Konstruktion der Seitensicherung



Kunstoffverkleidung der Fahrgestelle

- mehr Wohnlichkeit

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Gigant-Konfigurationsbogen.

Hilfsmittel-Nr.
19.40.06.1001
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.7001

Zubehör | Schwerlastbett Gigant



1 2 Bettverlängerung inkl. längerer Seitensicherungen und Seitenbretter.



3 Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



4 5 6 Kombinierbare Seitensicherung.



7 Die Leselampe zum Einstecken.
8 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



9 10 11 Schaumlederbezug.



12 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



13 14 Polsterteil für Bettverlängerung.

Technische Daten	Gigant
Nettogewicht	159 kg
Außenmaße mit Holzumbau Standard	135 x 222 cm
Höhenverstellbereich	40–80 cm
sichere Arbeitslast	350 kg
max. Bewohnergewicht	280 kg
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm
Seitensicherung	DSG mit Easy Click
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv
Aufrichter mit Triangelgriff	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Gigant – 120 x 200 cm mit Metallliegefläche	5.149,00	7.739,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Bettverlängerung 20 cm für durchgehende Seitensicherung (DSG) inkl. 4 Holme	O	449,00	609,00
2 Bettverlängerung 20 cm für kombinierbare Seitensicherung (KSG)	O	–	609,00
3 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
4 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) beidseitig	O	819,00	1.199,00
5 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) einseitig links	O	409,00	599,00
6 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) einseitig rechts	O	409,00	599,00
7 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
8 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
9 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	219,00
10 Schaumlederbezug für kombinierbare Seitensicherung (KSG) Mittelstück	O	–	209,00
11 Schaumlederbezug für kombinierbare Seitensicherung (KSG) Holme	O	–	209,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
12 Matratze Cloud-fit	120 cm x 200 cm x 16 cm	1.019,00	1.189,00
13 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 16 cm	–	189,00
14 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 19 cm	–	199,00


Über diesen Link geht es zum digitalen Gigant-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.




Allura II 100/120



Vorteile:

- **hohe Traglast**
- **wählbare Liegeflächenbreiten**
- **großer Höhenverstellbereich**
- **viel Komfort und Sicherheit auch für schwergewichtige Pflegebedürftige**
- **Entlastung der Pflegenden**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung



Verstellbereich von 30 bis 80 cm



Elektronisches Schaltnetzteil
- (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Handschalter
- mit selektiver Sperrfunktion



Platzsparende Auslieferung und Lagerung
auf Lager-/Transporthilfe (Abb. ähnlich)



Werkzeuglose Montage der Seitensicherung
- mit Easy Click

Produktbesonderheiten:




Weitere Infos:
- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Allura-II-Konfigurations-bogen.

Allura II 100
Hilfsmittel-Nr.
19.40.06.0002
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.6002

Allura II 120
Hilfsmittel-Nr.
19.40.06.0003
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.6003


Zubehör Allura II




1 Aufstehhilfe.
2 Aufstehhilfe extra breit.



3 4 Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar).



5 6 Seitensicherungserhöhung in Signalgrau.



7 Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



8 Verlängerungskabel für den Handschalter (1,40 m).



9 10 Holzfüllung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar).





11 Die Leselampe zum Einstecken.
12 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



13 Schaumlederbezug.




14 Unterbettlicht.



15 Wandabweisrolle inkl. Halterung.



16 Pflegebettmatratze Sky-fit.



17 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



18 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



19 Pflegebettmatratze Basic-fit.



20 - 24 Polsterteil für Bettverlängerung.

Über diesen Link geht es zum digitalen Allura-II-Konfigurationsbogen.

Technische Daten	Allura II
Nettogewicht	120 kg
Außenmaße	111 x 224 cm 131 x 224 cm
Höhenverstellbereich	30 – 80 cm
sichere Arbeitslast	270 kg
max. Bewohnergewicht	230 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	100 x 200 cm 120 x 200 cm
Seitensicherung	DSG mit Easy Click
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv
Aufrichter mit Triangelgriff	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Allura II - 100 x 200cm mit Metallliegefläche	1.499,00	2.969,00
Allura II - 120 x 200 cm mit Metallliegefläche	1.648,00	3.379,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
2 Aufstehhilfe – breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
3 Bettverlängerung 20 cm für 100 cm Breite inkl. 4 Holme	O	299,00	449,00
4 Bettverlängerung 20 cm für 120 cm Breite inkl. 4 Holme	O	–	449,00
5 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
6 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	–	249,00
7 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
8 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	119,00	119,00
9 Holzhaube 1 Stück für Allura II 100	O	–	239,00
10 Holzhaube 1 Stück für Allura II 120	O	–	279,00
11 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
12 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
13 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	219,00
14 Unterbettlicht	O	159,00	219,00
15 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
16 Matratze Sky-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	–	459,00
17 Matratze Comfort-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	–	379,00
18 Matratze Cloud-fit	100 cm x 200 cm x 16 cm 120 cm x 200 cm x 16 cm	899,00 1.019,00	1.079,00 1.189,00
19 Matratze Basic-Fit	100 cm x 200 cm x 12 cm	–	349,00
20 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	–	179,00
21 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00
22 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	–	189,00
23 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 16 cm	–	189,00
24 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 19 cm	–	199,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Nacht- und Beistelltische

Nacht- und Beistelltische



Praktisch und funktional

Wenn pflegebedürftige Menschen das Bett nicht mehr oft verlassen, ist es umso wichtiger, dass die Dinge des Alltags griffbereit sind.
Unsere wohnlichen Nachttische bieten Stauraum und Abstellflächen für Pflege-Utensilien, Bücher und Zeitschriften, Telefone oder ein Radio. Mit ihrer Hilfe kann der Bewohner viel leichter am täglichen Leben teilhaben. Ausklappbare und höhenverstellbare Betttischplatten eignen sich zudem hervorragend für Mahlzeiten im Bett. Dank ihrer Rollen sind die Nachttische überall leicht einsetzbar.

Nacht- und Beistelltische



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1009
Artikelnummer: 310938
Preis € (UVP)*, inkl. MwSt.: 879,00

Nachttisch Cherusker

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010.Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:
Breite: 52 cm, Höhe: 87 cm, Gesamttiefe: 50 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
Bett-Tischplatte von 82–112 cm höhenverstellbar
Doppellaufrollen Ø 50 mm, keine Rollenfeststellung





Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1010
Artikelnummer: 313084
Preis € (UVP)*, inkl. MwSt.: 819,00

Nachttisch Arminius

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010. Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:
Breite: 54,5 cm
Höhe: 89 cm
Gesamttiefe: 45 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 125 cm
Bett-Tischplatte von 78 – 112 cm höhenverstellbar
Doppellaufrollen Ø 50 mm,
4 Rollen feststellbar



*Stand: 03.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026



Nachttisch Hermann mit Bett-Tischplatte

mit ausklappbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010. Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:
Breite: 55,3 cm, Höhe: 87,2 cm, Gesamttiefe: 44,7 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 120 cm
Doppellaufrollen Ø 40 mm
2 feststellbare Rollen



Nachttisch Hermann ohne Bett-Tischplatte

Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010. Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:
Breite: 44,5 cm, Höhe: 87,2 cm, Gesamttiefe: 44,7 cm
Doppellaufrollen Ø 40 mm
2 feststellbare Rollen

Hermann		
mit Bett-Tischplatte	317623	589,00
ohne Bett-Tischplatte	317624	529,00



Nachttisch Varus

ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, in 4 Dekoren lieferbar: Buche Natur, Königsahorn, Kirsche Havanna und Lindberg Eiche.

Technische Daten:
Breite: 54 cm
Höhe: 57 cm
Gesamttiefe: 45 cm
Doppellaufrollen Ø 50 mm, 2 Schubladen
2 Rollen feststellbar

Varus	Artikel.-Nr.	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Dekor Buche Natur - R24010	287103	529,00
Dekor Königsahorn - R27001	287110	529,00
Dekor Havanna Kirsche - R42006	287104	529,00
Dekor Lindberg Eiche - R20021	290304	529,00

Weitere Infos:

Produktseite

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026



Server Pleto

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, in 4 Dekoren lieferbar: Buche Natur, Königsahorn, Lindberg Eiche und Havanna Kirsche.

Technische Daten:

Breite: 90,2 cm
Höhe: 69 – 104 cm
Gesamttiefe: 42 cm
Bett-Tischplatte 30°–60° schwenkbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar




Pleto	Artikel.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dekor Buche Natur – R24010	302694	849,00
Dekor Königsahorn – R27001	302695	849,00
Dekor Havanna Kirsche – R42006	302696	849,00
Dekor Lindberg Eiche – R20021	302698	849,00



Buche Natur R 24010 VV



Königsahorn R 27001 VV



Kirsche Havanna R 42006 VV



Lindberg Eiche R 20021 VV

*Stand: 03.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026



Bett- und Beistelltisch Duo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, Dekor Buche Natur/R24010.

Technische Daten:

Breite: 81 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm
Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0014
Artikelnummer: 218931
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 189,00



Bett- und Beistelltisch Solo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Dekor Buche Natur/R24010.

Technische Daten:

Breite: 60 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm
Bett-Tischplatte von 80–113 cm höhenverstellbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0013
Artikelnummer: 218932
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 169,00

Weitere Infos:

Produktseite

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

Matratzen,
Transportstuhl, Möbel

Matratzen



Wohlbefinden durch Liegekomfort

- ✓ Schutz vor Dekubitus
- ✓ Randzonenverstärkung
- ✓ optimales Liegegefühl
- ✓ Druckverteilung schützt vor Wundliegen
- ✓ Wendematratzen mit fester und weicher Seite
- ✓ abnehmbarer Wendebezug mit weicher Komfort- und unempfindlicher Hygiene-Seite


Ravello



Der Transferstuhl für mehr Mobilität

- ✓ sichere Arbeitslast 135 kg (dynamisch), 200 kg (statisch)
- ✓ absenkbare Armlehnen erleichtern den Einstieg von der Seite
- ✓ Rückenlehne lässt sich um 43° in eine Liegeposition bringen
- ✓ Ravello-sano: Fußstütze einschiebbar
- ✓ Ravello-curo: fest installierte Fußstütze bewegt sich bei Verstellung der Unterschenkellehne mit
- ✓ Ravello sano-s: 4 lenkbare Rollen für leichteres Manövrieren
- ✓ Ravello plus-s: höhenverstellbare Sitzfläche

Kastenmöbel



Flexibel und funktional

- ✓ Möbelsystem Adrano mit Schränken und Anrichten
- ✓ individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Schlaf- und Wohnzimmer
- ✓ klare Formen und wohnliches Holzdekor
- ✓ Langlebigkeit dank hochwertiger Materialien
- ✓ Rückwände mit einer Wandstärke von 8 mm
- ✓ Schutz vor Feuchtigkeit durch wischfeste Sockel
- ✓ Unterseiten der Sockel mit ABS-Kante geschützt

Matratzen



Vorteile:

- alle Matratzen-Varianten sorgen für ein gesundes, trockenes Mikroklima
- flexible Anpassung an die Form der Liegefläche
- Reduzierung punktueller Druckbelastung
- Bett und Matratze lassen sich als passgenaue Einheit konfigurieren
- Schutz vor Dekubitus
- dauerhafte Anpassung an die Körperform des Bewohners
- gleichmäßige Druckentlastung

Weitere Infos:

Produktseite

Maße und Preise

Modell	Maße (B x L x H)	Art.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Pflegebettmatratze **Sky-fit**	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283925	459,00
2 Pflegebettmatratze **Comfort-fit**	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283923	379,00
3 Schwerlastmatratze **Cloud-fit**	100 cm x 200 cm x 14 cm	300900	1.079,00
	120 cm x 200 cm x 14 cm	300406	1.189,00
	140 cm x 200 cm x 14 cm	300407	1.469,00
4 Pflegebettmatratze **Basic-fit**	80 cm x 180 cm x 12 cm	261478	289,00
	80 cm x 190 cm x 12 cm	261479	289,00
	80 cm x 200 cm x 12 cm	261481	289,00
	90 cm x 180 cm x 12 cm	261482	289,00
	90 cm x 190 cm x 12 cm	261483	289,00
	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00
	100 cm x 200 cm x 12 cm	261486	349,00

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

Matratzen für ein neues Schlafgefühl



Pflegebettmatratze Sky-fit
Das Premium-Modell für höchste Ansprüche

- die hochwertige 2-Schicht-Matratze für Burmeier-Betten mit 2 cm Sky-therm®-Auflage und 12 cm Kaltschaum-Basis
- Randzonenverstärkung
- folgt jeder Verstellung durch optimale Anpassung an die Liegefläche
- abnehmbarer waschbarer Wendebezug, eine Seite PU, andere Seite Polyester und Viskose
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), 2,5 kPa (Auflage), Raumgewicht 50 kg/m³ (Basis), 40 kg/m³ (Auflage)



Pflegebettmatratze Comfort-fit
Die hochwertige Mittelklasse für gesunden Schlaf

- die komfortable Matratze mit einem Kern aus elastischem Polyurethan-Kaltschaum (14 cm) für erholsamen Schlaf
- Randzonenverstärkung
- folgt jeder Verstellung durch optimale Anpassung an die Liegefläche
- abnehmbarer waschbarer Wendebezug, eine Seite PU, andere Seite Polyester und Viskose
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), Raumgewicht 40 kg/m³



Pflegebettmatratze Basic-fit
Das einfache Einsteiger-Modell für den Pflege-Alltag

- die moderne Pflegebettmatratze mit einem Kern aus Polyurethan (12 cm)
- waschbarer PU-Bezug, Farbe weiß, durch Reißverschluss abnehmbar
- Raumgewicht: 40 kg/m³, Stauchhärte 4,5 kPa



Schwerlastmatratze Cloud-fit
Die vielseitige Schwerlastmatratze

- besonders geeignet für Bewohner mit einem sehr hohen Körpergewicht von 140 bis 240 kg
- 3-Schicht Matratze mit einer Auflage aus angenehmem Sky-therm®-Schaum und 2 belastbaren Kaltschaum-Schichten
- Unterstützung der Dekubitusprophylaxe durch Rasterstanzungen im Sky-therm®-Schaum, hohe Punktelastizität sorgt für Druckentlastung an gefährdeten Stellen
- optimale Anpassung an die Verstellungen der Liegefläche durch Einschnitte in der unteren Kaltschaum-Schicht
- abnehmbarer Wendebezug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Matratzenhöhe von ca. 16 cm gewährleistet eine normative Schutzhöhe der Seitensicherungen an Burmeier-Pflegebetten



1 Matratze Sky-fit ohne Bezug im Pflegebett Regia. Oben die viskoelastische Sky-therm®-Schicht, unten die Basisschicht mit Einschnitten.



2 Matratze Comfort-fit ohne Bezug im Pflegebett Inovia. Die Seite mit den Einschnitten kann nach oben oder unten gewendet werden.



3 Matratze Basic-fit mit Bezug im Pflegebett Dali.



4 Matratze Cloud-fit ohne Bezug im Schwerlastbett Gigant. Oben die viskoelastische Sky-therm®-Schicht, unten die beiden belastbaren Schichten aus Kaltschaum.

Transportstuhl Ravello



Vorteile:

- **sicherer Transfer pflegebedürftiger Menschen**
- **flexible Konstruktion erleichtert es, den Bewohner von der Bettseite oder einem Sessel in den Stuhl umzusetzen**
- **der gepolsterte, ergonomisch geformte Sitz ermöglicht auch einen längeren angenehmen Aufenthalt im Ravello**
- **pflegeleichte, abwaschbare Sitzbezüge**

Details



Ravello sano
• die Fußstütze kann vollständig eingeschoben werden



Ravello curo
• die fest installierte, in der Länge verstellbare Fußstütze schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit



Höhenverstellung der Armlehnen
• in 6 Stufen



Ravello sano-s
• für ein leichteres Manövrieren erhältlich

Weitere Infos:

Produktseite

Zubehör Ravello



1 2 Beinstützen.



3 Infusionsständer.



4 Kopffixierende Stütze.



5 Seitenstützen.



6 Aufsteckbarer Tisch.



7 Urinbeutelhalter.

Technische Daten	Pflegestuhl Ravello
Nettogewicht	Curo, Sano, Sano S: 38 kg Plus-S: 58 kg
Maße	Curo, Sano, Sano-s: B x H x T 68 x 126 x 103 cm inkl. Fußstützen Plus-S: B x H x T 73 x 132–161 x 109 cm inkl. Fußstützen
Rückenlehne	Höhe 81 cm, 43° neigbar
Fußstütze	26 x 24 cm Bodenfreiheit 8 cm
Rollen	vordere Rollen: 20 cm, feststehend hintere Rollen: 15 cm, drehbar, paarweise feststellend
Rollen S-Variante:	15 cm, drehbar, paarweise feststellend
Sitzfläche	PU-Schaum mit Holzkern
Rückenlehne	PU-Schaum mit Stahlkern
Bezugsstoff	Kunstleder

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Ravello Curo	1.669,00	2.139,00
Ravello Sano	1.659,00	2.059,00
Ravello Sano S	1.849,00	2.379,00
Ravello Plus S	2.987,00	3.459,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Beinstütze links	O	339,00	394,00
2 Beinstütze rechts	O	339,00	394,00
3 Infusionsständer inkl. Adapter für Aufnahmehülse am Ravello (auch an allen Pflegebetten einsetzbar)	O	214,00	214,00
4 Nackenstütze - schwarz	O	249,00	279,00
5 Seitenstützen 2 Stück - Arzurblau	O	279,00	294,00
6 Serviertablett, aufsteckbarer Tisch	O	299,00	398,00
7 Urinbeutelhalter	O	89,00	99,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Ravello-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Kleiderschränke & Aufsätze, Anrichten

Adrano

Mit dem Adrano-System können Sie Möbel nach dem Baukastenprinzip Ihren Wünschen anpassen. Bei der Anzahl und Anordnung von Türen oder Schubladen stehen viele Kombinationen zur Auswahl. Optional ergänzbar um: abschließbare Türen, Soft-Close-Funktion sowie höhenverstellbare Sockelfüße.

Bitte Lieferzeiten beachten!



Kleider-/Wäscheschränke für eine Person*[1)]




Mat.-Nr.: 305854
- mit 2 Fronttüren

Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305854 IWFK2002
- inkl. Holzwertfach
- mit 2 Fronttüren

Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305854 IWFK2005
- inkl. Holzwertfach – Rollstuhlhöhe
- mit 2 Fronttüren

Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305856
- mit 2 Fronttüren
- mit 2 Sockelschubkästen

Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305856 IWFK2002
- inkl. Holzwertfach
- mit 2 Fronttüren
- mit 2 Sockelschubkästen

Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305856 IWFK2005
- inkl. Holzwertfach – Rollstuhlhöhe
- mit 2 Fronttüren
- mit 2 Sockelschubkästen

Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm




Mat.-Nr.: 306139[2)]
Schrankaufsatz, 2-türig,
- mit 2 Fronttüren

Breite: 100 cm
Höhe: 42 cm
Tiefe: 60 cm




Kleider-/Wäscheschränke für zwei Personen*[1)]



Mat.-Nr.: 315083
- mit 4 Fronttüren

Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 315083 IWFK2004
- inkl. 2x Holzwertfach
- inkl. Kleiderstange
- mit 4 Fronttüren

Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm


* Werden Anrichten oder Schränke kombiniert, wird die anliegende Oberplatte der Anrichte mit der Korpuskante bündig ausgeführt.

[1)] Fronten im Dekor Buche Natur R5311-R24010

[2)] Nur in Ausführung ohne Schloss und ohne Soft-Close

Kleiderschränke & Aufsätze

Kleider-/Wäscheschränke für zwei Personen*[1)]



Mat.-Nr.: 315084
- mit 4 Fronttüren
- mit 2 Sockelschubkästen

Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 315084 IWFK2004
- inkl. 2x Holzwertfach
- inkl. Kleiderstange
- mit 4 Fronttüren
- mit 2 Sockelschubkästen

Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm

Schrankaufsatz für 150 cm Schrank*[2)]



Mat.-Nr.: 306141
- mit 3 Fronttüren

Breite: 150 cm
Höhe: 42 cm
Tiefe: 60 cm

TV-Schränke





Mat.-Nr.: 306096
- mit 2 Fronttüren

Breite: 100 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm



Mat.-Nr.: 306099
- mit 2 Fronttüren
- mit 2 Schubkästen

Breite: 100 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm



Mat.-Nr.: 306100
- mit 3 Fronttüren

Breite: 150 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm



Mat.-Nr.: 306102
- mit 2 Fronttüren
- mit 6 Schubkästen

Breite: 150 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm

Garderoben / Spiegel




Garderobe
Mat.-Nr.: 197373

Breite: 50 cm
Höhe: 103 cm
- mit 3 Haken



Spiegel
Mat.-Nr.: 197372

Breite: 50 cm
Höhe: 103 cm



Kombination Spiegel / Garderobe
Mat.-Nr.: 197374

Breite: 50 cm
Höhe: 150 cm
Tiefe: 22 cm
- mit 2 Borden und 2 Haken

Weitere Infos:

Produktseite

* Werden Anrichten oder Schränke kombiniert, wird die anliegende Oberplatte der Anrichte mit der Korpuskante bündig ausgeführt.

[1)] Fronten im Dekor Buche Natur R5311-R24010

[2)] Nur in Ausführung ohne Schloss und ohne Soft-Close

Dekore



Buche Natur R 24010 VV



Königsahorn R 27001 VV



Kirsche Havanna R 42006 VV



Lindberg Eiche R 20021 VV



Tische (Beispielmodell)



Speisetisch Empero
In folgenden Maßen erhältlich:
80 x 80 cm, 80 x 100 cm, 80 x 120 cm,
120 x 120 cm
Tischhöhe: 74 cm

Zusatzausstattung für Tische:
Filz-, Kunststoff- oder Metallgleiter.

Lieferzeit auf Anfrage

Weitere Infos:

Produktseite

Garderobe



Garderobe
(B: 50 cm, T: 103 cm).

Weitere Infos:

Produktseite

Hilfsmittelnummern

Hilfsmittel	Benennung	< Produktgruppe 19 > Krankenpflegeartikel	< Produktrguppe 50 > Pflegehilfsmittel
Pflegebett	Arminia III	19.40.01.3254	50.45.01.1291
Pflegebett	Arminia III 24 Volt	19.40.01.3253	50.45.01.1290
Pflegebett	Allura II 100	19.40.06.0002	50.45.01.6002
Pflegebett	Allura II 120	19.40.06.0003	50.45.01.6003
Pflegebett	Dali II Holz	19.40.01.3242	50.45.01.1279
Pflegebett	Dali II Metall	19.40.01.3241	50.45.01.1278
Pflegebett	Dali II 24 Volt Holz	19.40.01.3244	50.45.01.1281
Pflegebett	Dali II 24 Volt Metall	19.40.01.3243	50.45.01.1280
Pflegebett	Dali Economic Holz	19.40.01.3167	50.45.01.1189
Pflegebett	Dali Economic Metall	19.40.01.3168	50.45.01.1190
Pflegebett	Dali-Wash	19.40.01.3272	50.45.01.1310
Pflegebett	Dali	19.40.01.3041	50.45.01.1080
Pflegebett	Dali 100	19.40.01.3050	50.45.01.1089
Pflegebett	Dali wash	19.40.01.3041	50.45.01.1080
Pflegebett	Dali low-entry	19.40.01.5001	50.45.01.5003
Pflegebett	Gigant	19.40.06.1001	50.45.01.7001
Pflegebett	Lippe III	19.40.03.0020	50.45.03.0020
Pflegebett	Lippe IV	19.40.03.5003	50.45.03.5002
Pflegebett	Lippe V	Hilfsmittelnummer beantragt	Pflege-Hilfsmittelnummer beantragt
Pflegebett	Lippe V waschbar	Hilfsmittelnummer beantragt	Pflege-Hilfsmittelnummer beantragt
Pflegebett	Lippe 120	19.40.03.6001	50.45.03.6001
Pflegebett	Lippe 140	19.40.03.6002	50.45.03.6002
Pflegebett	Westfalia IV	19.40.01.3039	50.45.01.1078
Pflegebett	Westfalia V	Hilfsmittelnummer beantragt	Pflege-Hilfsmittelnummer beantragt
Nachttisch	Modell Arminius	–	50.45.04.1010
Nachttisch	Modell Cherusker	–	50.45.04.1009
Beistelltisch	Modell Solo	–	50.45.04.0013
Beistelltisch	Modell Duo	–	50.45.04.0014
Zubehör	Aufrichter	19.40.02.2006	50.45.02.2006
Zubehör	Seitenschutz Lippe	19.40.02.4023	50.45.02.4022

[1]gilt für die Ausführungen 90 x 200 cm und 100 x 200 cm

STIEGELMEYERGROUP



FOR PEOPLE WHO CARE

Wir denken in ganzheitlichen Lösungen für Menschen in Gesundheit und Pflege – und das weltweit.

1 100 MITARBEITER WELTWEIT

11 STANDORTE in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Finnland, Südafrika und China

MEHR ALS 100 000 produzierte Betten pro Jahr

15 JAHRE Ersatzteil-lieferungen

VERTRIEB in über 100 Ländern

Maßgeschneiderte ANGEBOTE für alle MÄRKTE

Internationale ZERTIFIZIERUNG

DEUTSCHE INGENIEURSKUNST

125 JAHRE Seit 1900

Unsere Expertise



Unsere Marken

STIEGELMEYER BURMEIER

STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care

Nicht alle Produkte und Konfigurationen sind in jedem Land verfügbar. Not all products and configurations are available in every country.
Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 08/2026. Version 07. Artikel-Nr. 601595.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 08/2026. Version 07. Item no. 601595.

Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

France
Stiegelmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

China
Stiegelmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stiegelmeyer.cn
www.stiegelmeyer.cn

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd.
5 Shiraz Street, Oude Westhof
Bellville, 7530
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stiegelmeyer Oy
Paanakatu 5
15150 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

stiegelmeyer-group.com

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53203-2403-1011