Prospekt · Burmeier

Burmeier-Pflegebetten im Vergleich: Ausstattung und passendes Zubehör

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026 und folgen unverändert. Unsere Preise stehen auf den Produktseiten bei careshop-24.de.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	08/2026

Burmeier-Produkte bei careshop-24.de

- Pflegebetten, Matratzen und Zubehör von Burmeier
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte auf einer Seite

careshop-24.de/Burmeier

Code scannen

Technische Daten

Modellbezeichnung		Dali	Dali 100	Dali wash	Dali low-entry	Lippe V	Lippe V waschbar	Lippe 120/140
Verstellungen								
Höhe	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberschenkellehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	selektiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	zentral	–	–	–	–	–	–	–
kabelloser Handschalter		✓	–	✓	–	–	–	–
kabelgebundener Handschalter		O	✓	–	✓	✓	✓	✓
24-Volt-Antriebssystem		✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbereich								
von – bis	cm	40–80	40–80	40–80	23–63	29–74	29–74	29–74
Liegefläche 4-geteilt								
Standard	cm	90 x 200	100 x 200	90 x 200	90 x 200	90 I 100 190 I 200	90 x 190 90 x 200	120 | 140 x 200
LF-Sonderbreiten		–	–	–	–	80	–	–
Metall-Lamellen		O	–	✓	–	–	✓	✓
Stahlgitterboden		–	–	–	✓	–	–	–
Federholzleisten		✓	✓	–	✓	✓	–	–
Komfortliegefläche		–	–	–	–	–	–	–
einteilig		–	–	–	–	–	–	–
teilbar		✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
LF-Schwenkung einstellbar		✓	✓	✓	✓	–	–	–
Rückenlehnenrückzug		–	–	–	–	–	–	–
Lifterunterfahrbarkeit		✓	✓	✓	✓	–	–	–
Rollenfeststellung								
zentral		–	–	–	–	–	–	–
achsweise		–	–	–	–	–	–	–
einzeln		✓	✓	✓	✓	–	–	–
Rollendurchmesser	mm	100	100	100	75	–	–	–
Außenabmessungen und Gewicht								
Länge		218	218	218	225	185/195	185/195	195
Breite		102	112	102	102	85/95	85	115|135
Nettogewicht	kg	97	102	106	106	80	80	132|140
Sichere Arbeitslast								
	kg	185	185	185	175	200	200	251
Holzumbau								
Standard		–	–	–	–	–	–	–
modellbezogenes Kopfteil geschlossen		✓	✓	✓	✓	–	–	–
modellbezogenes Fußteil geschlossen		✓	✓	✓	✓	–	–	–
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste		–	–	–	–	–	–	–
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste		–	–	–	–	–	–	–
Brila mit Griffleiste am Kopf- und Fußteil		–	–	–	–	–	–	–
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		–	–	–	–	–	–	–
Primus kopfseitig geschlossen/ fußseitig mit Griffleiste		–	–	–	–	–	–	–
Primus-Low kopfseitig geschlossen / fußseitig mit Griffleiste		–	–	–	–	–	–	–
Nobla		–	–	–	–	–	–	–
Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig[3)]		–	–	–	–	–	–	–
Dekor								
Buche Natur[2)]		✓	✓	✓	✓	–	–	–
Königsahorn[2)]		–	–	–	–	–	–	–
Kirsche Havanna[2)]		–	–	–	–	–	–	–
Lindberg Eiche		–	–	–	–	–	–	–

Modellbezeichnung		Regia	Regia partner	Regia gardo	Westfalia V	Gigant	Allura II 100 | 120
Verstellungen							
Höhe	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberschenkellehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	selektiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	zentral	–	–	–	–	–	–
kabelloser Handschalter		–	–	–	–	–	–
kabelgebundener Handschalter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24-Volt-Antriebssystem		✓	–	✓	✓	–	✓
Höhenverstellbereich							
von – bis	cm	26–80	26–80	26–80	28–80	40–80	30–80
Liegefläche 4-geteilt							
Standard	cm	90 x 200	2 x 90 x 200	90 x 200	90 x 180 I 190 | 200	120 x 200	100 | 120 x 200
LF-Sonderbreiten		100	–	–	100	–	–
Metall-Lamellen		✓	✓	✓	✓	–	–
Stahlgitterboden		–	–	–	–	✓	✓
Federholzleisten		–	–	–	–	–	–
Komfortliegefläche		O	O	–	–	–	–
einteilig		✓	✓	✓	–	✓	–
teilbar		–	–	–	✓	–	✓
LF-Schwenkung einstellbar		✓	✓	✓	–	✓	✓
auswandernde Rückenlehne		✓	✓	✓	–	–	–
Lifterunterfahrbarkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollenfeststellung							
zentral		✓	✓	✓	–	–	–
achsweise		–	–	–	–	–	–
einzeln		–	–	–	✓	✓	✓
Rollendurchmesser	mm	50	50	50	100	100	100
Außenabmessungen und Gewicht							
Länge		210	210	235	210	222	222
Breite		101	196	113	102	135	111|131
Nettogewicht	kg	135	270	165	folgt in 2027	159	118|128
Sichere Arbeitslast							
	kg	225	2 x 225	225	185	350	270
Holzumbau							
Standard		–	–	–	✓	–	–
modellbezogenes Kopfteil geschlossen		–	–	–	–	✓	–
modellbezogenes Fußteil geschlossen		–	–	–	–	✓	–
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste		–	–	–	–	–	✓
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste		–	–	–	–	–	✓
Brila mit Griffleiste am Kopf- und Fußteil		–	–	–	O	–	–
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		O	–	–	–	–	–
Primus kopfseitig geschlossen/ fußseitig mit Griffleiste		O[1)]	–	–	–	–	–
Primus-Low kopfseitig geschlossen / fußseitig mit Griffleiste		O	–	–	–	–	–
Nobla		O	O	✓	–	–	–
Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig[4)]		O	–	–	–	–	–
Dekor							
Buche Natur[2)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Königsahorn[2)]		O	–	–	–	–	–
Kirsche Havanna[2)]		O	O	–	–	–	–
Lindberg Eiche		O	–	–	O	–	–

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht lieferbar [1)]fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low
[2)]erhältlich für Seniorenbett Relax [3)]auch gepolstert erhältlich

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht lieferbar [1)]fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low
[2)]erhältlich für Seniorenbett Relax [3)]auch gepolstert erhältlich [4)]Liegeflächenbreite

Technische Daten

Modellbezeichnung	Dali	Dali 100	Dali wash	Dali low-entry	Lippe V	Lippe V waschbar	Lippe 120/140
Zubehör							
adaptierbare Seitensicherung	O	O	–	–	O	–	–
Akku	–	–	–	–	–	–	–
Aufrichter mit Triangelgriff	✓	✓	✓	✓	O	O	O
Erhöhung 7 cm	O	O	O	O	–	–	–
Aufstehhilfe	O	O	–	O	O	O	O
Aufstehhilfe extrabreit	O	O	–	O	O	O	O
Aufstehhilfe schwenkbar	O	O	–	O	O	O	O
Bettverlängerung 20 cm	O	O	–	–	10/20 cm	–	O
Bettzeugablage	–	–	–	–	–	–	–
durchgehende Seitensicherung	✓	✓	✓	✓	–	–	–
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	–	–	–	–	O	O	O
festgepolsterte Seitenblenden	–	–	–	–	–	–	–
Füllpolster	O	O	O	O	–	–	–
Geberhalter für Handschalter	O	O	–	O	O	O	–
Handschalter-Verlängerungskabel	–	–	–	–	O	O	O
kombinierbare Seitensicherung	–	–	–	–	–	–	–
Lager- und Transporthilfe	✓	✓	✓	✓	O	✓	–
Leselampe	O	O	O	O	O	O	O
Lippe-Seitenschutz	–	–	–	–	O	O	–
Rastomat für Unterschenkellehne	O[4)]	O[4)]	✓	O	✓	✓	✓
Schaumlederbezug	O	O	O	O	–	–	–
Serviertablett (90 cm Breite)	O	–	O	O	–	–	–
Softcover	O	–	O	–	–	–	–
teleskopierbare Seitensicherung	–	–	–	–	–	–	–
Tragetasche für DSG-Holme	O	O	O	O	–	–	–
Unterbettlicht	–	–	–	–	–	–	O
Verbreiterungsschiene 5 cm	–	–	–	–	O	–	–
Wandabstandshalter	–	–	–	–	–	–	–
Wandabweisrollen	O	O	O	O	–	–	–
Holzhaube	O	–	–	O	–	–	–

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht lieferbar [4)]in Verbindung mit Metallstreben-Liegefläche serienmäßig

Modellbezeichnung	Regia	Regia partner	Regia gardo	Westfalia V	Gigant	Allura II 100 | 120
Zubehör						
adaptierbare Seitensicherung	–	–	–	–	–	–
Akku	O	O	O	O	–	–
Aufrichter mit Triangelgriff	O	O	–	✓	✓	✓
Erhöhung 7 cm	O	–	–	O	–	O
Aufstehhilfe	O	O	–	O	–	O
Aufstehhilfe extrabreit	O	O	–	O	–	–
Aufstehhilfe schwenkbar	O	O	–	O	–	–
Bettverlängerung 20 cm	O (TSG 18 cm) O (DSG 20 cm)	O (nur beidseitig)	–	O	O	O
Bettzeugablage	O	–	–	–	–	–
durchgehende Seitensicherung	O	–	✓	✓	✓	✓
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	–	–	–	–	–	–
festgepolsterte Seitenblenden	O	O	–	–	–	–
Füllpolster	O (nur DSG)	O (nur DSG)	–	O	O (nur DSG)	O
Geberhalter für Handschalter	O	O	–	O	–	–
Handschalter-Verlängerungskabel	O	O	O	–	–	O
kombinierbare Seitensicherung	–	–	–	–	O	–
Lager- und Transporthilfe	–	–	–	✓	–	✓
Leselampe	O	O	–	O	O	O
Lippe-Seitensicherung	–	–	–	–	–	–
Rastomat für Unterschenkellehne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schaumlederbezug	O	O (nur TSG)	–	O	O	O
Serviertablett (90 cm Breite)	O (nur DSG)	–	–	O	–	–
Softcover	–	–	–	–	–	–
teleskopierbare Seitensicherung	O	O	–	–		–
Tragetasche für DSG-Holme	O	O	–	O	O	O
Unterbettlicht	O	O	O	O	–	O
Verbreiterungsschiene 5 cm	–	–	–	–	–	–
Wandabstandshalter	O	O	O	O	–	–
Wandabweisrollen	O	–	O	–	–	O
Holzhaube	–	–	–	–	–	O

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht lieferbar [4)]in Verbindung mit Metallstreben-Liegefläche serienmäßig