Preise und Katalog · Burmeier

Seitenelemente und Zubehör Regia partner mit unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	08/2026

Doppelpflegebett Regia partner bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Doppel-Pflegebett-Regia-Partner-Holz

Code scannen

Seitenelemente | Doppelbett Regia partner



1 Seitensicherung beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG).



2 3 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden.



4 5 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.



8 Holz-Seitenblenden.



9 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.

Technische Daten	Regia partner
Nettogewicht	270 kg
Außenmaße	196 x 210 cm
Höhenverstellbereich	26–80 cm
sichere Arbeitslast	2 x 225 kg
max. Bewohnergewicht	195 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	Regia partner
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	180 x 200 cm
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓

Grundmodell		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Regia partner Liegefläche 2 x 90 x 200 cm	• Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell • Höhenverstellung 26–80cm • mit zentrale Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung	4.810,00	6.779,00

Seitenelemente		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
1 Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG)	2 x TSG 110 cm, 2 x TSG 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	597,00	909,00
2 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	399,00	674,00
3 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	399,00	674,00
4 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	454,00	729,00
5 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	454,00	729,00
6 Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Holz-Seitenblenden	1x TSG 110cm, 1x TSG 90cm und 1x Holz-Seitenblende 110cm, 1x Holz-Seitenblende 90cm - variabel	399,00	674,00
7 Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden	1x TSG 110 cm, 1x TSG 90 cm und 1x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblende 110 cm, 1x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblende 90 cm - variabel	454,00	729,00
8 Holz-Seitenblenden	2 x Holz-Seitenblenden 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	249,00	368,00
9 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	2 x Stoff -/ Kunstleder-Seitenblenden 110 cm, 2 x Stoff -/ Kunstleder-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/ fußseitig variabel"	479,00	549,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-partner-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.

Zubehör | Doppelbett Regia partner



1 Nobla.



2 Nobla mala.



3 Nobla gepolstert.



4 Nobla mala gepolstert.




5 Standarddekor Buche Natur.



6 Sonderdekor Kirsche Havanna.



7 Bezugstoff Hellgrün Tiba.



8 Bezugsstoff Grau Tiba gesteppt.

9 Kunstleder Weiß.



11 Aufrichter mit Triangelgriff.



12 Aufstehhilfe.
13 Aufstehhilfe extra breit.
14 Aufstehhilfe schwenkbar.



15 Bettverlängerung.
30 31 Polsterteil Bettverlängerung.



18 19 Komfortliegefläche.





20 Die Leselampe zum Einstecken.
21 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



22 23 Schaumlederbezug TSG.



24 Unterbettlicht.



25 26 Wandabstandshalter.



27 Matratze Sky-fit.



28 Matratze Comfort-fit.



29 Matratze Basic-fit.

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-partner-Konfigurations-bogen.

Kopf- und Fußteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Nobla (nicht mit DSG kombinierbar)	2 x Kopfteil Nobla 2 x Fußteil Nobla Nur in den Dekoren Buche Natur und Kirsche Havanna.	518,99	729,00
2 Nobla mala (nicht mit DSG kombinierbar)	2 x Kopfteil Nobla 2 x Fußteil Nobla mala Nur in den Dekoren Buche Natur und Kirsche Havanna.	518,99	729,00
3 Nobla gepolstert (nicht mit DSG kombinierbar)	2 x Kopfteil gepolstert 2 x Fußteil gepolstert festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	668,99	949,00
4 Nobla mala gepolstert (nicht mit DSG kombinierbar)	2 x Kopfteil gepolstert 2 x niedriges Fußteil gepolstert festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	629,00	889,00

Holdekore		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
5 Standarddekor	Dekor Buche Natur – R 24010	inklusive	kein Aufpreis
6 Sonderdekor	Dekor Kirsche Havanna - R 42006	199,00	279,00

Bezugstoffe		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
7 Bezugstoff	Hellgrün Tiba 6210	inklusive	kein Aufpreis
8 Bezugstoff	Grau Tiba 8111	inklusive	kein Aufpreis

Kunstleder		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
9 Kunstleder	Weiß JA1050-090	inklusive	kein Aufpreis

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
10 2x Akku	O	398,00	578,00
11 Aufrichter mit Triangelgriff	O (Farbe Signalgrau)	99,00	149,00
12 Aufstehhilfe	O (Farbe Signalgrau)	119,00	147,00
13 Aufstehhilfe - breite Ausführung	O (Farbe Signalgrau)	139,00	159,00
14 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° für TSG/Blenden	O (Farbe Signalgrau)	149,00	163,00
15 2x Bettverlängerung 18 cm für teleskopierbare Seitensicherung (TSG)	O	698,99	1.029,00
16 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
17 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	119,00	119,00
18 2x Komfortliegefläche lose beigelegt (100 Elemente)	O	498,00	749,00
19 2x Komfortliegefläche lose beigelegt für Bettverlängerung (10 Elemente)	O	–	99,00
20 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
21 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	–	338,00
22 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 110 cm	O	–	209,00
23 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 90 cm	O	–	209,00
24 2x Unterbettlicht	O	138,00	218,00
25 Wandabstandshalter 1 Stück - kopfseitig	O	59,00	59,00
26 Wandabstandshalter 1 Stück - längsseitig	O	–	59,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
27 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	349,00	429,00
28 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	269,00	349,00
29 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	–	289,00
30 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 12 cm	149,00	179,00
31 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026 [1]Preis ist bei der Bestellung gepolsterter Häupter und Seitenblenden enthalten.

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.