AUSSTATTUNG NACH WUNSCH

Ihr Regia, so wie Sie es möchten

Aufpreise zum Grundpreis von 1.773 € mit 90 × 200 cm

LIEGEFLÄCHE

100 × 200 cm	+ 379 €
90 × 220 cm	+ 359 €
100 × 220 cm	+ 739 €

SEITENTEILE

Geteilte Seitensicherung an einer Seite	+ 389 €
Geteilte Seitensicherung an beiden Seiten	+ 589 €
Holz-Seitenblenden rundum	+ 99 €

KOPF- UND FUSSTEIL

Primus Low oder Primus High	+ 198 €
Nobla mala	+ 299 €
Prinzino	+ 349 €

HOLZDEKOR

Buche Natur	inklusive
Eiche Lindberg, Königsahorn, Kirsche Havanna	+ 79 €

LIEGEKOMFORT UND LIEFERUNG

Matratze passend zum Bett	ab + 349 €
Aufbau-Service bei Ihnen zu Hause	+ 349 €

Zum Beispiel: Regia Holz in Buche Natur, 90 × 200 cm, mit Kopf- und Fußteil Primus Low und geteilter Seitensicherung an beiden Seiten — **2.560 €**



BURMEIER · MADE IN GERMANY

Pflegebett Regia

in warmen Holzdekoren

ab **1.773 €** inkl. MwSt. Versand kostenlos

Elektrisch verstellbar von 26 bis 80 cm, in vier Holzdekoren. Seitenteile und Kopfteil stellen Sie selbst zusammen.

PERSÖNLICHE BERATUNG

040 / 60 945 245

info@careshop-24.de

www.careshop-24.de

Careshop-24 · Winterhuder Weg 108a · 22085 Hamburg
Zweigstelle · Zaunkönigstraße 57 · 26135 Oldenburg

Scannen und zusammenstellen

Ihr Preis in einer Minute

QR-Code scannen, Ausstattung wählen und den Endpreis sofort sehen.



DAS ZEICHNET DAS REGIA AUS

Tief zum Aufstehen, hoch auf Komforthöhe

26–80 cm	70°	225 kg
Liegehöhe stufenlos	Rückenlehne elektrisch	belastbar bis

- **Niedrigbett:** Auf 26 cm abgesenkt bleibt der Weg zum Boden kurz. Bei etwa 40 cm hält das Bett von selbst, auf der idealen Höhe zum Ein- und Aussteigen.
- **Geteilte Seitensicherung** in zwei Stufen, als Orientierung oder für vollen Halt. Mit Sicherung am Kopfende bleibt der Ausstieg am Fußende frei.
- **Bequem sitzen** zum Lesen, Essen und Fernsehen: Rückenlehne bis 70°, Oberschenkelstütze bis 40°, mit Rückenlehnenrückführung.
- **Easy-Switch:** Kopf-, Fuß- und Seitenteile ohne Werkzeug wechseln, auch später noch.
- **24-Volt-Antrieb von Linak,** spart bis zu 93 % Energie. Medizinprodukt Klasse I nach MDR.

ALLE VARIANTEN AUF EINEN BLICK

Ein Bett, viele Gesichter

Preise ab, inkl. MwSt., Liegefläche 90 × 200 cm

	DIESES MODELL **Regia Holz** Vier Holzdekore, Seitenteile und Kopfteil nach Wahl	ab **1.773 €**
	**Regia mit Holz-Seitenblenden** Blenden rundum inklusive, wirkt wie ein Holzbett	ab **1.773 €**
	**Regia Stoffbezug Grau** Gesteppt wie ein Polsterbett	ab **1.773 €**
	**Regia Stoffbezug Hellgrün** Gesteppt, frisch und wohnlich	ab **1.773 €**
	**Regia Kunstleder Weiß** Hell, klar und leicht zu reinigen	ab **1.773 €**
	**Regia DSG** Durchgehende Seitensicherung an beiden Seiten	ab **2.249 €**
	**Regia Partner** Doppelbett, zwei Liegeflächen getrennt verstellbar	ab **4.810 €**
	**Regia gardo** Rundum gepolstert, Matratze inklusive	**auf Anfrage**