AUSSTATTUNG NACH WUNSCH

Ihr Regia, so wie Sie es möchten

Aufpreise zum Grundpreis von 4.810 € mit 2 × 90 × 200 cm

LIEGEFLÄCHE

2 × 90 × 218 cm, mit Bettverlängerung	+ 698,99 €

SEITENTEILE

Holz-Seitenblenden rundum	+ 249 €
Stoff- oder Kunstleder-Seitenblenden rundum	+ 479 €
Geteilte Seitensicherung an einer Außenseite	ab + 399 €
Geteilte Seitensicherung an beiden Außenseiten	+ 597 €

KOPF- UND FUSSTEIL

Nobla mala oder Nobla in Holz	+ 518,99 €
Nobla mala oder Nobla gepolstert	ab + 629 €

HOLZDEKOR

Buche Natur	inklusive
Kirsche Havanna	+ 199 €

LIEGEKOMFORT UND LIEFERUNG

Zwei Matratzen	ab + 698 €
Aufbau-Service bei Ihnen zu Hause	+ 548,99 €

Zum Beispiel: Regia Partner in Buche Natur, 2 × 90 × 200 cm, mit Kopf- und Fußteil Nobla mala und Holz-Seitenblenden rundum — **5.577,99 €**



BURMEIER · MADE IN GERMANY

Pflegebett Regia

das Doppelbett für zwei

ab **4.810 €** inkl. MwSt. Versand kostenlos

Zwei Liegeflächen, getrennt verstellbar, mit allen Pflegefunktionen des Einzelbetts. So bleiben Paare im gemeinsamen Schlafzimmer.

Ihr Preis in einer Minute

QR-Code scannen, Ausstattung wählen und den Endpreis sofort sehen.

PERSÖNLICHE BERATUNG

040 / 60 945 245

info@careshop-24.de

www.careshop-24.de

Careshop-24 · Winterhuder Weg 108a · 22085 Hamburg
Zweigstelle · Zaunkönigstraße 57 · 26135 Oldenburg

Scannen und zusammenstellen



DAS ZEICHNET DAS REGIA AUS

Tief zum Aufstehen, hoch auf Komforthöhe

26–80 cm	2 × 90 × 200	2 × 225 kg
Liegehöhe stufenlos	Liegeflächen getrennt	belastbar bis

- **Zwei Liegeflächen,** jede mit eigenem Handschalter und getrennt verstellbar. Bei Bedarf lässt sich das Bett in zwei Einzelbetten trennen.
- **Niedrigbett:** Auf 26 cm abgesenkt bleibt der Weg zum Boden kurz, bis 80 cm geht es hinauf auf Komforthöhe.
- **Bequem sitzen** zum Lesen und Fernsehen: Rückenlehne mit Rückzug, Unterschenkellehne elektrisch.
- **Easy-Switch:** Kopf-, Fuß- und Seitenteile ohne Werkzeug wechseln, auch später noch.
- **24-Volt-Antrieb von Linak,** belastbar mit 225 kg je Liegefläche.

ALLE VARIANTEN AUF EINEN BLICK

Ein Bett, viele Gesichter

Preise ab, inkl. MwSt., Liegefläche 90 × 200 cm



Regia Holz
Vier Holzdekore, Seitenteile und Kopfteil nach Wahl
ab **1.773 €**



Regia mit Holz-Seitenblenden
Blenden rundum inklusive, wirkt wie ein Holzbett
ab **1.773 €**



Regia Stoffbezug Grau
Gesteppt wie ein Polsterbett
ab **1.773 €**



Regia Stoffbezug Hellgrün
Gesteppt, frisch und wohnlich
ab **1.773 €**



Regia Kunstleder Weiß
Hell, klar und leicht zu reinigen
ab **1.773 €**



Regia DSG
Durchgehende Seitensicherung an beiden Seiten
ab **2.249 €**



DIESES MODELL
Regia Partner
Doppelbett, zwei Liegeflächen getrennt verstellbar
ab **4.810 €**



Regia gardo
Rundum gepolstert, Matratze inklusive
auf Anfrage