AUSSTATTUNG NACH WUNSCH

Ihr Regia, so wie Sie es möchten

Aufpreise zum Grundpreis von 1.773 € mit 90 × 200 cm

LIEGEFLÄCHE

100 × 200 cm	+ 379 €
90 × 220 cm	+ 359 €
100 × 220 cm	+ 739 €

SEITENTEILE

Stoff-Seitenblenden rundum	+ 449 €
Geteilte Seitensicherung an einer Seite	+ 589 €
Geteilte Seitensicherung an beiden Seiten	+ 689 €

KOPF- UND FUSSTEIL, GEPOLSTERT

Nobla mala, hohes Kopfteil	+ 309 €
Nobla, Kopf- und Fußteil gleich hoch	+ 339 €

BEZUG

Hellgrün Tiba 6210 oder Grau Tiba 8111	inklusive
Holzdekor der Seitensicherung, vier Dekore	inklusive

LIEGEKOMFORT UND LIEFERUNG

Matratze passend zum Bett	ab + 349 €
Aufbau-Service bei Ihnen zu Hause	+ 349 €

Zum Beispiel: Regia Stoffbezug Hellgrün, 90 × 200 cm, mit Kopf- und Fußteil Nobla mala und Stoff-Seitenblenden rundum **2.531 €**

PERSÖNLICHE BERATUNG

040 / 60 945 245

info@careshop-24.de

www.careshop-24.de

Careshop-24 · Winterhuder Weg 108a · 22085 Hamburg
Zweigstelle · Zaunkönigstraße 57 · 26135 Oldenburg

Scannen und zusammenstellen



BURMEIER · MADE IN GERMANY

Pflegebett Regia

mit gestepptem Stoffbezug in Hellgrün

ab **1.773 €** inkl. MwSt. Versand kostenlos

Gesteppt wie ein Polsterbett und elektrisch verstellbar von 26 bis 80 cm. Den Bezug gibt es in Hellgrün oder Grau.

Ihr Preis in einer Minute

QR-Code scannen, Ausstattung wählen und den Endpreis sofort sehen.



DAS ZEICHNET DAS REGIA AUS

Tief zum Aufstehen, hoch auf Komforthöhe

26–80 cm	70°	225 kg
Liegehöhe stufenlos	Rückenlehne elektrisch	belastbar bis

- **Niedrigbett:** Auf 26 cm abgesenkt bleibt der Weg zum Boden kurz. Bei etwa 40 cm hält das Bett von selbst, auf der idealen Höhe zum Ein- und Aussteigen.
- **Gesteppter Stoffbezug** in frischem Hellgrün oder in Grau, wohnlich wie ein Polsterbett.
- **Geteilte Seitensicherung** in zwei Stufen, als Orientierung oder für vollen Halt. Mit Sicherung am Kopfende bleibt der Ausstieg am Fußende frei.
- **Bequem sitzen** zum Lesen, Essen und Fernsehen: Rückenlehne bis 70°, Oberschenkelstütze bis 40°, mit Rückenlehnenrückführung.
- **24-Volt-Antrieb von Linak,** spart bis zu 93 % Energie. Medizinprodukt Klasse I nach MDR.

ALLE VARIANTEN AUF EINEN BLICK

Ein Bett, viele Gesichter

Preise ab, inkl. MwSt., Liegefläche 90 × 200 cm



Regia Holz
Vier Holzdekore, Seitenteile und Kopfteil nach Wahl
ab **1.773 €**



Regia mit Holz-Seitenblenden
Blenden rundum inklusive, wirkt wie ein Holzbett
ab **1.773 €**



Regia Stoffbezug Grau
Gesteppt wie ein Polsterbett
ab **1.773 €**

DIESES MODELL



Regia Stoffbezug Hellgrün
Gesteppt, frisch und wohnlich
ab **1.773 €**



Regia Kunstleder Weiß
Hell, klar und leicht zu reinigen
ab **1.773 €**



Regia DSG
Durchgehende Seitensicherung an beiden Seiten
ab **2.249 €**



Regia Partner
Doppelbett, zwei Liegeflächen getrennt verstellbar
ab **4.810 €**



Regia gardo
Rundum gepolstert, Matratze inklusive
auf Anfrage