CareShop-24
WIR KÜMMERN UNS



BURMEIER · MADE IN GERMANY

# Pflegebett Regia

## mit Holz-Seitenblenden rundum

ab **1.773 €**
inkl. MwSt.
Versand kostenlos

Die Blenden rundum sind im Preis enthalten, so wirkt das Bett wie ein Holzbett. Eine Seitensicherung lässt sich dazuwählen oder später nachrüsten.

AUSSTATTUNG NACH WUNSCH

## Ihr Regia, so wie Sie es möchten

Aufpreise zum Grundpreis von 1.773 € mit 90 × 200 cm

### LIEGEFLÄCHE

| | |
|---|---|
| 100 × 200 cm | + 379 € |
| 90 × 220 cm | + 359 € |
| 100 × 220 cm | + 739 € |

### SEITENTEILE

| | |
|---|---|
| Holz-Seitenblenden rundum | inklusive |
| Geteilte Seitensicherung an einer Seite | + 389 € |
| Geteilte Seitensicherung an beiden Seiten | + 589 € |

### KOPF- UND FUSSTEIL

| | |
|---|---|
| Primus Low oder Primus High | + 198 € |
| Nobla mala | + 299 € |
| Prinzino | + 349 € |

### HOLZDEKOR

| | |
|---|---|
| Buche Natur | inklusive |
| Eiche Lindberg, Königsahorn, Kirsche Havanna | + 79 € |

### LIEGEKOMFORT UND LIEFERUNG

| | |
|---|---|
| Matratze passend zum Bett | ab + 349 € |
| Aufbau-Service bei Ihnen zu Hause | + 349 € |

**Zum Beispiel:** Regia mit Holz-Seitenblenden in Buche Natur, 90 × 200 cm, mit Kopf- und Fußteil Primus Low — **1.971 €**

PERSÖNLICHE BERATUNG


**040 / 60 945 245**

info@careshop-24.de

**www.careshop-24.de**

Careshop-24 · Winterhuder Weg 108a · 22085 Hamburg
Zweigstelle · Zaunkönigstraße 57 · 26135 Oldenburg


Scannen und zusammenstellen

**Ihr Preis in einer Minute**

QR-Code scannen, Ausstattung wählen und den Endpreis sofort sehen.



DAS ZEICHNET DAS REGIA AUS

## Tief zum Aufstehen, hoch auf Komforthöhe

| 26–80 cm | 70° | 225 kg |
|---|---|---|
| Liegehöhe stufenlos | Rückenlehne elektrisch | belastbar bis |

- **Niedrigbett:** Auf 26 cm abgesenkt bleibt der Weg zum Boden kurz. Bei etwa 40 cm hält das Bett von selbst, auf der idealen Höhe zum Ein- und Aussteigen.
- **Holz-Seitenblenden rundum** im Preis enthalten. Eine geteilte Seitensicherung können Sie dazuwählen, auch später noch.
- **Bequem sitzen** zum Lesen, Essen und Fernsehen: Rückenlehne bis 70°, Oberschenkelstütze bis 40°, mit Rückenlehnenrückführung.
- **Easy-Switch:** Kopf-, Fuß- und Seitenteile ohne Werkzeug wechseln, auch später noch.
- **24-Volt-Antrieb von Linak,** spart bis zu 93 % Energie. Medizinprodukt Klasse I nach MDR.

ALLE VARIANTEN AUF EINEN BLICK

## Ein Bett, viele Gesichter

Preise ab, inkl. MwSt., Liegefläche 90 × 200 cm



**Regia Holz**
Vier Holzdekore, Seitenteile und Kopfteil nach Wahl
ab **1.773 €**



DIESES MODELL
**Regia mit Holz-Seitenblenden**
Blenden rundum inklusive, wirkt wie ein Holzbett
ab **1.773 €**



**Regia Stoffbezug Grau**
Gesteppt wie ein Polsterbett
ab **1.773 €**



**Regia Stoffbezug Hellgrün**
Gesteppt, frisch und wohnlich
ab **1.773 €**



**Regia Kunstleder Weiß**
Hell, klar und leicht zu reinigen
ab **1.773 €**



**Regia DSG**
Durchgehende Seitensicherung an beiden Seiten
ab **2.249 €**



**Regia Partner**
Doppelbett, zwei Liegeflächen getrennt verstellbar
ab **4.810 €**



**Regia gardo**
Rundum gepolstert, Matratze inklusive
**auf Anfrage**