Prospekt · Burmeier

Infoblatt Komfortliegefläche

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	1 Seite im Original	07/2019

Komfortliegefläche für das Pflegebett Regia bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Komfortliegeflaeche-fuer-das-Pflegebett-Regia

Code scannen

Komfortliegefläche

BURMEIER

Clinic | Care | **Homecare** | Assist


Inovia II

Unsere Pflegebetten Inovia II und Regia sind für ihre innovative Technik bekannt. Zusätzlich können sie mit einer Komfortliegefläche ausgestattet werden, die für noch mehr Wohlbefinden sorgt. Diese Liegefläche besteht aus 50 einzelnen Federelementen. Dabei überdecken die äußeren Elemente den Bettrahmen.

Die Federelemente passen sich dem Körper punktgenau an und bieten einen entspannten Liegekomfort.


Regia

Vorteile gegenüber einer konventionellen Liegefläche

- optimale Verteilung der Druckkräfte durch Aktivschwingen
- perfekte punktuelle Körperanpassung durch unabhängige Bewegungsmöglichkeiten der einzelnen Federelemente
- optimale Be- und Entlüftung der Matratze
- hoher Federungskomfort durch gleichmäßiges Absenken der Elemente
- langer Produktlebenszyklus und vollständige Recyclingfähigkeit
- nachträgliche Montage für Inovia II (ab BJ März 2015), Inovia II 100 (ab BJ Mai 2015) und Regia möglich





Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com