Maßskizze · Burmeier

Nacht- und Beistelltische: Katalogseiten mit Maßen und technischen Daten

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026 und folgen unverändert. Unsere Preise stehen auf den Produktseiten bei careshop-24.de.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	3 Seiten im Original	08/2026

Nacht- und Beistelltische bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Nachttische

Code scannen

Nacht- und Beistelltische



Praktisch und funktional

Wenn pflegebedürftige Menschen das Bett nicht mehr oft verlassen, ist es umso wichtiger, dass die Dinge des Alltags griffbereit sind.
Unsere wohnlichen Nachttische bieten Stauraum und Abstellflächen für Pflege-Utensilien, Bücher und Zeitschriften, Telefone oder ein Radio. Mit ihrer Hilfe kann der Bewohner viel leichter am täglichen Leben teilhaben. Ausklappbare und höhenverstellbare Betttischplatten eignen sich zudem hervorragend für Mahlzeiten im Bett. Dank ihrer Rollen sind die Nachttische überall leicht einsetzbar.

Nacht- und Beistelltische



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1009
Artikelnummer: 310938
Preis € (UVP)*, inkl. MwSt.: 879,00

Nachttisch Cherusker

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010.Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:
Breite: 52 cm, Höhe: 87 cm, Gesamttiefe: 50 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
Bett-Tischplatte von 82–112 cm höhenverstellbar
Doppellaufrollen Ø 50 mm, keine Rollenfeststellung





Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1010
Artikelnummer: 313084
Preis € (UVP)*, inkl. MwSt.: 819,00

Nachttisch Arminius

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010. Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:
Breite: 54,5 cm
Höhe: 89 cm
Gesamttiefe: 45 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 125 cm
Bett-Tischplatte von 78 – 112 cm höhenverstellbar
Doppellaufrollen Ø 50 mm,
4 Rollen feststellbar



*Stand: 03.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026



Nachttisch Hermann mit Bett-Tischplatte

mit ausklappbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010. Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:
Breite: 55,3 cm, Höhe: 87,2 cm, Gesamttiefe: 44,7 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 120 cm
Doppellaufrollen Ø 40 mm
2 feststellbare Rollen



Nachttisch Hermann ohne Bett-Tischplatte

Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010. Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:
Breite: 44,5 cm, Höhe: 87,2 cm, Gesamttiefe: 44,7 cm
Doppellaufrollen Ø 40 mm
2 feststellbare Rollen

Hermann		
mit Bett-Tischplatte	317623	589,00
ohne Bett-Tischplatte	317624	529,00



Nachttisch Varus

ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, in 4 Dekoren lieferbar: Buche Natur, Königsahorn, Kirsche Havanna und Lindberg Eiche.

Technische Daten:
Breite: 54 cm
Höhe: 57 cm
Gesamttiefe: 45 cm
Doppellaufrollen Ø 50 mm, 2 Schubladen
2 Rollen feststellbar

Varus	Artikel.-Nr.	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Dekor Buche Natur - R24010	287103	529,00
Dekor Königsahorn - R27001	287110	529,00
Dekor Havanna Kirsche - R42006	287104	529,00
Dekor Lindberg Eiche - R20021	290304	529,00

Weitere Infos:

Produktseite

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026



Server Pleto

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, in 4 Dekoren lieferbar: Buche Natur, Königsahorn, Lindberg Eiche und Havanna Kirsche.

Technische Daten:

Breite: 90,2 cm
Höhe: 69 – 104 cm
Gesamttiefe: 42 cm
Bett-Tischplatte 30°–60° schwenkbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar




Pleto	Artikel.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dekor Buche Natur – R24010	302694	849,00
Dekor Königsahorn – R27001	302695	849,00
Dekor Havanna Kirsche – R42006	302696	849,00
Dekor Lindberg Eiche – R20021	302698	849,00



Buche Natur R 24010 VV



Königsahorn R 27001 VV



Kirsche Havanna R 42006 VV



Lindberg Eiche R 20021 VV

*Stand: 03.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026



Bett- und Beistelltisch Duo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, Dekor Buche Natur/R24010.

Technische Daten:

Breite: 81 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm
Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0014
Artikelnummer: 218931
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 189,00



Bett- und Beistelltisch Solo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Dekor Buche Natur/R24010.

Technische Daten:

Breite: 60 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm
Bett-Tischplatte von 80–113 cm höhenverstellbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0013
Artikelnummer: 218932
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 169,00

Weitere Infos:

Produktseite

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026