Prospekt · Burmeier

Broschüre Nachttische

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	3 Seiten im Original	01/2026

Nacht- und Beistelltische bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Nachttische

Code scannen

STIEGELMEYERGROUP



Nachttische




Erleichterung im Alltag beginnt am Bett.

Solutions for people who care

BURMEIER

Mehr Komfort am Bett. Mehr Freiheit im Alltag.

Wenn Sie viel Zeit im Bett verbringen, wird der Bereich daneben zum wichtigsten Platz im Zimmer. Hier liegen Ihre Brille, Getränke, Ihr Telefon oder Lieblingsbuch. Die Nachttische und Beistelltische von Burmeier wurden dafür entwickelt, Ihnen den Alltag zu erleichtern: Sie holen Essen, Getränke oder Beschäftigung bequem zu sich heran, ohne sich überanstrengen zu müssen. Höhenverstellbare und schwenkbare Tischplatten unterstützen Sie beim Lesen, Schreiben oder Essen im Bett. So behalten Sie mehr Selbstständigkeit – Tag für Tag.



Dekore

Buche Natur

Königsahorn

Kirsche Havanna

Lindberg Eiche

Nacht- und Beistelltische



Nachttisch Varus

Zwei Schubladen halten wichtige Dinge ordentlich und griffbereit. Kompakt, wohnlich und perfekt für kleine Räume in der häuslichen Pflege.

Produktdetails:
Breite: 54 cm
Höhe: 57 cm
Gesamttiefe: 45 cm

- Doppellaufrollen Ø 50 mm
- Ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet
- Dekore: Buche Natur, Bella Noce Schoko, Königsahorn, Kirsche Havanna und Lindberg Eiche



Nachttisch Cherusker

Die schräg- und höhenverstellbare Tischplatte erleichtert Essen, Lesen und kleine Alltagsaufgaben direkt im Bett – ohne anstrengende Bewegungen.

Produktdetails:
Breite: 52 cm
Höhe: 87 cm
Gesamttiefe: 50 cm

- Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
- Bett-Tischplatte von 82-112 cm höhenverstellbar
- Doppellaufrollen Ø 50 mm
- Mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet
- Dekor: Buche Natur, Sonderdekore auf Anfrage



Nachttisch Arminius

Eine flexible, leicht zu reinigende Tischplatte unterstützt beim Lesen, Schreiben oder Essen. Ideal, wenn Sie viel Zeit im Bett verbringen.

Produktdetails:
Breite: 54,5 cm
Höhe: 89 cm
Gesamttiefe: 45 cm

- Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 125 cm Bett-Tischplatte von 78-112 cm höhenverstellbar
- Doppellaufrollen Ø 50 mm, 4 Rollen feststellbar
- Mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet
- Dekor: Buche Natur, Sonderdekore auf Anfrage



Nachttisch Hermann

Mehr Platz im Handumdrehen: Die ausklappbare Tischplatte schafft zusätzliche Fläche für Essen, Getränke oder persönliche Dinge – bequem erreichbar am Bett.

Produktdetails:
Breite: 52,5 cm
Höhe: 89 cm
Gesamttiefe: 45,5 cm

- Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
- Doppellaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Mit ausklappbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet
- Dekor: Buche Natur, Sonderdekore auf Anfrage

Server Pleto

Modern und flexibel: Die schwenkbare Platte stellt sich leicht ein, die feste Ablage hält Getränke sicher. Ideal für mehr Bewegungsfreiheit.

Produktdetails:
Breite: 90,2 cm
Höhe: 69-104 cm
Gesamttiefe: 42 cm

- Bett-Tischplatte 30°-60° schwenkbar
  Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Dekore: Buche Natur, Königsahorn,
  Lindberg Eiche, Kirsche Havanna



Bett- und Beistelltisch Duo

Höhenverstellbar, schrägstellbar und vielseitig nutzbar – für Mahlzeiten, Lesen oder Dokumentation direkt am Bett, flexibel verschiebbar.

Produktdetails:
Breite: 81 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm

- Bett-Tischplatte von 80-113 cm höhenverstellbar
  Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Dekor: Buche Natur



Bett- und Beistelltisch Solo

Eine klare, einfache Lösung für mehr Komfort: Die verstellbare Tischplatte bringt Essen oder Beschäftigung nahe an den Körper.

Produktdetails:
Breite: 60 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm

- Bett-Tischplatte von 80- 113 cm höhenverstellbar
  Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Dekor: Buche Natur



Nicht alle Produkte und Konfigurationen sind in jedem Land verfügbar. Not all products and configurations are available in every country.
Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 01/2026. Version 05. Artikel-Nr. 601586.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 01/2026. Version 05. Item no. 601586.

STIEGELMEYERGROUP
Solutions for people who care

Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

stiegelmeyer-group.com