Preise und Katalog · Burmeier

Katalogseiten Pflegebett Dali 100 mit Zubehör und unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	08/2026

Pflegebett Dali 100 von Burmeier bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Dali-100-von-Burmeier

Code scannen



Pflegebett Dali


mit 100 cm breiter Liegefläche



Vorteile:

- **Komfort, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit**
- **sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **einfacher und müheloser Auf- und Abbau durch das Easy-Click-System**
- **maximale Flexibilität – kabelloser Bluetooth- sowie kabelgebundener Handschalter wählbar**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung und bequeme Sitzposition
- erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten



Seitensicherungen mit Easy-Click-System
- sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Seitensicherungen



Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe
- platzsparende Lagerung und sicherer Transport

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

Produktseite


Montagevideo

Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3050
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1089

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali 100 mit 100 cm breiter Liegefläche



1 2 Die adaptierbare Seitensicherung für das Dali v. 100 bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



3 Aufstehhilfe.
4 Aufstehhilfe extra breit.
5 Aufstehhilfe schwenkbar.



6 Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



7 8 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



9 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



10 Geberhalter für Handschalter.



13 Die Leselampe zum Einstecken.
14 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



15 Mithilfe des optionalen Rastomaten lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



16 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



17 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



19 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



20 Pflegebettmatratze Sky-fit.



21 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



22 Pflegebettmatratze Basic-fit.



23 24 Polsterteil Bettverlängerung.

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-Konfigurationsbogen.

Technische Daten	Dali 100
Nettogewicht	97 kg
Außenmaße	112 x 218 cm
Höhenverstellbereich	40–80 cm
sichere Arbeitslast	185 kg
max. Bewohnergewicht	145–155 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	100 x 200 cm
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Seitensicherung DSG mit Easy Click	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Aufrichter mit Triangelgriff	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dali Variante 100 - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	1.079,00	2.439,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 adaptierbare Seitensicherung links	links	199,00	299,00
2 adaptierbare Seitensicherung rechts	rechts	199,00	299,00
3 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
4 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
5 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° (Farbe: Topas)	O	149,00	163,00
6 Bettverlängerung 20 cm für Holzliegefläche inkl. 4 Holme	O	–	449,00
7 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
8 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010 "	O	–	249,00
9 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
10 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
11 Holzhaube zur Verkleidung der Fahrgestelle, 1 Stück	O	–	239,00
12 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle, 2 Stück	O	329,00	478,00
13 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
14 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
15 Rastomat	O	39,00	44,00
16 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	149,00	219,00
17 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	–	39,00
18 Trendelenburghandschalter (Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen)	O	–	165,00
19 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00
Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
20 Matratze Sky-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	379,00	459,00
21 Matratze Comfort-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	–	379,00
22 Matratze Basic-fit	100 cm x 200 cm x 12 cm	–	349,00
23 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	149,00	179,00
24 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.