Preise und Katalog · Burmeier

Katalogseiten Pflegebett Dali mit Zubehör und unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	08/2026

Pflegebett Dali Burmeier bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Dali-Burmeier

Code scannen




Pflegebett Dali

Vorteile:

- **Komfort, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit**
- **sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **einfacher und müheloser Auf- und Abbau durch das Easy-Click-System**
- **maximale Flexibilität – kabelloser Bluetooth- sowie kabelgebundener Handschalter wählbar**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung und bequeme Sitzposition
- erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten




Seitensicherungen mit Easy-Click-System
- sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Seitensicherungen



Auslieferung und Lagerung auf Lager-/ Transporthilfe
- platzsparende Lagerung und sicherer Transport



Handschalter
- kabelloser oder kabelgebundener Hand-schalter zur Auswahl



Umfeldsteuerung mit dem Dali BLE

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

Produktseite

Montagevideo


Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3041

Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1080

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali



1 2 Die adaptierbare Seitensicherung für das Dali bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



3 Aufstehhilfe.
4 Aufstehhilfe extra breit.
5 Aufstehhilfe schwenkbar.



6 7 Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



8 9 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



10 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



11 Geberhalter für Handschalter.



12 13 Wohnliche Holzhauben für die Häupter.



14 Die Leselampe zum Einstecken.
15 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



16 Mithilfe des optionalen Rastomaten lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



17 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



18 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



19 Elegante Softcover für Häupter und Seitensicherungen – in sechs verschiedenen Farben verfügbar.



20 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.




22 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.





23 Pflegebettmatratze Sky-fit.



24 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



25 Pflegebettmatratze Basic-fit.



26 27 Polsterteil Bettverlängerung.

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-Konfigurationsbogen.

Technische Daten	Dali
Nettogewicht	97 kg
Außenmaße	102 x 218 cm
Höhenverstellbereich	40–80 cm
sichere Arbeitslast	185 kg
max. Bewohnergewicht	145–155 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Seitensicherung DSG mit Easy Click	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Aufrichter mit Triangelgriff	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dali - mit Holzliegefläche und Bluetooth-Handschalter	899,00	1.859,00
Dali - mit Metallliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	–	1.929,00
Dali - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	899,00	1.849,00
Dali - mit Holzhauben, Holzliegefläche und Bluetooth-Handschalter	1.149,00	2.449,00
Dali - mit Holzhauben, Metallliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	–	2.529,00
Dali - mit Holzhauben, Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	1.149,00	2.439,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 adaptierbare Seitensicherung links	links	199,00	299,00
2 adaptierbare Seitensicherung rechts	rechts	199,00	299,00
3 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
4 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
5 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° (Farbe: Topas)	O	149,00	163,00
6 Bettverlängerung 20 cm für Holzliegefläche inkl. 4 Holme	O	299,00	449,00
7 Bettverlängerung 20 cm für Metallliegefläche inkl. 4 Holme	O	–	449,00
8 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
9 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	–	249,00
10 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
11 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
12 Holzhaube zur Verkleidung der Fahrgestelle	1 Stück	149,00	159,00
13 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle	2 Stück (Set)	249,00	318,00
14 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
15 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
16 Rastomat (bei Dali mit Metallliegefläche bereits enthalten)	O	39,00	44,00
17 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	149,00	219,00
18 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	179,00	249,00
19 Softcover	Vanilla, Bordeaux, Petrol, Dunkelblau, Braun und Lavendel	319,00	347,00
20 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	–	39,00
21 Trendelenburghandschalter (Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen)	O	–	165,00
22 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
23 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	349,00	429,00
24 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	269,00	349,00
25 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	–	289,00
26 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 12 cm	149,00	179,00
27 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.