Preise und Katalog · Burmeier

Katalogseiten Pflegebett Dali low-entry mit Zubehör und unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	08/2026

Pflegebett Dali low-entry bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Dali-Low-Entry

Code scannen




Niedrigbett Dali low-entry



Vorteile:

- **unterstützt die Sturzprophylaxe ohne freiheits-entziehende Maßnahmen**
- **durch Höhenverstellbereich von 23 bis 63 cm in der tiefsten Position dicht über dem Fußboden**
- **reduziert das Verletzungsrisiko ist im Fall eines Sturzes**
- **erleichtert die Entscheidung, auf Seitensicherungen zu verzichten**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung
- kann helfen, nächtlichen Reflux zu reduzieren



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode)
- direkt hinter Netzstecker integriert



Aufnahmebuchse des Steckers
- zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)
- Sicherungsklammer zwischen dem Stecker des Schaltnetzteils und der Buchse am Bettrahmen sorgt für eine sichere Strom- und Signalübertragung
- an allen Pflegebetten mit 24-Volt-Antrieb



Lager-/Transporthilfe
- zur platzsparenden Auslieferung und Lagerung

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:


- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Dali-low-entry-Konfigurationsbogen.

Montagevideo


Interview mit RA Hackstein im FORUM

Dali v. low-entry
Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.5001
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.5003

Zubehör und Matratzen | Dali low-entry



1 Aufstehhilfe.
2 Aufstehhilfe extra breit.
3 Aufstehhilfe schwenkbar.



4 5 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



6 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



7 Geberhalter für Handschalter.



8 9 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle.





10 Die Leselampe zum Einstecken.
11 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



13 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



14 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.




15 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



16 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



17 Pflegebettmatratze Sky-fit.



18 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



19 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Technische Daten	Dali low-entry
Nettogewicht	97 kg
Außenmaße	102 x 225 cm
Höhenverstellbereich	23–63 cm
sichere Arbeitslast	175 kg
max. Bewohnergewicht	135–145 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Seitensicherung	DSG mit Easy Click
Art des Handschalters	selektiv
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	75 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Aufrichter mit Triangelgriff	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dali low-entry - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	1.199,00	2.309,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
2 Aufstehhilfe - breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
3 Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° (Farbe: Topas)	O	149,00	163,00
4 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
5 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	–	249,00
6 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
7 Geberhalter für Handschalter	O	169,00	169,00
8 Holzhaube zur Verkleidung der Fahrgestelle	1 Stück	–	159,00
9 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle	2 Stück (Set)	249,00	318,00
10 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
11 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
12 Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	O	39,00	44,00
13 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	149,00	219,00
14 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	179,00	249,00
15 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	–	39,00
16 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00
Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
17 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	349,00	429,00
18 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	269,00	349,00
19 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	–	289,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-low-entry-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.