Preise und Katalog · Burmeier

# Katalogseiten Pflegebett Dali wash mit Zubehör und unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

| HERSTELLER | UMFANG | STAND |
|---|---|---|
| Burmeier GmbH & Co. KG | 2 Seiten im Original | 08/2026 |

## Pflegebett Dali wash bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Dali-wash-von-Burmeier

Code scannen




# Pflegebett Dali wash




## Vorteile:

- **konstruiert für die Reinigung in Waschanlagen**
- **aufbereitbar ohne Demontage des Antriebs-systems dank des hohen Schutzgrades IPX6**
- **Schutz vor Korrosion durch kathodische Tauchlackierung (KTL) und Bohrungen zum Abfließen von Restflüssigkeit**

**Außenmaße/Höhenverstellbereich:**






## Details



**KTL-Beschichtung**
- schützt das Bett innen und außen vor Korrosion



**Bohrungen in den Metallprofilen**
- lassen Restflüssigkeit abfließen



**Kunststoff-Stopfen mit Bohrungen**
- ermöglichen den Austritt von Restfeuchtigkeit



**Versiegelte Oberflächen**
- eignen sich ideal für eine sichere, gründliche Reinigung



**4-geteilte Liegefläche**
- besitzt hygienische Metallstreben

**Produktbesonderheiten:**

Maschinelle Waschbarkeit

**Weitere Infos:**


- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Dali-v.-wash-Konfigurations-bogen.

Montagevideo

Maschinelle Waschbarkeit

**Hilfsmittel-Nr.**
**19.40.01.3041**
**Pflege-Hilfsmittel-Nr.**
**50.45.01.1080**

# Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali wash



1 2 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



3 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



4 Die Leselampe zum Einstecken.
5 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



6 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



7 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



8 Elegante Softcover für Häupter und Seitensicherungen – in sechs verschiedenen Farben verfügbar.






9 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



10 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



11 Pflegebettmatratze Sky-fit.



12 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



13 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-wash-Konfigurationsbogen.

| Technische Daten | Dali wash |
|---|---|
| Nettogewicht | 97 kg |
| Außenmaße | 102 x 218 cm |
| Höhenverstellbereich | 40–80 cm |
| sichere Arbeitslast | 185 kg |
| max. Bewohnergewicht | 145–155 kg |
| 24-Volt-System | ✓ |

| Standardausstattung | |
|---|---|
| Gestellfarbe | Topas |
| Dekor | Buche Natur |
| Liegeflächenmaß | 90 x 200 cm |
| Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell) | ✓ |
| Seitensicherung | DSG mit Easy Click |
| Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos) | ✓ |
| Notabsenkung mechanisch | ✓ |
| Rollendurchmesser | 100 mm |
| Rollenfeststellung | einzeln |
| Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne | ✓ |
| Aufrichter mit Triangelgriff | ✓ |

| Ausstattungsvarianten | careshop-24 | Preis € (UVP)* Inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Dali wash - mit Metall-Lamellen-Liegefläche und Seitensicherung aus Holz und Bluetooth-Handschalter | 1.149,00 | 2.269,00 |

| Sonderausstattung und Zubehör | | careshop-24 | Preis € (UVP)* Inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 1 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch | O | 129,00 | 179,00 |
| 2 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010 | O | – | 249,00 |
| 3 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG) | O | 149,00 | 199,00 |
| 4 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse | O | 239,00 | 338,00 |
| 5 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter | O | 239,00 | 338,00 |
| 6 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG) | 1 Seite | 149,00 | 219,00 |
| 7 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite | O | 179,00 | 249,00 |
| 8 Softcover | Vanilla, Bordeaux, Petrol, Dunkelblau, Braun und Lavendel | 319,00 | 347,00 |
| 9 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme | O | – | 39,00 |
| 10 Wandabweisrolle 1 Stück | O | 39,00 | 39,00 |

| Matratzen und Polsterteile | | careshop-24 | Preis € (UVP)* Inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 11 Matratze Sky-fit | 90 cm x 200 cm x 14 cm | 349,00 | 429,00 |
| 12 Matratze Comfort-fit | 90 cm x 200 cm x 14 cm | 269,00 | 349,00 |
| 13 Matratze Basic-fit | 90 cm x 200 cm x 12 cm | – | 289,00 |

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.