Maßskizze · Burmeier

Maßskizze Pflegebett Inovia

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	3 Seiten im Original	05/2020

Pflegebett Inovia II bei careshop-24.de


- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Inovia-II

Code scannen


Maßskizze - Inovia

Standard



Liegefläche 90 x 200 *(100 x 200)

Maßskizze - Inovia



Variante
Teleskopierbare Seitensicherung (TSG)

Maße und Gewichte

BURMEIER

Inovia

LF Maße / Gewichte brutto VPE				Gewichte netto einzelne Baugruppen								
cm	cm / kg	cm / kg	cm / kg		cm / kg	cm / kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	KT-Fahrgestell mit Hubmotor	FT-Fahrgestell mit Hubmotor	LF mit Motor, HS, TC18	KT Holz-haube	FT Holz- hauben mit Griffl.	SG-Holm, Seitenbrett	Fahrgestell mit Hubmotor	LF mit Motor	Holz-haube Kopfteil	Holzhaube Fußteil mit Griffbügel	Seiten- bretter (2 Stück)	SG-Holme (4 Stück)
90 x 200	92 x 24 x 105 29,4 kg	92 x 24 x 105 29,4 kg	94,4 x 19 x 205,5 56 kg	89,5 x 24,5 x 109 18 kg	89,5 x 24,5 x 109 16,9 kg	16 x 9,7 x 200 19,1 kg	26,4 kg	50,6 kg	15,4 kg	14,3 kg	5,6 kg (je Stk.2,8 kg)	12,7 kg (je Stk.3,18 kg)
100 x 200	92 x 24 x 115 31 kg	92 x 24 x 115 31 kg	104,4 x 19 x 205,5 59 kg	89,5 x 24,5 x 119 19,1kg	89,5 x 24,5 x 119 18,9 kg	16 x 9,7 x 200 19,1 kg	27,4 kg	52,6 kg	15,9 kg	15,7 kg	5,6 kg (je Stk.2,8 kg)	12,7 kg (je Stk.3,18 kg)

