Preise und Katalog · Burmeier

Konfigurationsbogen Regia mit UVP und unseren Preisen

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Wir haben unsere Preise beziehungsweise unsere Anschrift als Händler ergänzt, alles andere folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	10 Seiten im Original	05/2026

Pflegebett Regia bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Regia-EasySwitch-Holz

Code scannen

Solutions for people who care

Regia





Konfigurieren Sie Ihr Wunschbett nach Maß

Ihr Regia online zusammenstellen bei **careshop-24.de**

_____
Name

_____
Datum

Ihr Fachhändler
careshop-24 · Winterhuder Weg 108a · 22085 Hamburg
Telefon 040 / 60 945 245 · info@careshop-24.de · www.careshop-24.de

_____
Kundennummer

1. Grundmodell

Artikelnummer 300009

☑	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis/Stück (UVP inkl. MwSt)
☐	Pflegebett Regia 90 x 200 cm	Liegefläche und Untergestell • Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen • Höhenverstellung 26 - 80 cm • zentrale Rollenfeststellung und wohnliche Rollenverkleidung	**1.773,00 €**	3.159,00 €
☐	Pflegebett Regia 100 x 200 cm	Der Mehrpreis beinhaltet die Liegefläche in 100 cm Breite	**379,00 €**	709,00 €
	Bitte wählen Sie Komfortliegefläche und Bettverlängerung unter Punkt 5 „Zubehör und Sonderausstattungen“. Die Abmessungen des Bettes finden Sie im Anhang dieses Bogens.			

Easy Switch

Das Regia wird mit dem patentierten Easy-Switch-System für alle Anbauteile geliefert.

Häupter, geteilte Seitensicherungen und Seitenblenden sind für eine schnelle, unkomplizierte und werkzeuglose Montage bestens geeignet. Sie werden mit leicht bedienbaren Verschlüssen befestigt.



careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett. UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Burmeier.

2. Kopf- und Fußteile

☑	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐	Nobla nicht mit DSG kombinierbar 	• Kopfteil Nobla [1)] • Fußteil Nobla [1)] [1)] Nur in den Dekoren Buche Natur und Kirsche Havanna auswählbar!	–	369,00 €
☐	Nobla mala nicht mit DSG kombinierbar 	• Kopfteil Nobla • niedriges Fußteil Nobla mala [2)] [2)] Nur in den Dekoren Buche Natur und Kirsche Havanna auswählbar!	**299,00 €**	369,00 €
☐	Nobla (gepolstert) nicht mit DSG kombinierbar 	• 1 x Kopfteil gepolstert • 1 x Fußteil gepolstert • festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder • Eigenschaften siehe Punkt 4.	**339,00 €**	479,00 €
☐	Nobla mala (gepolstert) nicht mit DSG kombinierbar 	• 1 x Kopfteil gepolstert • 1 x niedriges Fußteil gepolstert • festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder • Eigenschaften siehe Punkt 4.	**309,00 €**	449,00 €
☐	Primus 	• 1 x Kopfteil geschlossen mit Massivholzleiste • 1 x Fußteil mit offener Griff- und Massivholzleiste	**198,00 €**	409,00 €
☐	Primus-Low nicht mit DSG kombinierbar 	• 1 x Kopfteil geschlossen mit Massivholzleiste • 1 x Fußteil mit niedriger offener Griff- und Massivholzleiste für freie Sicht in den Raum	**198,00 €**	409,00 €
☐	Prinzino 	• 1 x Kopfteil mit offener Griffleiste aus Massivholz • 1 x Fußteil mit offener Griffleiste aus Massivholz	**349,00 €**	479,00 €

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett. UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Burmeier.

3. Seitenelemente

☑	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐	Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) 	jeweils bestehend aus: • 2 x TSG 110 cm • 2 x TSG 90 cm • Anbringung kopf-/fußseitig variabel	**589,00 €**	909,00 €
☐	Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden 	jeweils bestehend aus: • 2 x TSG kopfseitig 110 cm • 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm • TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	**389,00 €**	674,00 €
☐	Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	jeweils bestehend aus: • 2 x TSG kopfseitig 90 cm • 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm • TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	**389,00 €**	674,00 €
☐	Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	jeweils bestehend aus: • 2 x TSG kopfseitig 90 cm • 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 110 cm • TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	**589,00 €**	729,00 €
☐	Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 	jeweils bestehend aus: • 2 x TSG kopfseitig 110 cm • 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 90 cm • TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	**589,00 €**	729,00 €
☐	Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Holz-Seitenblenden	jeweils bestehend aus: • 1 x TSG 110 cm • 1 x TSG 90 cm • 1 x Holz-Seitenblende 110cm • 1 x Holz-Seitenblende 90 cm – variabel	**389,00 €**	674,00 €
☐	Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	jeweils bestehend aus: • 1 x TSG 110 cm • 1 x TSG 90 cm • 1 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblende 110cm • 1 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblende 90cm – variabel	**589,00 €**	729,00 €
☐	Seitenblenden-Holz 	jeweils bestehend aus: • 2 x Seitenblenden-Holz 110 cm • 2 x Seitenblenden-Holz 90 cm • Anbringung kopf-/fußseitig variabel	**99,00 €**	368,00 €

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett. UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Burmeier.


✓	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐	Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 	jeweils bestehend aus: • 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 110 cm • 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 90 cm • Anbringung kopf-/fußseitig variabel	**449,00 €**	549,00 €
☐	Seitensicherungen beidseitig durchgehend (DSG) 	jeweils bestehend aus: • 4 x Seitensicherungsholmen 200 cm • 2 x Seitenblenden 200 cm	**als Regia DSG ab 2.249,00**	389,00 €

4. Holzdekore, Bezugsstoffe und Kunstleder

✓	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐	Standarddekor 	Buche Natur R 24010 Das freundliche, wohnliche Dekor für jeden Einrichtungsstil	**inklusive**	0,00 €
☐	Sonderdekor 	Kirsche Havanna R 42006 Das warme Dekor mit der rauchigen Note für mehr Behaglichkeit	**79,00 €**	139,00 €
☐	Sonderdekor 	Königsahorn R 27001 Das elegante helle Dekor mit dem goldenen Schimmer	**79,00 €**	139,00 €
☐	Sonderdekor 	Lindberg Eiche: R 20021 Das edle, dezente Dekor für viele Kombinationsmöglichkeiten	**79,00 €**	139,00 €
☐	Bezugsstoff 	Hellgrün Tiba 6210 • junger, frischer Farbton • 100 % Polyester • leicht zu reinigen • nicht abnehmbar	**inklusive**	0,00 € Preis ist bei der Bestellung gepolsterter Häupter und Seiten-blenden enthalten
☐	Bezugsstoff 	Grau Tiba 8111 • eleganter gesteppter Stoff • 100 % Polyester • leicht zu reinigen • nicht abnehmbar	**inklusive**	0,00 € Preis ist bei der Bestellung gepolsterter Häupter und Seiten-blenden enthalten
☐	Kunstleder 	Weiß Gauchito JA1050-090 • weißes Kunstleder für ein elegantes Designerbett • leicht zu reinigen • nicht abnehmbar	**inklusive**	0,00 € Preis ist bei der Bestellung gepolsterter Häupter und Seiten-blenden enthalten

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett. UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Burmeier.

5. Zubehör und Sonderausstattungen

✓	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐	Akku	• nur für die Notabsenkung • hält für zwei Verstellungen	199,00 €	289,00 €
☐	Aufrichter mit Triangelgriff 	• erleichtert dem Bewohner das selbstständige Aufrichten im Pflegebett erheblich • Farbe: Signalgrau • lässt sich einfach in die Aufrichterhülse rechts oder links kopfseitig einstecken	99,00 €	149,00 €
☐	Aufstehhilfe 	• Farbe: Signalgrau	119,00 €	147,00 €
☐	Aufstehhilfe für Durchgehende Seitensicherung	• Farbe: Signalgrau • für DSG wird über die geschraubte Seitenblende montiert	–	279,00 €
☐	Aufstehhilfe 90° beidseitig schwenkbar für TSG/Blenden 	• Farbe: Signalgrau • Aufstehhilfe lässt sich um 90° beidseitig schwenken	149,00 €	163,00 €
☐	Aufstehhilfe 90° beidseitig schwenkbar für DSG 	• Farbe: Signalgrau • Aufstehhilfe lässt sich um 90° beidseitig schwenken	–	174,00 €
☐	Aufstehhilfe, breite Ausführung 	• Farbe: Signalgrau • Breite Ausführung für einen noch besseren Halt beim Aufstehen und Hinsetzen	139,00 €	159,00 €
☐	Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 und 100 cm mit TSG 	• Verlängerung der Liegefläche auf 218 cm	359,00 €	509,00 €
☐	Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche mit DSG	• Verlängerung der Liegefläche auf 220 cm • inkl. Seitensicherungen und Seitenblenden in 220 cm	359,00 €	609,00 €
☐	Bettzeugablage 	• Ablagefläche am Fußende • besonders praktisch beim Bettenmachen	159,00 €	209,00 €

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett. UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Burmeier.

☑	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐	Erhöhung für Seitensicherungen	• 7 cm hoch für DSG Farbe: Signalgrau	–	179,00 €
☐		• 7 cm hoch für DSG Farbe: Signalgrau • inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	–	249,00 €
☐	Geberhalter für Handschalter 	• Flexibles Stativ • Durch Schwenk- und Drehbarkeit ist der Handschalter immer an der gewünschten Position • Nicht mit Blenden kompatibel	169,00 €	169,00 €
☐	Handschalter-Verlängerungskabel 	• Mit der Verlängerung des Handschalter-kabels um 140 cm wird die Bedienung des Bettes für Bewohner und Pflegekräfte noch flexibler und bequemer.	119,00 €	119,00 €
☐	Komfortliegefläche 	• 50 Federelemente zur Selbstmontage durch einfache Aufklicken • für besten Liegekomfort	249,00 €	379,00 €
			– (für Bettver-längerung)	49,00 €
☐	Leselampe zum Einstecken 	• spendet angenehmes, wohnliches Licht	239,00 €	338,00 €
☐	Leselampe zur Anbringung am Aufrichter 	• lässt sich einfach in die Aufrichterhülse rechts oder links kopfseitig einstecken	239,00 €	338,00 €
☐	Schaumlederbezug DSG 	• umhüllt die durchgehende Seiten-sicherung und schützt den Bewohner • zur kompletten Verkleidung sind 2 Elemente erforderlich	169,00 €	219,00 € (pro Element)
☐	Schaumlederbezug TSG 90 cm	• umhüllt die teleskopierbare Seiten-sicherung und schützt den Bewohner • zur kompletten Verkleidung sind 4 Elemente erforderlich	–	209,00 € (pro Element)
☐	Schaumlederbezug TSG 110 cm 		–	209,00 € (pro Element)
☐	Serviertablett 90 cm 	• für bequeme Mahlzeiten im Bett • nur in Kombination mit DSG	189,00 €	249,00 €
☐	Tragetasche für Holme (DSG)	• leichter und sicherer Transport von den Holmen der Seitensicherungen	–	39,00 €

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett. UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Burmeier.

✓	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐	Trendelenburg-Handschalter	• optionale Trendelenburg-Position für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen • Nur für den Einsatz von ausgebildeten Personal in medizinisch überwachten Räumen!	–	159,00 €
☐	Unterbettlicht 	• spendet im Dunkeln dezentes Licht zur besseren Orientierung • wird mit Handschalter eingeschaltet	**69,00 €**	109,00 €
☐	Wandabstandshalter kopfseitig	• Puffer vermeidet Kollisionsschäden mit Wänden und Steckdosen • 3-stufig ausziehbar	**59,00 €**	59,00 €
☐	Wandabstandshalter längsseitig 		**59,00 €**	59,00 €
☐	Wandabweisrolle 	• schützen Bett und Zimmereinrichtung • 2 Stück • Wandabweisrolle/n nicht bei gepolsterten Kopf- und Fußteilen möglich!	–	119,00 €

6. Matratzen und Polsterteile

✓	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
	Matratze Basic-fit			
☐		90 cm x 200 cm x 12 cm	–	289,00 €
☐		100 cm x 200 cm x 12 cm	–	349,00 €
	Matratze Comfort-fit			
☐		90 cm x 200 cm x 14 cm	**269,00 €**	349,00 €
☐		100 cm x 200 cm x 14 cm	–	379,00 €
	Matratze Sky-fit			
☐		90 cm x 200 cm x 14 cm	**349,00 €**	429,00 €
☐		100 cm x 200 cm x 14 cm	**379,00 €**	459,00 €
☐	Füllpolster für durchgehende Seitensicherungen 	• Maße (B x H x L): 57 x 12,5 x 5 cm • Farbe Beige	–	199,00 €
☐	Polsterteil für Bettverlängerungen 	• verlängert die Matratze bei Einsatz der Bettverlängerung • Farbe Weiß • mit PU-Bezug	**149,00 €** (Maße B x L x H: 90 x 20 x 12 cm)	179,00 €
☐			– (Maße B x L x H: 90 x 20 x 14 cm)	179,00 €
☐			**149,00 €** (Maße B x L x H: 100 x 20 x 12 cm)	179,00 €
☐			– (Maße B x L x H: 100 x 20 x 14 cm)	179,00 €

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett. UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Burmeier.

7. Nacht- und Beistelltische

✓	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐	Beistelltisch Pleto 	• Dekor Buche Natur – R24010 • Dekor Königsahorn – R27001 • Dekor Havanna Kirsche – R42006 • Dekor Lindberg Eiche – R20021	**599,00 €**	849,00 €
☐	Nachttisch Varus 	• Dekor Buche Natur – R24010 • Dekor Bella Noce – R30019 • Dekor Königsahorn – R27001 • Dekor Havanna Kirsche – R42006 • Dekor Lindberg Eiche – R20021	–	529,00 €

8. Beliebte Konfigurationen

✓	Produkt	Beschreibung	careshop-24 (inkl. MwSt.)	Preis (UVP inkl. MwSt)
☐		• Regia 90 x 200 cm • Primus Low • 4 x TSG • Dekor Buche Natur	–	4.477,00 €
☐		• Regia 90 x 200 cm • Nobla mala gepolstert • Hellgrün • 4 x Polsterblende	–	4.157,00 €

Gesamtbetrag


Preise inkl. deutscher Mehrwertsteuer

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett. UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Burmeier.

Bettmaße des Regia

Bettmaße [mm]

Bettlänge außen	2094 mm – 2124 mm
Bettbreite außen (bei Liegefläche 900mm)	1002 mm – 1040 mm
Bettbreite außen (bei Liegefläche 1000mm)	1102 mm – 1140 mm
Bettlänge außen ohne Holzumbau	2010mm
Bettbreite außen ohne Holzumbau (bei Liegefläche 900mm)	913 mm
Bettbreite außen ohne Holzumbau (bei Liegefläche 1000mm)	960 mm
Bettverlängerung	90 mm oder 180 mm
Längenausgleich Rückenlehne	81 mm
Schwenkung in Kopftieflage	12°
Schwenkung in Fußtieflage	12°
Gestreckte Beinhochlage	19°



Liegeflächenaufteilung [mm]		Maße im Matratzenrahmen [mm]		Winkel [°]	
A	720	E	785	I	0 - 70
B	250	F	278	J	0 - 40
C	330	G	333	K	114 - 180
D	540	H	615	L	0 - 24
				M	23

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com


Ein Unternehmen
der Stiegelmeyer-Gruppe

Formular per E-Mail senden

BURMEIER

Bettenmaße bei verschiedenen Häuptern [mm]

Modell	Breite mit Schienenführung DSG (mm)		Breite ohne Schienenführung Easy Switch (mm)		Bettlänge alle Varianten (mm)		
	900	1000	900	1000	ca. 2000	ca. 2100	ca. 2200
Primus 	1002	1102	1009	1109	2118	2208	2298
Primus low 	-	-	1009	1109	2118	2208	2298
Nobla 	1002	1102	1040	1140	2094	2184	2274
Nobla mala 	-	-	1040	1140	2094	2184	2274
Prinzi-no 	1002	1102	1002	1102	2124	2214	2304



Häupter für Liegeflächenbreite 90 cm		
	A	B
Primus	621	1009
Primus Low	406	1009
Prinzino	579	1002
Nobla	551	1006
Nobla mala	221	1026

Häupter für Liegeflächenbreite 100 cm		
	A	B
Primus	621	1109
Primus Low	406	1109
Prinzino	579	1102
Nobla	551	1126
Nobla mala	221	1126

Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können fertigungsbedingt abweichen. Bei den Höhenangaben werden deshalb Mini- bzw. Maximalmaße angegeben. Die zeichernische Darstellung kann in den Austattungsdetails von der gelieferten Ausführung abweichen.

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Ein Unternehmen
der Stiegelmeyer-Gruppe

Formular per E-Mail senden

BURMEIER