Preise und Katalog · Burmeier

Seitensicherungen und Seitenblenden Regia mit unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	1 Seite im Original	08/2026

Pflegebett Regia bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Regia-EasySwitch-Holz

Code scannen

Seitenelemente | Pflegebett Regia



1 Seitensicherung beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG).



2 3 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden.



4 5 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.



8 Holz-Seitenblenden.



9 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.



10 Seitensicherungen beidseitig durchgehend (DSG) mit Easy-Click-System.

Technische Daten	Regia
Nettogewicht	135 kg
Außenmaße	103 x 210 cm 113 x 210 cm
Höhenverstellbereich	26–80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
max. Bewohnergewicht	195 kg
24-Volt-System	✓
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 100 x 200 cm
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓

Grundmodell		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Regia - 90x200cm	Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell. Höhenverstellung 26_80cm mit zentraler Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung.	1.773,00	3.159,00
Regia - 100x200cm	Der Mehrpreis beinhaltet die Liegefläche in 100 cm Breite.	379,00	709,00
Seitenelemente		**careshop-24**	**Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.**
1 Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG)	2 x TSG 110 cm, 2 x TSG 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	589,00	909,00
2 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	389,00	674,00
3 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	389,00	674,00
4 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff- / Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 90 cm, 2 x Stoff- / Kunstleder-Seiten-blenden fußseitig 110 cm, TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	589,00	729,00
5 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff - / Kunstleder-Seitenblenden	2 x TSG kopfseitig 110 cm, 2 x Stoff- / Kunstleder-Seiten-blenden fußseitig 90 cm, TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	589,00	729,00
6 Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Holz-Seitenblenden	1x TSG 110cm, 1x TSG 90cm und 1x Holz-Seitenblende 110cm, 1x Holz-Seitenblende 90 cm – variabel	389,00	674,00
7 Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Stoff-/ Kunstleder-Seitenblenden	1x TSG 110cm, 1x TSG 90cm und 1x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblende 110cm, 1x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblende 90 cm - variabel	589,00	729,00
8 Holz-Seitenblenden	2 x Holz-Seitenblenden 110 cm, 2 x Holz-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/fußseitig variabel	99,00	368,00
9 Stoff -/Kunstleder Seitenblenden	2 x Stoff -/ Kunstleder-Seitenblenden 110 cm, 2 x Stoff-/ Kunstleder-Seitenblenden 90 cm, Anbringung kopf-/ fußseitig variabel"	449,00	549,00
10 Seitensicherungen beidseitig durchgehend (DSG)	4 x Seitensicherungsholmen 200 cm, 2 x Seitenblenden 200 cm	als Regia DSG ab 2.249,00	389,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.