Prospekt · Burmeier

Broschüre Pflegebett Regia gardo

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	3 Seiten im Original	03/2024

Pflegebett Regia gardo bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Regia-gardo-von-Burmeier

Code scannen

STIEGELMEYERGROUP



NEU
Das innovative, gepolsterte Bett zum Schutz vor Stoßverletzungen

Regia gardo

Das Bett für optimalen Rundumschutz

Krankheiten wie Chorea Huntington, zu deren Symptomen starke unkontrollierte Bewegungen zählen, setzen den Patienten dem Risiko häufiger Stoßverletzungen aus. Oft wird sein Bett dann individuell ausgepolstert, z. B. mit selbst zugeschnittenen Schaumstoffteilen. Das Regia gardo von Burmeier bietet jetzt eine zeitgemäße Lösung an, die Sicherheit, Komfort und eine optimale Hygiene miteinander verbindet.

Das Regia gardo kombiniert alle Stärken eines modernen elektrisch verstellbaren Pflegebettes mit einer maßgeschneiderten Auspolsterung des Innenraums. Häupter und durchgehende Seitensicherungen sind mit aufsteckbaren Polstern verkleidet, die sich mühelos zu einer gründlichen Reinigung abnehmen lassen. Das gesamte Bett ist ein haptisch und optisch angenehmer, würdevoller Ort der Ruhe und Entspannung.

Starke Vorteile

- Niedrigbett zur Vermeidung von Sturzverletzungen
- Höhenverstellung von 26 - 80 cm ermöglicht rückenschonendes Arbeiten am Bett
- serienmäßige durchgehende Seitensicherung für zusätzlichen Schutz und die Schaffung seitlicher Polsterflächen
- Sitzposition und Fußtieflage der Liegefläche einstellbar
- sicheres 24-Volt-Antriebssystem
- einfache Montage des Bettes und der Polster
- Lieferung immer mit passender Matratze



Mit dem intuitiv bedienbaren Handschalter lässt sich das Regia gardo durch einen Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm fahren.





Die durchgehende Polsterung bietet dem Bewohner optimalen Schutz für entspannende Ruhephasen.



In der Sitzposition können Bewohner im Bett essen, lesen oder einen Computer nutzen. Der wohnliche Beistelltisch Pleto ist dabei ein idealer Begleiter.



Die seitliche Polsterung bewegt sich mit der durchgehenden Seitensicherung, sodass der Bewohner das Bett auf einer ergonomischen Höhe verlassen und dabei auf dem weichen Polster sitzen kann.




Das Regia gardo wird serienmäßig mit einer Matratze geliefert, die sich den Verstellpositionen der Liegefläche flexibel anpasst.

Funktionen und Details




Die Polster liegen dicht an den Betthäuptern an – so entstehen keine unhygienischen Zwischenräume



Segufix-Verschlüsse halten die Enden der seitlichen Polster lückenlos am Bettrahmen.



Die Polsterteile lassen sich für eine gründliche Reinigung einfach abnehmen.



Der lückenlose Rundumschutz schützt die Bewohner vor Stoßverletzungen.

Produktbesonderheiten:





Die optionale Wandabweisrolle verhindert Kollisionsschäden beim Fahren und der Höhenverstellung.




Ein praktischer Klettverschluss sorgt dafür, dass zwischen den seitlichen Polstern und dem Bettrahmen kein Spalt entsteht.

Ausstattungen und Optionen

Ausführung	Regia gardo mit Standardausstattung: 304400
Liegefläche 90 × 200 cm	✓
Matratze 90 x 209 x 14 cm	✓
Höhenverstellung	26 – 80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
4-geteilte Metall-Liegefläche mit Rückenlehnenrückzug	✓
elektrische Anhebung der Unterschenkellehne (21 cm)	✓
Fußtieflage (15°)	✓
4-Rollen-Zentralfeststellung	✓
Linak-24-Volt-Antriebssystem	✓
Kopf- und Fußteil Nobla (nur Holzdekor)	✓
Dekor Buche Natur	✓
durchgehende Seitensicherung (DSG) mit Easy Click beidseitig	✓
Notabsenkung Batterie (Artikelnummer: 275602)	O
Polsterung	✓
Wandabweisrollen (2 oder 4 Stück Artikelnummer: 269834)	O
Trendelenburg-Handschalter (nur für Pflegeeinrichtungen - Artikelnummer: 261651)	O

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht möglich

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Bettlänge außen (mit Polstern) A	2350
Bettlänge Innenmaß (mit Polstern) B	2080
Liegeflächenhöhe (zur Liegefläche) C	260
Liegeflächenhöhe (zur Oberkante Matratze) C	400
Bettbreite außen (mit Polstern) D	1130
Höhe Unterkante Betthaupt E	130 – 680
Höhe Seitensicherung (mit Polstern) F	700 – 1250
Höhe Betthaupt (mit Polstern) G	750 – 1300
Liegeflächenaufteilung RL-Mtl.-OL-UL	720 – 250 – 330 – 540
Längenausgleich Rückenlehne	110

Nicht alle Produkte und Konfigurationen sind in jedem Land verfügbar. Not all products and configurations are available in every country.
Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 11/2023. Version 01. Artikel-Nr. 601647.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 11/2023. Version 01. Item no. 601647.

STIEGELMEYERGROUP
Solutions for people who care

Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

stiegelmeyer-group.com