Preise und Katalog · Burmeier

Katalogseite Regia gardo mit unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	1 Seite im Original	08/2026

Pflegebett Regia gardo bei careshop-24.de


- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Regia-gardo-von-Burmeier

Code scannen




Regia gardo



Vorteile:

- **Niedrigbett zur Vermeidung von Sturzverletzungen**
- **Höhenverstellung von 26–80 cm ermöglicht rückenschonendes Arbeiten am Bett**
- **serienmäßige durchgehende Seitensicherung für zusätzlichen Schutz und die Schaffung seitlicher Polsterflächen**
- **Sitzposition und Fußtieflage der Liegefläche einstellbar**
- **Lieferung immer mit passender Matratze**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Technische Daten	Regia gardo
Nettogewicht	165 kg
Außenmaße	113 x 235 cm
Höhenverstellbereich	26–80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
max. Bewohnergewicht	215 kg
24-Volt-System	✓
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Kopf- und Fußteil	Nobla
Polsterung	✓
4-geteilte Metall-Liegefläche mit Rückenlehnenrückzug	✓
Matratze 90 x 209 x 14 cm	✓
Durchgehende Seitensicherung (DSG) mit Easy Click beidseitig	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓

Grundmodell		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Regia gardo 90 x 200 cm	Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell. Durchgehende Polsterung mit Seitensicherungen und passender Matratze. Höhenverstellung 26 – 80 cm mit zentraler Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung.	auf Anfrage	13.541,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* inkl. MwSt.
Akku (zur Notabsenkung)	O	199,00	289,00
Bettzeugablage (fußseitig)	O	159,00	209,00
Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	–	119,00
Komfortliegefläche lose beigelegt (50 Elemente)	O	269,00	379,00
Trendelenburg-Handschalter [1]	O	–	159,00
Unterbettlicht	O	99,00	109,00
Wandabstandshalter 1 Stück - kopfseitig	O	–	59,00
Wandabstandshalter 1 Stück - längsseitig	O	–	59,00
Wandabweisrollen 2 Stück	O	–	119,00



Die Polster liegen dicht an den Betthäuptern an – so entstehen keine unhygienischen Zwischenräume.



Segufix-Verschlüsse halten die Enden der seitlichen Polster lückenlos am Bettrahmen.



Die Polsterteile lassen sich für eine gründliche Reinigung einfach abnehmen.



Der lückenlose Rundumschutz schützt die Bewohner vor Stoßverletzungen.



Die optionale Wandabweisrolle verhindert Kollisionsschäden beim Fahren und der Höhenverstellung.

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

Produktseite

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026 [1] Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen.

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.