Prospekt · Burmeier

Pflegebettmatratzen Basic-fit, Comfort-fit, Sky-fit und Cloud-fit: Katalogseite

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026 und folgen unverändert. Unsere Preise stehen auf den Produktseiten bei careshop-24.de.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	1 Seite im Original	08/2026

Pflegebettmatratzen bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Burmeier-Pflegebettmatratze-Comfort-fit

Code scannen

Matratzen



Vorteile:

- alle Matratzen-Varianten sorgen für ein gesundes, trockenes Mikroklima
- flexible Anpassung an die Form der Liegefläche
- Reduzierung punktueller Druckbelastung
- Bett und Matratze lassen sich als passgenaue Einheit konfigurieren
- Schutz vor Dekubitus
- dauerhafte Anpassung an die Körperform des Bewohners
- gleichmäßige Druckentlastung

Weitere Infos:

Produktseite

Maße und Preise

Modell	Maße (B x L x H)	Art.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Pflegebettmatratze **Sky-fit**	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283925	459,00
2 Pflegebettmatratze **Comfort-fit**	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283923	379,00
3 Schwerlastmatratze **Cloud-fit**	100 cm x 200 cm x 14 cm	300900	1.079,00
	120 cm x 200 cm x 14 cm	300406	1.189,00
	140 cm x 200 cm x 14 cm	300407	1.469,00
4 Pflegebettmatratze **Basic-fit**	80 cm x 180 cm x 12 cm	261478	289,00
	80 cm x 190 cm x 12 cm	261479	289,00
	80 cm x 200 cm x 12 cm	261481	289,00
	90 cm x 180 cm x 12 cm	261482	289,00
	90 cm x 190 cm x 12 cm	261483	289,00
	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00
	100 cm x 200 cm x 12 cm	261486	349,00

*Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

Matratzen für ein neues Schlafgefühl



Pflegebettmatratze Sky-fit
Das Premium-Modell für höchste Ansprüche

- die hochwertige 2-Schicht-Matratze für Burmeier-Betten mit 2 cm Sky-therm®-Auflage und 12 cm Kaltschaum-Basis
- Randzonenverstärkung
- folgt jeder Verstellung durch optimale Anpassung an die Liegefläche
- abnehmbarer waschbarer Wendebezug, eine Seite PU, andere Seite Polyester und Viskose
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), 2,5 kPa (Auflage), Raumgewicht 50 kg/m³ (Basis), 40 kg/m³ (Auflage)



Pflegebettmatratze Comfort-fit
Die hochwertige Mittelklasse für gesunden Schlaf

- die komfortable Matratze mit einem Kern aus elastischem Polyurethan-Kaltschaum (14 cm) für erholsamen Schlaf
- Randzonenverstärkung
- folgt jeder Verstellung durch optimale Anpassung an die Liegefläche
- abnehmbarer waschbarer Wendebezug, eine Seite PU, andere Seite Polyester und Viskose
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), Raumgewicht 40 kg/m³



Pflegebettmatratze Basic-fit
Das einfache Einsteiger-Modell für den Pflege-Alltag

- die moderne Pflegebettmatratze mit einem Kern aus Polyurethan (12 cm)
- waschbarer PU-Bezug, Farbe weiß, durch Reißverschluss abnehmbar
- Raumgewicht: 40 kg/m³, Stauchhärte 4,5 kPa



Schwerlastmatratze Cloud-fit
Die vielseitige Schwerlastmatratze

- besonders geeignet für Bewohner mit einem sehr hohen Körpergewicht von 140 bis 240 kg
- 3-Schicht Matratze mit einer Auflage aus angenehmem Sky-therm®-Schaum und 2 belastbaren Kaltschaum-Schichten
- Unterstützung der Dekubitusprophylaxe durch Rasterstanzungen im Sky-therm®-Schaum, hohe Punktelastizität sorgt für Druckentlastung an gefährdeten Stellen
- optimale Anpassung an die Verstellungen der Liegefläche durch Einschnitte in der unteren Kaltschaum-Schicht
- abnehmbarer Wendebezug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Matratzenhöhe von ca. 16 cm gewährleistet eine normative Schutzhöhe der Seitensicherungen an Burmeier-Pflegebetten



1 Matratze Sky-fit ohne Bezug im Pflegebett Regia. Oben die viskoelastische Sky-therm®-Schicht, unten die Basisschicht mit Einschnitten.



2 Matratze Comfort-fit ohne Bezug im Pflegebett Inovia. Die Seite mit den Einschnitten kann nach oben oder unten gewendet werden.



3 Matratze Basic-fit mit Bezug im Pflegebett Dali.



4 Matratze Cloud-fit ohne Bezug im Schwerlastbett Gigant. Oben die viskoelastische Sky-therm®-Schicht, unten die beiden belastbaren Schichten aus Kaltschaum.