Maßskizze · Burmeier

Maßskizze Allura II 120

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	12/2016

Schwerlastbett Allura II bei careshop-24.de


- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Allura

Code scannen

Maßskizze - Allura II 120

Standard



Liegefläche 120 x 200

Maße und Gewichte

Allura II 120

LF	**Maße / Gewichte brutto VPE**			**Gewichte netto einzelne Baugruppen**						
cm	**cm** / kg	**cm** / kg	**cm** / kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	Fahrgestelle mit Hub-motor	LF mit Motor, HS, Aufrich-ter SG-Holm	komplett auf Lager-hilfe	Fahrgestell mit Hubmotor	Liegefläche mit Motor	½ Liegefläche Kopfteil ohne Motor	½ Liegefläche Fußteil ohne Motor	Doppel-antrieb	SG-Holm	Aufrichter
100 x 200	**137 x 100 x 25** 51,6	**209 x 121 x 26** 78,4	**132 x 45 x 220** 128	24	51,2	21,8	25,2	4,6	12,8	6

