Prospekt · Burmeier

Broschüre Pflegebett Allura II

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	3 Seiten im Original	03/2018

Schwerlastbett Allura II bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Allura


Code scannen

Allura II

Clinic | Care | **Homecare** | Assist

BURMEIER





Allura II - Die innovativen Pflegebetten, auch für schwergewichtige Patienten

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit
Das Pflegebett „Allura II“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

Niedrige Einstiegshöhe und 250 kg Arbeitslast
Die Allura-II-Pflegebettenserie ist mit den Liegeflächenabmessungen 100 x 200 oder 120 x 200 cm lieferbar. Die sichere Arbeitslast beträgt 250 kg, somit ist das Pflegebett auch für schwergewichtigere Personen bestens geeignet. Die Liegehöhenverstellung ist von 30 - 80 cm einstellbar. Der außergewöhnlich große Verstellbereich von 50 cm sichert ein Höchstmaß an Pflegekomfort.

24-Volt-Antriebssystem serienmäßig
Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Seitensicherungsschutzhöhe 38 cm
Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitensicherungserhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

Details


Fußtieflagerung


Verstellbereich von
30 bis 80 cm


Elektronisches
Schaltnetzteil
(Switch Mode),
direkt hinter Netz-
stecker integriert


Handschalter
mit selektiver
Sperrfunktion


Platzsparende
Auslieferung und
Lagerung auf
Lager-/Transport-
hilfe (Abb. ähnlich)

Pflegebett **Allura II**

Ausführung

- Liegefläche: 100 x 200 cm (Allura II 100) oder 120 x 200 cm (Allura II 120), 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 30 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilfüllungen im Buche Dekor
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52: 2010

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2018. Version 6. Artikel-Nr. 600836.

CE

Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Bettverlängerung
(auch nachträglich montierbar)





Leselampen



Schaumlederbezug



Serviertablett für Allura II 100



Holzfüllung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar)

Bestellnummern und Außenmaße

51.5524.33	Pflegebett **Allura II 100** (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 111 cm
51.5724.33	Pflegebett **Allura II 120** (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 131 cm
19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

BURMEIER
Stiegelmeyer-Gruppe