Preise und Katalog · Burmeier

Katalogseiten Schwerlastbett Allura II mit Zubehör und unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	08/2026

Pflegebett Allura bei careshop-24.de


- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Allura

Code scannen




Allura II 100/120



Vorteile:

- **hohe Traglast**
- **wählbare Liegeflächenbreiten**
- **großer Höhenverstellbereich**
- **viel Komfort und Sicherheit auch für schwergewichtige Pflegebedürftige**
- **Entlastung der Pflegenden**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung



Verstellbereich von 30 bis 80 cm



Elektronisches Schaltnetzteil
- (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Handschalter
- mit selektiver Sperrfunktion



Platzsparende Auslieferung und Lagerung
auf Lager-/Transporthilfe (Abb. ähnlich)



Werkzeuglose Montage der Seitensicherung
- mit Easy Click

Produktbesonderheiten:




Weitere Infos:
- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Allura-II-Konfigurations-bogen.

Allura II 100
Hilfsmittel-Nr.
19.40.06.0002
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.6002

Allura II 120
Hilfsmittel-Nr.
19.40.06.0003
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.6003


Zubehör Allura II




1 Aufstehhilfe.
2 Aufstehhilfe extra breit.



3 4 Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar).



5 6 Seitensicherungserhöhung in Signalgrau.



7 Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



8 Verlängerungskabel für den Handschalter (1,40 m).



9 10 Holzfüllung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar).





11 Die Leselampe zum Einstecken.
12 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



13 Schaumlederbezug.




14 Unterbettlicht.



15 Wandabweisrolle inkl. Halterung.



16 Pflegebettmatratze Sky-fit.



17 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



18 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



19 Pflegebettmatratze Basic-fit.



20 - 24 Polsterteil für Bettverlängerung.

Über diesen Link geht es zum digitalen Allura-II-Konfigurationsbogen.

Technische Daten	Allura II
Nettogewicht	120 kg
Außenmaße	111 x 224 cm 131 x 224 cm
Höhenverstellbereich	30 – 80 cm
sichere Arbeitslast	270 kg
max. Bewohnergewicht	230 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	100 x 200 cm 120 x 200 cm
Seitensicherung	DSG mit Easy Click
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv
Aufrichter mit Triangelgriff	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Allura II - 100 x 200cm mit Metallliegefläche	1.499,00	2.969,00
Allura II - 120 x 200 cm mit Metallliegefläche	1.648,00	3.379,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Aufstehhilfe (Farbe: Topas)	O	119,00	147,00
2 Aufstehhilfe – breite Ausführung (Farbe: Topas)	O	139,00	159,00
3 Bettverlängerung 20 cm für 100 cm Breite inkl. 4 Holme	O	299,00	449,00
4 Bettverlängerung 20 cm für 120 cm Breite inkl. 4 Holme	O	–	449,00
5 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch	O	129,00	179,00
6 Erhöhung für Seitensicherungen in Signalgrau 7 cm hoch inkl. Easy Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	–	249,00
7 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
8 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	119,00	119,00
9 Holzhaube 1 Stück für Allura II 100	O	–	239,00
10 Holzhaube 1 Stück für Allura II 120	O	–	279,00
11 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
12 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
13 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	219,00
14 Unterbettlicht	O	159,00	219,00
15 Wandabweisrolle 1 Stück	O	39,00	39,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
16 Matratze Sky-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	–	459,00
17 Matratze Comfort-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	–	379,00
18 Matratze Cloud-fit	100 cm x 200 cm x 16 cm 120 cm x 200 cm x 16 cm	899,00 1.019,00	1.079,00 1.189,00
19 Matratze Basic-Fit	100 cm x 200 cm x 12 cm	–	349,00
20 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	–	179,00
21 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	–	179,00
22 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	–	189,00
23 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 16 cm	–	189,00
24 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 19 cm	–	199,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.