Maßskizze · Burmeier

Maßskizze Schwerlastbett Gigant

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	09/2019

Schwerlastbett Gigant bei careshop-24.de


- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Gigant

Code scannen

Maßskizze - Gigant

Standard



Liegefläche 120 x 200

Maße und Gewichte

Gigant

LF	**Maße / Gewichte brutto VPE**				**Gewichte netto einzelne Baugrup-pen**					
cm	**cm** / kg	**cm** / kg	**cm** / kg	**cm** / kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	Fahrgestell mit Hubmotor	LF mit Motor, HS, Aufrichter,	SG-Holm	Holzhaube (2 Kartons)	Fahrgestell KT mit Hubmotor	Fahrgestell FT mit Hubmotor	LF mit Motor	Holz-haube	SG-Holm	Auf-richter
120 x 200	**140 x 93 x 55,5** 55,6	**207,5 x 125,5 x 31,5** 87,8	**228 x 16 x 10** 26,4	**138 x 73 x 11** 2 x (19,26)	22,6	23,8	74,2	16,53	3,69	5,52

