Preise und Katalog · Burmeier

Katalogseiten Schwerlastbett Gigant mit Zubehör und unseren Preisen

Die folgenden Seiten stammen aus dem Burmeier-Händlerkatalog 08/2026. In der Spalte „careshop-24“ steht unser Preis inklusive Mehrwertsteuer, Stand 05.11.2026. Daneben steht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HERSTELLER	UMFANG	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	2 Seiten im Original	08/2026

Pflegebett Gigant bei careshop-24.de

- Preis, Ausstattung und Lieferzeit auf der Produktseite
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte: careshop-24.de/Burmeier

careshop-24.de/Pflegebett-Gigant

Code scannen



Schwerlastbett Gigant

350 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Äußerst robuste Liegefläche mit Stahleinlagen, Liegeflächen-breite: 120 cm

Optionale kombinier-bare Seitensicherung, mit durchgehender Seitensicherung kombinierbar



Holzhauben im modernen Design, Kunststoffverklei-dung und Seitenblenden sorgen für ein wohnliches Ambiente


Notabsenkung der Rückenlehne aus jeder Position

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

Vorteile:

- **mit einem möglichen Bewohnergewicht von bis zu 280 kg auch für stark adipöse Menschen geeignet**
- **viel Platz und Unterstützung für einen selbstbestimmten Alltag**
- **Entlastung der Pflegenden**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Aufnahme für die Mittelstütze (links) und die Sperrbox (rechts)



Notabsenkung der Rückenlehne



Äußerst stabile Konstruktion der Seitensicherung



Kunstoffverkleidung der Fahrgestelle

- mehr Wohnlichkeit

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:

- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Gigant-Konfigurationsbogen.

Hilfsmittel-Nr.
19.40.06.1001
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.7001

Zubehör | Schwerlastbett Gigant



1 2 Bettverlängerung inkl. längerer Seitensicherungen und Seitenbretter.



3 Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



4 5 6 Kombinierbare Seitensicherung.



7 Die Leselampe zum Einstecken.
8 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



9 10 11 Schaumlederbezug.



12 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



13 14 Polsterteil für Bettverlängerung.

Technische Daten	Gigant
Nettogewicht	159 kg
Außenmaße mit Holzumbau Standard	135 x 222 cm
Höhenverstellbereich	40–80 cm
sichere Arbeitslast	350 kg
max. Bewohnergewicht	280 kg
Standardausstattung	
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm
Seitensicherung	DSG mit Easy Click
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv
Aufrichter mit Triangelgriff	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	einzeln
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓

Ausstattungsvarianten	careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Gigant – 120 x 200 cm mit Metallliegefläche	5.149,00	7.739,00

Sonderausstattung und Zubehör		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Bettverlängerung 20 cm für durchgehende Seitensicherung (DSG) inkl. 4 Holme	O	449,00	609,00
2 Bettverlängerung 20 cm für kombinierbare Seitensicherung (KSG)	O	–	609,00
3 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	199,00
4 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) beidseitig	O	819,00	1.199,00
5 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) einseitig links	O	409,00	599,00
6 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) einseitig rechts	O	409,00	599,00
7 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	239,00	338,00
8 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	239,00	338,00
9 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	149,00	219,00
10 Schaumlederbezug für kombinierbare Seitensicherung (KSG) Mittelstück	O	–	209,00
11 Schaumlederbezug für kombinierbare Seitensicherung (KSG) Holme	O	–	209,00

Matratzen und Polsterteile		careshop-24	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
12 Matratze Cloud-fit	120 cm x 200 cm x 16 cm	1.019,00	1.189,00
13 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 16 cm	–	189,00
14 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 20 cm x 19 cm	–	199,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Gigant-Konfigurationsbogen.

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 08.2026 | Preisbindung bis zum 31.12.2026

careshop-24 = unser Preis inkl. MwSt., Stand 05.11.2026. Aufpreise gelten beim Kauf zusammen mit dem Bett.