Prospekt · Burmeier

# Broschüre Schwerlastbetten

Diese Unterlage stammt vom Hersteller Burmeier GmbH & Co. KG. Sie folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original. Wir stellen sie Ihnen zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken bereit.

| HERSTELLER | UMFANG | STAND |
|---|---|---|
| Burmeier GmbH & Co. KG | 3 Seiten im Original | 04/2026 |

## Burmeier-Produkte bei careshop-24.de

- Pflegebetten, Matratzen und Zubehör von Burmeier
- Persönliche Beratung am Telefon: 040 / 60 94 52 45
- Alle Anleitungen, Maßskizzen und Prospekte auf einer Seite

careshop-24.de/Burmeier

Code scannen

STIEGELMEYERGROUP



# Schwerlastbetten

## Raum zur Entfaltung

### Gigant



### Allura II



### Lippe 120/140



**Solutions** for people who care

BURMEIER



## Stark

„In meinem Allura II mit 120 cm breiter Liegefläche wache ich morgens so ausgeruht auf wie nie zuvor. Endlich kann ich wieder voller Lebensfreude in den Tag starten.“

***Heidrun Brüne***
*Kundin*

MEIN VORTEIL

# Allura II



**Pflege-Hilfsmittel-Nummern:**

Allura II 100: 50.45.01.6002

Allura II 120: 50.45.01.6003

**Hilfsmittel-Nummern:**

Allura II 100: 19.40.06.0002

Allura II 120: 19.40.06.0003

## Das wohnliche Schwerlastbett

Seit Jahrzehnten werden die Menschen im Durchschnitt größer und schwerer. Dieser Trend führt auch zu wachsenden Anforderungen in der Pflege. Pflegebetten mit einer breiteren Liegefläche, einer höheren Tragfähigkeit und einem Höhenverstellbereich von 30 – 80 cm sorgen für mehr Schutz und Komfort. Zugleich sind sie besonders zukunftssicher.

- sichere Arbeitslast von 251 kg
- Modelle Allura II 100 und Allura II 120 mit Liegeflächenbreiten von 100 und 120 cm
- optionale Bettverlängerung für eine Liegeflächenlänge von 220 cm
- wählbare Aufstehhilfe erleichtert die Mobilisierung des Bewohners
- Fußtieflagerung für eine bequeme Sitzposition
- durchgehende Easy-Click-Seitensicherung mit werkzeuglos montierbaren Holmen für einen mühelosen Aufbau und eine gründliche Reinigung

# Gigant



**Pflege-Hilfsmittel-Nummer:**

50.45.01.7001

**Hilfsmittel-Nummer:**

19.40.06.1001

## Das Bett für höchste Anforderungen

Das Schwerlastbett Gigant bietet auch Menschen mit ausgeprägter Adipositas ein Maximum an Komfort und Unterstützung. Sein Höhenverstellbereich von 40 bis 80 cm erleichtert zudem die Pflege am Bett erheblich. Mithilfe der optionalen kombinierbaren Seitensicherung können sich Bewohner beim Aufstehen und Hinsetzen bequem abstützen.

- sichere Arbeitslast von 350 kg
- geeignet für Bewohner mit bis zu 280 kg Gewicht
- 120 cm breite Liegefläche
- optionale Bettverlängerung für eine Liegeflächenlänge von 220 cm
- optionale kombinierbare Seitensicherung mit Mobilisierungshilfe für Schutz und mehr Selbstständigkeit
- elegante Holzverkleidung der Häupter
- Seitenblenden für ein wohnliches Ambiente



# Zweisam

„Mit Relax und Lippe haben wir das Doppelbett unserer Träume kombiniert – und es passt perfekt zu unserer Einrichtung.“

***Dominik und Janine Reiners***
*Ehepaar*

MEIN VORTEIL

# Lippe 120/140







**Pflege-Hilfsmittel-Nummern:**

Lippe 120: 50.45.03.6001

Lippe 140: 50.45.03.6002

**Hilfsmittel-Nummern:**

Lippe 120: 19.40.03.6001

Lippe 140: 19.40.03.6002

## Die höhenverstellbaren Betteinsätze

Die Betteinsätze Lippe 120 und 140 lassen sich einfach in den vorhandenen Bettumbau montieren und bieten dort den Komfort und die Sicherheit eines erstklassigen Pflegebettes.

- sichere Arbeitslast von 251 kg
- 120 cm oder 140 cm breite Liegefläche
- Höhenverstellbereich von 29 – 74 cm
- optionale Bettverlängerung für eine Liegeflächenlänge von 220 cm
- optionale Aufstehhilfe erleichtert die Mobilisierung des Bewohners
- ideal kombinierbar mit unserem wohnlichen Bettumbau Relax

Nicht alle Produkte und Konfigurationen sind in jedem Land verfügbar. Not all products and configurations are available in every country.
Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 04/2026. Version 05. Artikel-Nr. 601630.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 04/2026. Version 05. Item no. 601630.

stiegelmeyer-group.com

**Burmeier GmbH & Co. KG**
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen

Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com