Datenblatt · Burmeier

Datenblatt Pflegebett Royal

Burmeier stellt das Pflegebett Royal nicht mehr her. Diese Unterlage folgt ab der nächsten Seite unverändert im Original, damit Sie Ihr Bett weiter sicher bedienen können.

HERSTELLER	MODELL	STAND
Burmeier GmbH & Co. KG	Royal	08/2013

Sie haben ein Burmeier-Pflegebett?

- Passende Matratzen und Zubehör für Burmeier-Pflegebetten
- Fragen zu Ersatzteilen und Zubehör: 040 / 60 94 52 45
- Aktuelle Pflegebetten, Anleitungen und Maßskizzen von Burmeier

careshop-24.de/Burmeier

Code scannen

BURMEIER

Pflegebett **Royal**



CE

Pflegebett Royal

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, mit leicht zu reinigenden und robusten Stahl-Lamellen. Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar.
Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Rollen zentral feststellbar. Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne. Sichere Arbeitslast: 175 kg. Holzumbau in Buche Dekor/Buche massiv.
Fußteil mit Griffleiste aus Massivholz (Option/Zubehör)
Holzumbau mit integrierten Seitengittern in innovativer/wohnlicher Optik. Doppellaufrollen nicht sichtbar.
Handschalter mit zentraler Sperrfunktion.

> Bestell-Nummer		> Maße	> Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)
50.6431.1	Pflegebett „Royal"	Länge 220 cm	ohne Abbildung:
19.1400.1	Aufrichter	Breite 105 cm	• Holzumbau in Sonderdekor

> Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar) (Technische Änderungen vorbehalten)


Sonderdekore (Kirsche – siehe Innenseite)


Serviertablett


Griffleiste aus Massivholz (nachträglich nicht montierbar)


Sperreinrichtung


Leselampen


Bettverlängerung inkl. Seitengitterholme (auch nachträglich montierbar – Abb. ähnlich)


Schaumlederbezug für Seitengitter

Burmeier GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Pivitsheider Straße 270 | 32791 Lage/Lippe
Tel. +49 (0) 5232 9841-0 | Fax +49 (0) 5232 9841-41 | info@burmeier.de | www.burmeier.de

Royal – Das Komfort-Pflegebett für höchste Ansprüche



Griffleiste als Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar



Handschalter mit zentraler Sperrfunktion

Holzhaube im wohnlichen Design

Einfach zu reinigende Liegeflächen-Lamellen

175 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

Doppellaufrolle nicht sichtbar



Fußtieflagerung



Unterschenkellehne manuell einstellbar



Royal in Kirschbaum Dekor

Ihre Vorteile:

- **Wohnlichkeit**
Das Pflegebett Royal besticht durch ein hohes Maß an Wohnlichkeit. Die innovative Technik wird durch Holzkomponenten verdeckt. Ein Bett für höchste Ansprüche an Wohnkultur, mit Wohlfühl-Garantie für den Bewohner.

- **Qualität und Wirtschaftlichkeit**
Die Auswahl bester Materialien und die aufwendige konstruktive Gestaltung sichern ein Pflegebett für höchste Ansprüche. Lange Lebensdauer und überragende Qualität sind auch für dieses Burmeier Pflegebett selbstverständlich. Trotz der außergewöhnlichen Vorteile wird dieses Bett in einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis angeboten.